

Monitor Dräger Vista 120

Guia rápido



TECLA TÁTIL "MENU"

A CONFIGURAÇÃO DO MONITOR (É MUITO IMPORTANTE CONFIGURÁ-LO PRIMEIRO)

1. ALTERAR IDIOMA

Menu > Biomédico > Man. Utilizador > ABC-Idioma. Ligar e desligar para que assuma a alteração.

2. RETIRAR O VOLUME DAS TECLAS

Menu > Config. Sistema > Vol. teclas

3. ATIVAR A BARRA DE ATALHOS DE ACESSO DIRETO

Menu > Conf. Ecrã > Barra atalhos > Ligado

4. CONFIGURAR 4 OU 5 CANAIS

Menu > Conf. Ecrã > Nº Curvas > 4 > seleccionar o nº de curvas desejado (4 ou 5 canais se necessário pressão invasiva).

6. SELECIONAR QUE PARÂMETROS VER

Menu > Config. Sistema > Conf. módulos: Seleccionar FC, SpO2, PNI, FP, e PI se desejado. Se queremos 5 parâmetros temos que ter 5 canais.

7. Para alterar a **ORDEM**, selecciona-se a curva e a opção "Mudar p/".

8. CORES

Menu > Biomédico-Man. Utilizador > ABC > Conf. cores > Alterar as cores dos parâmetros e das curvas se desejável.

9. ALARMES

Premir numa caixa de parâmetros (preferencialmente no que pretendemos alterar) – Conf. alarme - ajustar os limites de alarmes pretendidos para FC, SpO2, PNI Sist, Diast. e Média, etc e definir o estado do alarme em ligado ou desligado.

10. Ir ao menu da **FC (Config. ECG)** e no campo "Tipo derivações" seleccionar 3 ou 5 mediante o cabo que se vá utilizar. O cabo de 5 derivações permite ter 2 canais de FC e o de 3 derivações permite 1 canal. O canal restante pode ser utilizado para seleccionar outro parâmetro em Módulos, por ex., RESP (Respiração por impedância)

11. Ir ao menu da **PNI** (premir na respetiva caixa de parâmetros) e colocar modo medição Automático. Seleccionar o intervalo desejável.

12. RETIRAR ACESSOS DIRETOS DESNECESSÁRIOS

Menu-Biomédico > Man. Utilizador > ABC > Config. atalhos: Deixar apenas: Admissão, Tend. tabela, Rev. alarme, Revisão PNI, Arritmias, Padrão, Letra Grande, Módulos, Zerar IBP (se usarem PI), Volume pulso, Standby, Conf. alarme. O resto é melhor retirá-los.

13. GUARDAR O PERFIL:

Menu > Biomédico > Man. Utilizador > ABC > Conf. Utilizador: Dar um nome (p.ex.: ADU). A primeira vez aparece uma mensagem de "o arquivo foi guardado". Quando se realizam modificações sobre o mesmo perfil, que quero voltar a guardar, tenho que voltar a seleccionar o mesmo nome, ADU no nosso caso, e aparecerá uma mensagem, aceito e volto a obter a mensagem "o arquivo foi guardado".

B FUNCIONAMENTO DO MONITOR



PARTES FÍSICAS

- **Direita:** impressora e bateria (4/5horas).
- **Esquerda:** Conexão dos acessórios.
- **Ecrã tátil**, com acessos diretos no ecrã e teclas fixas (acessos diretos repetidos), podendo-se também controlar usando apenas o botão rotativo.
- **Alarmes:** Vermelho, Amarelo e Azul

FUNCIONAMENTO

- **Dar alta** entre pacientes para recuperar a configuração standard: Acesso directo desde o ecrã Admissão > Adulto > MP (Marca Passo/Pacemaker) desligado.
Atenção: Se adicionei canais ou parâmetros, continuam no ecrã ainda que tenha dado Alta.
- **ADICIONAR CANAIS:** Menu-Config. Ecrã > N^o Curvas
- **ADICIONAR PARÂMETROS:** Acesso direto na barra de atalhos inferior : Módulos > Selecionar o parâmetro pretendido
- **ORDENAR SE NECESSÁRIO:** premir sobre uma curva e selecionar “Mudar p/”.
- Para visualizar 2 ondas de ECG, selecionar 5 derivações no menu da FC, para visualizar uma, selecionar 3 derivações.
- É importante ter em atenção que o que se visualiza no monitor não tem nada a ver com os acessórios que se ligam lateralmente. Poder-se-á ver no ecrã os parâmetros que estejam selecionados no menu Módulos independentemente dos acessórios que estejam ligados.
- O acesso ao menú de alarmes pode realizar-se através de qualquer parâmetro.
- Pode-se aceder a diferentes tendências, arritmias, eventos, etc.
- Recomenda-se apagar o alarme da temperatura.
- Não tem cronómetro
- Palavra passe Utilizador: **ABC** ou **abc** dependendo da versão de software.

LIMPEZA

Os agentes de limpeza aprovados para a limpeza do monitor e dos acessórios reutilizáveis são:

- Detergente suave quase neutro
- Etanol (a 75%)
- Isopropanol (a 70%)

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de instruções fornecido pelo fabricante.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com