

Circuito respiratório família* Primus® Desmontagem/Montagem



Desmontagem

- 1** Solte os três parafusos do ventilador com uma chave Allen.



Aperte os três parafusos do ventilador com uma chave Allen.

- 2** Puxe e retire o sistema respiratório pela alça.



Use a alça para inserir o sistema respiratório na estrutura de montagem.

- 3** Retire o diafragma superior do ventilador.



Insira o diafragma do ventilador de modo que a logomarca da Dräger possa ser vista de cima.

- 4** Retire o absorvedor de CO₂ CLIC. Desrosqueie o adaptador CLIC (opcional).



Rosqueie o adaptador CLIC (opcional). Insira o absorvedor de CO₂ CLIC.

- 5** Insira o disco de limpeza no adaptador. Feche o adaptador até ouvir o "clic" indicando encaixe correto.



Retire o disco de limpeza do adaptador. Feche o adaptador até ouvir o "clic" indicando encaixe correto.

- 6** Solte os conectores de inspiração e expiração e retire-os.



Coloque os conec inspiratório e o expiratório e gire-os para apertar.

- 7** Retire os dois sensores de fluxo.



Insira os dois sensores de fluxo.

- 8** Solte os cinco parafusos do sistema respiratório com uma chave de fenda e retire a tampa.



Coloque a tampa no sistema respiratório e use uma chave de fenda para apertar os cinco parafusos.

- 9** Levante a parte central do sistema respiratório.



Coloque a parte central do sistema respiratório na parte inferior da estrutura.

* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo

Montagem

Circuito respiratório

família* Primus®

Instruções de reprocessamento



	Limpeza e desinfecção manual	Limpeza e desinfecção a máquina	Esterilização
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓

Inspeção visual



Desinfecção por imersão:

Use os desinfetantes listados nas instruções de uso dos sensores de fluxo da Dräger.

Limpeza e desinfecção a máquina:

Posicione os componentes de modo que as superfícies e espaços internos possam ser completamente enxaguados e a água possa escoar livremente.

Esterilização:

Não use esterilização com plasma ou radiação nos sensores de fluxo SpiroLife®.

Este guia não substitui as instruções de uso.