

Cómo limpiar la Dräger Isolette 8000/8000 Plus



! Siga todas las prácticas de limpieza establecidas por las directrices de su hospital. El presente documento se facilita exclusivamente a título informativo. Encontrará las instrucciones completas sobre desmontaje, limpieza y desinfección en las instrucciones de uso («Manual de usuario») del dispositivo.

Requisitos: que no haya un paciente en el dispositivo.

Deje transcurrir el tiempo suficiente para que el dispositivo se enfríe antes de reacondicionarlo. Límpielo con toallitas desinfectantes (y, cuando corresponda, lávelo a máquina).



1. Siga las recomendaciones del fabricante sobre dilución (si procede) y tiempo de contacto, así como todas las directrices de seguridad.
2. Limpie las superficies pertinentes que se indican en el «Manual de usuario» (IfU) con un producto desinfectante autorizado. No lo pulverice sobre la superficie del dispositivo, sino en una toallita limpiadora. No pulverice en la zona de los rotores del ventilador.
3. Una vez transcurrido el tiempo indicado, elimine los restos de desinfectante enjuagándolos con agua y una toalla limpia.
4. Seque la superficie de la carcasa y las demás zonas para evitar que queden residuos y manchas.
5. Antes de volver a montarlo, inspeccione todos los componentes reacondicionados por si hubiera desperfectos o grietas.

Para consultar las instrucciones de montaje y desmontaje, pase a la página siguiente.



Compruebe que todas las superficies estén secas antes de realizar tratamientos con el equipo. Realice el procedimiento de comprobación operativa para asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente.

! Utilice únicamente los desinfectantes que se enumeran en las instrucciones de uso («Manual de usuario»). Asegúrese de que no entre ningún líquido en el dispositivo.

Fabricante:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, EE. UU.

Desmontaje

<p>1 Apague el dispositivo</p>  <p>Encienda el dispositivo 24</p>	<p>2 Desconecte el enchufe</p>  <p>Vuelva a conectar el enchufe 23</p>	<p>3 Retire las juntas de estanqueidad</p>  <p>Instale las juntas de estanqueidad 22</p>	<p>4 Retire los pasatubos</p>  <p>Instale los pasatubos 21</p>
<p>5 Retire las mangas del aro</p>  <p>Instale las mangas para puerto Iris 20</p>	<p>6 Retire el módulo del sensor</p>  <p>Instale el módulo del sensor y conecte su cable a la parte superior de la cubierta 19</p>	<p>7 Levante la cubierta lentamente</p>  <p>Cierre la cubierta 18</p>	<p>8 Retire el colchón</p>  <p>Coloque el colchón 17</p>
<p>9 Levante la báscula de la cuna</p>  <p>Instale la báscula 16</p>	<p>10 Retire la bandeja de rayos X</p>  <p>Instale la bandeja de rayos X 15</p>	<p>11 Retire la cuna</p>  <p>Instale la cuna 14</p>	<p>12 Retire las barras en forma de T</p>  <p>Instale las barras en forma de T 13</p>
<p>13 Retire la tapa superior</p>  <p>Instale la tapa superior 12</p>	<p>14 Retire el depósito</p>  <p>Instale el depósito 11</p>	<p>15 Retire la tapa del rotor</p>  <p>Instale la tapa del rotor 10</p>	<p>16 Deje enfriar el dispositivo</p> <p>Tenga cuidado: el calentador podría provocar quemaduras. No retire ni toque el calentador hasta que el dispositivo lleve apagado al menos 45 minutos</p> <p>9</p>
<p>17 Cuando el dispositivo se haya enfriado, extraiga el radiador del calentador</p>  <p>Cuando el dispositivo se haya enfriado, instale el radiador del calentador 8</p>	<p>18 Si hay una abrazadera instalada, retírela y saque el rotor del eje del motor</p>  <p>Instale el rotor en eje del motor. Si el equipo incluye una abrazadera, instálela 7</p>	<p>19 Desconecte el recolector de condensación del tubo de control de la condensación</p>  <p>Vuelva a conectar el recolector de condensación al tubo de control de la condensación 6</p>	<p>20 Retire la abrazadera del tubo de control de la condensación y deséchela</p>  <p>Instale la abrazadera en el tubo de control de la condensación 5</p>
<p>21 Retire el tapón girándolo 90°</p>  <p>Instale el tapón girándolo 90° 4</p>	<p>22 Extraiga el conjunto del depósito de la parte frontal de la cubierta de la incubadora</p>  <p>Introduzca el conjunto del depósito en la parte frontal de la cubierta de la incubadora 3</p>	<p>23 Desmonte el depósito (tire del enganche situado en la parte superior, quite los enganches laterales y retire la tapa)</p>  <p>Vuelva a montar el depósito (apriete el enganche situado en la parte superior y los enganches laterales y coloque la tapa) 2</p>	<p>24 Retire y cambie el filtro de entrada de aire</p>  <p>Vuelva a colocar el filtro de entrada de aire e instale la tapa 1</p>

Tenga cuidado: el agua de la cámara del humidificador podría provocar quemaduras. Tenga cuidado al manipular el depósito

Montaje