

## Nébuliseur de médicaments Inhalette

La gamme de nébuliseurs Inhalette répond à des besoins spécifiques en matière de traitement par aérosol.



## Avantages

---

### Inhalette

Les nébuliseurs Inhalette répondent à des besoins spécifiques en matière de traitement par aérosol. Ils peuvent fonctionner avec de l'oxygène ou de l'air comprimé. L'aérosol s'administre à l'aide d'un masque ou d'un embout buccal.

---

### Inhalette S

Le nébuliseur Inhalette S, équipé d'un interrupteur à bascule, simplifie l'administration. Cet appareil produit un spectre d'aérosol fixe de 3,7 µm agissant principalement dans les bronchioles et les alvéoles.

---

### Inhalette « Vario »

Le nébuliseur Inhalette « Vario » se caractérise par sa polyvalence. Afin d'obtenir une qualité de spectre de gouttes qui soit optimale, le nébuliseur se raccorde au débitmètre d'oxygène ou d'air comprimé par le biais d'un adaptateur. La taille des gouttes est ainsi réglée par le débit. Un faible débit produit de plus grosses gouttes, alors qu'un débit élevé produit des gouttes plus petites.

---

### En un coup d'œil

- Aérosol pharmaceutique idéalement adapté au traitement administré
- Interrupteur marche/arrêt à bascule
- Fonctionne avec l'O<sub>2</sub> ou l'air comprimé
- Doté d'un support pour nébuliseur
- Stérilisable à des températures atteignant 134 °C
- Filtre d'arrivée de gaz (débitmètre/valve avec interrupteur à bascule)

## Détails



D-10086-2009

Inhalette S



D-7099-2016

Inhalette « Vario »



D-7098-2016

Système de rail de l'Inhalette « Vario »

## Caractéristiques techniques

Élément conducteur	O <sub>2</sub> /air comprimé
Diamètre des particules (DAMM)	3,7 µm lorsque la valve avec interrupteur à bascule est utilisée ou réglable entre 2,5 et 7 µm par régulation du débit
Le nébuliseur, le masque et l'embout buccal sont stérilisables à des températures atteignant 134 °C.	

## Pour vos commandes

Inhalette S (valve avec interrupteur à bascule, nébuliseur, masque, tube de raccordement de 3 m)	2M85674
Nébuliseur (avec embout buccal)	2M85571
Masque	M11015
Embout buccal (pièce de rechange)	M12394
Adaptateur pour débitmètre d'O <sub>2</sub> (M34x1,5)	MP01184
Adaptateur pour débitmètre d'air (M32x1,5)	MP01185
Spirale du tube de raccordement entre le débitmètre et le nébuliseur	MP03322
Pièce droite du tube de raccordement entre le débitmètre et le nébuliseur (3 m)	M17717
Débitmètre 16 l/min, 32 l/min ou DigiFlow : consulter notre gamme de débitmètres	
Les Inhalette « Vario » peuvent être adaptées individuellement avec les composants suivants :	
Nébuliseur (avec embout buccal) ; Adaptateur ; Tube de raccordement et débitmètre ou DigiFlow	

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

### BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tel +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

### FRANCE

Dräger Médical S.A.S.  
Parc de Haute Technologie  
d'Antony 2  
25, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tel +33 1 46 11 56 00  
Fax +33 1 40 96 97 20  
[dlmfr-contact@draeger.com](mailto:dlmfr-contact@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tel +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.