

Chaux sodée Drägersorb® Free Consommables et accessoires

Drägersorb® est une chaux sodée de haute qualité élaborée par l'un des principaux fabricants d'appareils d'anesthésie.



Avantages

Drägersorb Free

Dräger est le seul fabricant d'appareils d'anesthésie qui élabore et produit sa propre chaux sodée. C'est pourquoi, dans les systèmes Dräger, la chaux sodée est optimisée pour répondre aux dernières exigences des appareils d'anesthésie.

Avec Drägersorb Free, Dräger a créé un produit qui optimise les performances et la sécurité.

En plus des caractéristiques exceptionnelles offertes par Drägersorb 800+, Drägersorb Free offre bien davantage :

- absence de formation de composé A ou de monoxyde de carbone ;
- élimination des produits de décomposition (par ex. le formaldéhyde).

Absence de formation de composé A

L'utilisation de chaux sodée conventionnelle avec le sevoflurane présente un inconvénient majeur, car ce mélange génère du composé A, connu pour ses effets néphrotoxiques sur les animaux. Avec Drägersorb Free, Dräger a élaboré un produit qui ne génère aucun composé A, quel que soit le taux d'humidité de la chaux sodée.²

Pas de génération de monoxyde de carbone, quelles que soient les conditions cliniques

L'utilisation combinée d'anesthésiques volatils et de chaux sodée sèche traditionnelle produit du monoxyde de carbone. Ce dérivé toxique n'étant pas mesuré par les stations d'anesthésie et ne pouvant être détecté par les utilisateurs, il présente un grave danger pour les patients. La chaux Drägersorb Free ne produit elle aucun monoxyde de carbone^{1, 2} en cas d'utilisation d'anesthésiques volatils dans des conditions cliniques et ce, quel que soit son taux d'humidité.

Haute capacité d'absorption de CO₂

Grâce à la forme de ses granulés, Drägersorb Free ne forme pas de canaux. La chaux sodée absorbe le CO₂ de façon homogène et elle se consomme efficacement. La forme des granulés et la porosité élevée du matériau créent une surface optimale. Drägersorb Free présente le taux d'absorption de CO₂^{1, 2, 3} le plus élevé de tous les absorbants sûrs.

Conditionnement pratique

L'absorbant jetable Drägersorb CLIC destiné à être utilisé au sein de tous les appareils d'anesthésie modernes Dräger est une solution à usage unique rapide, propre et simple. Les avantages pour l'utilisateur sont les suivants :

- aucun contact du personnel en charge de l'anesthésie avec la chaux sodée ;

Avantages

- pas d'exposition à la poussière ;
- meilleure utilisation du contenu de l'absorbeur, ce qui réduit les coûts car l'absorbeur peut être changé à tout moment, même en cours d'intervention chirurgicale, grâce au clapet anti-retour.

L'absorbeur jetable Drägersorb CLIC pour les systèmes d'anesthésie Dräger est fixé au moyen d'un adaptateur. Drägersorb Free est également disponible en bidons de 5 l.

¹ Dr. Bito, Hamamatsu Med.University, Japan Journal of Clinical Anesthesia 15:33-37, 2003

² Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparison of two carbon dioxide absorbents M.M.R.F. Struys, et al.; Anaesthesia, 2004, 59, S. 584-589

³ J. Baum, H. J. Woehlck Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Vol. 17 (2003) S. 63-76

Pour vos commandes

Désignation	Référence
Drägersorb® Free, bidon de 5 l	MX50050
Absorbeur CLIC Free (6 absorbeurs par boîte)	MX50100
Adaptateur pour Drägersorb® CLIC	MX50090

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wommel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com

CANADA

Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l'annexe VII de la directive 93/42/CEE.
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.