

Drägersorb® Free – Cal sodada Consumibles y accesorios

La cal sodada Drägersorb®, de gran calidad, ha sido desarrollada por uno de los fabricantes líder de equipos de anestesia.



Ventajas

Drägersorb Free

Dräger es el único fabricante de máquinas de anestesia que también desarrolla y produce su propia cal sodada. Es por eso que en los sistemas Dräger, la cal sodada está optimizada para cumplir con los últimos requisitos de los equipos de anestesia.

Con Drägersorb Free le ofrecemos un producto que ha sido optimizado en materia de seguridad y rendimiento.

Además de las numerosas características que le ofrece Drägersorb 800+, Drägersorb Free cuenta con estas ventajas añadidas:

- Sin formación de compuesto A o monóxido de carbono
- Elimina los productos de degradación (como el formaldehído)

No se genera compuesto A

Existe un impedimento básico para emplear cal sodada convencional cuando se utiliza sevoflurano: esta combinación genera el llamado Compuesto A, que produce efectos nefrotóxicos en los animales de experimentación. Con Drägersorb Free, Dräger ha desarrollado un producto que no genera el Compuesto A, independientemente del nivel de humedad en la cal sodada. ²

Sin producción de monóxido de carbono (bajo cualquier condición clínica)

En caso de que se utilicen anestésicos volátiles junto con cal sodada convencional, dicha combinación conllevará la formación de monóxido de carbono. Debido a que las máquinas de anestesia no cuantifican la cantidad de monóxido de carbono y el gas tampoco puede ser detectado por los usuarios, este subproducto tóxico supone un serio riesgo para los pacientes. Drägersorb Free elimina este problema al no generar monóxido de carbono^{1, 2} cuando se usa junto con anestésicos volátiles en condiciones clínicas, independientemente del grado de humedad en la cal sodada.

Gran capacidad de absorción de CO₂

Drägersorb Free previene la formación de canales gracias a su presentación en gránulos. Nuestra cal sodada absorbe de manera uniforme el CO₂ y puede emplearse con total eficacia. La presentación en gránulos y la elevada porosidad del material crean una superficie óptima. Drägersorb Free es el que tiene la absorción de CO₂ ^{1, 2, 3} más elevada de todos los absorbentes seguros.

Práctico envase

El absorbente desechable Drägersorb CLIC que puede utilizarse en todas las modernas máquinas de anestesia de Dräger representa una solución rápida, limpia y de un solo uso. Ventajas para el usuario:

- El personal encargado de la anestesia no entra en contacto con la cal sodada.

Ventajas

- No hay ninguna exposición al polvo.
- Se promueve una mejor utilización del relleno absorbente, algo que reduce los costes: el absorbedor puede cambiarse en cualquier momento, aún durante los procedimientos quirúrgicos, gracias a la válvula antirretorno.

La unidad de absorción desechable Drägersorb CLIC para los sistemas de anestesia de Dräger se fija mediante un adaptador. Drägersorb Free también está disponible en bidones de 5 L.

¹ Dr. Bito, Hamamatsu Med.University, Japan Journal of Clinical Anesthesia 15:33-37, 2003

² Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparison of two carbon dioxide absorbents M.M.R.F. Struys, et al.; Anaesthesia, 2004, 59, S. 584-589

³ J. Baum, H. J. Woehlck Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Vol. 17 (2003) S. 63-76

Información para pedidos

Descripción	N.º de referencia
Envase de 5 L Drägersorb® Free	MX50050
Absorbedor CLIC Free (6 unidades absorbentes por caja)	MX50100
Adaptador CLIC para Drägersorb	MX50090

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573–575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com