

Anlegevorgang Gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1b



Vorabestellung des Klettbandes auf Haubeninnenseite entsprechend dem Kopfumfang des Anwenders. Bei fest integrierter Vollmaske die Befähigung weit stellen.



Auf die richtige Positionierung der Hosenträger beim Einsteigen achten.



Ohne Schuhe durch den geöffneten Reißverschluss zuerst in das rechte Hosenbein samt Stiefel einsteigen. Anschließend analog in das linke Hosenbein.



Schutzanzug bis zur Taille hochziehen, ggf. Hosenträger anlegen und entsprechende Länge einstellen.



Mit dem linken Arm in den linken Ärmel und Handschuh schlüpfen. Bei Bedarf kann ein Baumwollhandschuh als Unterhandschuh getragen werden.



Danach analog mit dem rechten Arm in den rechten Ärmel schlüpfen.



Kopfhäube über den Kopf streifen.



Gesichtsmanschette auf dem Gesicht und unterhalb des Kinns positionieren, um einen optimalen Dichtsitz zu erreichen. Darauf achten, dass das Klettband auf der Haubeninnenseite die Gesichtsmanschette nicht ins Gesicht rutschen lässt.



Vollmaske auf der Gesichtsmanschette positionieren. Dabei Falten der Kopfhäube glattstreichen und dann die Befähigung der Maske gleichmäßig nach hinten anziehen. Von einer zweiten Person den Dichtsitz der Maske überprüfen lassen.



Beim Schließen des Reißverschlusses immer in Richtung der Verschlusskette ziehen.



Nur mit dem Daumen oder Mittelfinger in die Öse des Reißverschlusses fassen, um die Kraft beim Schließen besser kontrollieren zu können. Sollte der Reißverschluss stecken bleiben, leicht zurückziehen und noch einmal probieren – sicherstellen, dass er gut geschmiert ist.



Als letzten Schritt die Abdeckklappe schließen.



Nun Pressluftatmer anlegen und/oder externe Atemluftversorgung anschließen.