


## Dräger Evita® V300 et Evita® Infinity® V500






### Démontage/Montage



#### Démontage/Montage du Capteur de débit

- 1 Ouvrir le rabat en le soulevant par son bord inférieur.
  - 2 Faire coulisser le capteur de débit à fond vers la gauche.
  - 3 Déconnecter le capteur de débit de la prise.
- 
- Fermer le rabat. 3
- 
- Faire coulisser le capteur de débit vers la droite pour le placer dans la prise. 2
- 
- Insérer le capteur de débit dans la prise. 1

#### Démontage/Montage de la valve expiratoire

- 1 Tourner la bague de verrouillage à fond vers la gauche.
  - 2 Retirer la valve expiratoire de la fixation.
  - 3 Retirer de la valve expiratoire l'embout du capteur de débit.
  - 4 Retirer le diaphragme.
  - 5 Retirer et vider le récipient du piège à eau.
- 
- Tourner la bague de verrouillage à fond vers la droite jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. 5
- 
- Tourner la bague de verrouillage à fond vers la gauche et enfoncer la valve expiratoire dans la cavité. 4
- 
- Placer l'embout du capteur de débit sur la valve expiratoire. 3
- 
- Placer le diaphragme à l'extrémité du corps de la valve expiratoire. 2
- 
- Mettre en place le récipient du piège à eau. 1

\* La valve expiratoire néonatale est aussi compatible avec l'Evita® V300 et l'Evita Infinity® V500. Pour le retraitement manuel de la valve expiratoire néonatale, veuillez vous référer au guide : Babylog® VN500 Retraitement 9103108.

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d'utilisation. Il faut toujours respecter les instructions d'utilisation et les règles en vigueur dans l'établissement hospitalier.

## Dräger Evita® V300 et Evita® Infinity® V500 Capteur de débit : Consignes de retraitement Nettoyage et désinfection manuels



**1** Préparer la solution nettoyante.



Plonger le capteur de débit dans la solution nettoyante sans laisser de bulles, pendant la durée spécifique à la solution.

**2** Faire tourner le capteur de débit dans le bain de solution nettoyante au minimum 3 fois. Répéter l'opération à la fin du bain.



S'assurer que toutes les surfaces (extérieure et intérieure) baignent dans la solution nettoyante.

**3** Rincer à l'eau le capteur de débit (eau potable, ) jusqu'à supprimer entièrement tout résidu de solution nettoyante



**4** Préparer la solution désinfectante.



Faire tourner le capteur de débit dans la solution désinfectante, selon la durée recommandée. S'assurer que toutes les surfaces baignent dans la solution.

**5** Rincer à l'eau le capteur de débit (eau potable) jusqu'à supprimer entièrement tout résidu de désinfectant



Vérifier que le capteur de débit est propre et en bon état.

**6** Égoutter soigneusement le capteur de débit.



Faire sécher à l'air le capteur de débit au moins 30 minutes.

En cas d'utilisation d'un produit deux-en-un (nettoyant et désinfectant), suivre les mêmes indications (deux trempages).






## Dräger Evita® V300 et Evita® Infinity® V500

Consignes de retraitement

Nettoyage et désinfection manuels



### Aperçu des consignes de retraitement :

	Nettoyage et désinfection manuel	Nettoyage et désinfection en machine	Stérilisation
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✗

\*Il est également possible d'employer des valves expiratoires à usage unique.

#### Nettoyage et désinfection en machine :

Placer correctement le capteur dans le panier.

S'assurer que :

- toutes les surfaces (extérieure et intérieure) sont trempées.
- l'eau peut se vidanger sans obstruction.

#### Sterilisation:

S'assurer que le capteur est en bon état ; si nécessaire, le remplacer.

Pour cette catégorie de produits, la stérilisation est autorisée, mais non obligatoire.

**Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les instructions d'utilisation.**

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d'utilisation. Il faut toujours respecter les instructions d'utilisation et les règles en vigueur dans l'établissement hospitalier.

Destination : Professionnels de Santé  
 Classe du dispositif médical : IIb  
 Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
 Information pour le bon usage du dispositif médical :  
 merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

**Fabricant:**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53–55  
 23558 Lübeck, Germany