



# Dräger DrugTest 5000

## Dispozitiv de testare antidrog

Fără pipetare, fără scurgeri, fără temporizare: testul antidrog se face simplu și rapid cu Dräger DrugTest 5000. Proba de salivă recoltată se poate analiza imediat, iar rezultatul corect se obține pe loc.

**Dräger**

Tehnică pentru viață

# Beneficii

## Test antidrog cu recoltarea și analiza probelor într-un singur sistem

Aparatul de test antidrog Dräger DrugTest 5000 este compus din sistemul de recoltare a probelor Kit de testare Dräger DrugTest 5000 și din analizorul Dräger DrugTest 5000. Sistemul poate fi folosit în unitățile sanitare sau pe teren: oferă toate funcțiile necesare unui screening de primă instanță. Puteți afla pe loc dacă o persoană este sau nu sub influența drogurilor.

## Gata de utilizare pe loc, cu kitul de testare

Kitul de testare Dräger DrugTest 5000 este un sistem de recoltare a probelor simplu de utilizat. Doriți să verificați o persoană suspectă? Este suficient să scoateți capacul și să-i dați caseta de testare: se poate ocupa personal de recoltare.

## Utilizare simplă și sigură – chiar și în condiții neavorabile

Chiar dacă situația devine complicată, puteți opera analizorul cu ajutorul a trei butoane, care permit navigarea prin meniu. Instrucțiunile sunt afișate clar, este suficient să urmați indicațiile.

## Recoltarea salivei (lichidului bucal) se face igienic și nedureros

Persoana testată deplasează partea de sus a colectorului între gingie și obraz, în mișcări scurte de du-te vino, până când indicatorul integrat semnaleză, cu o decolorare albastră, terminarea recoltării probei. De obicei, procesul durează sub un minut și niciodată nu depășește patru minute. Persoana testată vă restituie caseta închisă, ceea ce împiedică orice contact cu proba de salivă.

## Analiza automată lămurește rapid situația

Detectarea eventualului consum de droguri începe imediat după recoltarea probei de salivă. Introduceți caseta de testare și cartușul în analizor. Analiza se face automat, deci vă puteți ocupa în continuare de persoana testată. Rezultatul apare pe ecran după câteva minute.

## Rezultate clare, fără marjă de interpretare

Rezultatele măsurărilor se afișează ca text simplu, pe ecranul instrumentului, astfel încât interpretarea greșită a acestora este aproape imposibilă. Cu ajutorul tastaturii externe se pot adăuga detalii suplimentare. Acestea se pot stoca și se pot imprima direct cu Imprimanta mobilă Dräger (opțională).

## Alte avantaje ale kitului de testare Dräger DrugTest 5000:

- nivel ridicat de conformitate cu analizele probelor de sânge și cu limitele de detectare valabile în Germania (aspect confirmat de testele efectuate pe teren de Universitatea de Poliție din Germania)
- limită de detectare extrem de scăzută pentru THC, principala substanță activă a cannabisului
- se poate utiliza foarte ușor chiar și cu mănuși de protecție
- se alimentează de la rețeaua electrică de 230 V sau de la sistemul de 12 V al unui automobil

## Beneficii

- ușor de transportat, sistemul cântărește 4,5 kg (opțional se poate achiziționa o geantă sau o cutie rigidă pentru transport)
- sunt disponibile diferite configurații (în funcție de model se pot detecta mai multe substanțe în același timp)
- se poate folosi la temperaturi cuprinse între 4 °C și 40 °C
- se poate păstra în ambalajul original fără nicio deteriorare, până la 30 °C

## Screening de încredere pentru medicamente și droguri

Sistemul poate detecta până la opt substanțe sau clase de substanțe, cu limite de detectare (praguri) predefinite:

- Amfetamine
- Benzodiazepine
- Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC, cannabis)
- Cocaină
- Metamfetamine
- Opiacee
- Metadonă
- Ketamină

## Dräger SSK 5000: Detectarea drogurilor pe suprafețe sau în substanțe

Doriți să aflați pe loc dacă sunt urme de droguri detectabile pe volan sau dacă o pungă suspectă conține droguri? Răspundeți cu ușurință la asemenea întrebări: prelevați o probă cu Kitul de testare pentru suprafețe Dräger (SSK 5000) și transferați proba în Kitul de testare Dräger DrugTest 5000, apoi analizați-o cu Analizorul Dräger DrugTest 5000.

## Accesorii



ST-3451-2003

### Tastaturi compacte

- cu interfață PS2, dimensiuni aproximative: 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
- „QWERTZ”- tastatură germană, REF: 83 15 095
- „QWERTY”- tastatura engleză, REF: 83 15 497
- „AZERTY”- tastatură franceză, REF: 83 15 142

## Accesorii

ST-8404-2006



### Imprimantă mobilă Dräger

Dräger Mobile Printer imprimă rezultatele testelor de concentrație de alcool în aerul expirat și ale testelor antidrog, la fața locului.

D-4337-2014



### Cutie de transport rigidă

Face posibil transportul în siguranță al aparatului Dräger Drugtest 5000, de exemplu, pentru calibrare periodică. Are locaș pentru hârtie de imprimantă, muștiucuri, tastatură și cablu de alimentare.

## Produse asociate

D-2621-2022



### Dispozitiv de testare antidrog

Cu Dräger Drugcheck 3000 puteți afla în câteva minute dacă o persoană a consumat recent anumite droguri. Testul antidrog este compact și rapid. Detectează ușor și cu costuri reduse drogurile în salivă. Kitul de testare neinvaziv nu necesită alimentare cu energie electrică. Ca atare, poate fi folosit oriunde.

## Produse asociate

ST-13226-2007



### Dräger DCD 5000

Detectare simplă, rapidă și sigură a alcoolului și a drogurilor:  
Dräger DCD 5000 permite nu numai colectarea ușoară a probelor de salivă (fluide orale), ci și depozitarea și trimiterea acestora la laborator în vederea analizei – fără ca proba să poată fi falsificată pe parcurs.

D-6296-2009



### Dräger SSK 5000

Dispozitivul Dräger SSK 5000 servește la prelevarea de probe de droguri reziduale de pe suprafețe. Împreună cu sistemul Dräger DrugTest 5000 sau dispozitivul Dräger DrugCheck poate fi utilizat pentru determinarea unei posibile contaminări cu droguri. Pentru analize suplimentare, proba prelevată poate fi depozitată și transportată.

D-31888-2020



### Dräger Alcotest® 5000

Dispozitivul Dräger Alcotest® 5000 este un etilotest profesional, care detectează prezența alcoolului. Etilotestul de mare viteză vă permite să faceți numeroase teste foarte repede. Piesa pâlnie specială reduce la minimum refluxul aerului expirat, prevenind riscul de infecție pentru subiecții următori.

D-32068-2020



### Dräger Alcotest® 6000

Dräger Alcotest® 6000 permite utilizatorului profesionist să efectueze un test al conținutului de alcool în aerul expirat cu viteză și precizie. Tehnologia de măsurare a acestui dispozitiv de măsurare portabil, mic și ușor de utilizat a fost deja dovedită la nivel mondial, fiind vândute peste 1.000.000 de produse.

## Produse asociate

ST-15093-2008



### Dräger Alcotest® 7510

Aparat pentru măsurarea alcoolului din aerul expirat, pentru pretestare sau pentru asigurarea de dovezi pentru poliție, în domeniile comerciale sau industriale. În funcție de cerințele autorităților și ale pieței, rezultatele măsurătorilor pot fi utilizate și în scop de probatoriu în instanțele de judecată

D-43786-2015



### Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 este un etilotest avansat. Rezultatele măsurării concentrației de alcool în aerul expirat sunt admisibile ca probă în justiție. A fost proiectat pentru conformitate cu cerințele și regulamentele naționale și internaționale (OIML R 126, DIN VDE 0405, SR 941.210.4 (CH)). Cu tehnologia cu doi senzori, ecranul tactil color intuitiv și designul modern design, Alcotest® 9510 este aparatul care stabilește noul standard.

# Date tehnice

Tensiune de funcționare	12 V c.c. (prin alimentator)
Intensitatea curentului	tipic 3 mA
Dimensiuni (L x Î x A)	200 x 260 x 250 mm
Greutate	4,5 kg
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare: între 4 °C și 40 °C Temperatură de depozitare/transport: între -20 °C și +60 °C Umiditate relativă cuprinsă între 5 și 95% (fără condens)
Porturi	optic pentru imprimantă, PS/2, USB
Durata unei măsurări	în funcție de kitul de testare utilizat (tipic sub 9 minute) opțional: analiză în mai puțin de 5 minute prin creșterea pragului de THC la 25 ng/ml (după actualizarea software-ului aparatului)
Capacitate de stocare	500 de înregistrări sau măsurări
Autorizații/Standarde	Autorizat ca produs medical în UE, în conformitate cu Directiva 98/79/CE privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (IVD). În afara Uniunii Europene: autorizat pentru uz nemedical (standard) sau criminalistic (conformitate UKCA).

# Informații pentru efectuarea de comenzi

Descriere	IVD/ Standard	Ambalajul conține	Cod produs
Analizor cu alimentator (83 15 675) și cablu auto 12 V	IVD	1 analizor	83 19 900
Analizor cu alimentator (83 15 675)	Standard	1 analizor	83 23 605
Kituri de testare pentru 8 substanțe* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD	20 bucăți	83 23 646
	Standard		37 06 092
Kituri de testare pentru 7 substanțe* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD	20 bucăți	83 23 156
	Standard		83 23 636
Kituri de testare pentru 6 substanțe* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD	20 bucăți	83 19 830
	Standard		83 19 965
Kituri de testare pentru 5 substanțe* COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD	20 bucăți	83 23 439
	Standard		83 21 350
Kituri de testare pentru instruire (câte 6 kituri) Kit de testare pentru instruire (3 pozitive, 3 negative)		6 bucăți	83 23 640
Dräger SSK 5000		20 bucăți	83 20 490
Tastatură compactă, germană („QWERTZ”)		1 bucăți	83 15 095
Tastatură compactă, engleză („QWERTY”)		1 bucăți	83 15 497
Tastatură compactă, franceză („AZERTY”)		1 bucăți	83 15 142
Cititor de coduri de bare		1 bucăți	AG 02 491
Imprimantă mobilă Dräger		1 bucăți	83 19 310
Geantă de transport de transport pentru analizorul DrugTest 5000 și pentru accesorii		1 bucăți	83 22 675
Cutie de transport rigidă pentru analizorul DrugTest 5000		1 bucăți	83 25 333

\*COC: Cocaină- \*OPI: Opiacee- \*BZO: Benzodiazepine- \*THC: Canabis- \*AMP: Amfetamine- \*MET: Metamfetamine- \*MTD: Metadonă- \*KET: Ketamină



Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate țările.  
Mărcile comerciale menționate sunt înregistrate doar în anumite țări și nu neapărat în țara în care este publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesați [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**SEDIUL CENTRAL AL CORPORAȚIEI**

**Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

✉ [info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**ROMANIA**

**Dräger Romania SRL**

Str. Danielopolu Nr 42A

Sector 1

014134 ☎ +40 21 250 91 68

☎ +40 21 250 90 91

✉ [office.bucuresti@draeger.com](mailto:office.bucuresti@draeger.com)

[www.draeger.com/ro\\_ro/Home](http://www.draeger.com/ro_ro/Home)

**Dräger - South East Europe**

**Regional Management, South East**

**Europe**

Perfektastraße 67

1230 Wien

☎ +43 1 60 90 4809

☎ +43 1 69 94 597

✉ [contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

[www.draeger.com/en\\_seeur/](http://www.draeger.com/en_seeur/)

Home



Localizați reprezentantul  
dumneavoastră regional la:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)