

Dräger DrugTest 5000 Dispositivo di screening tossicologico

Senza pipette, gocciolamenti o tempi di attesa: con Dräger DrugTest 5000 eseguire un test tossicologico è un'operazione rapida e semplice. Il campione di saliva raccolto può essere analizzato immediatamente, ottenendo risultati accurati direttamente in loco.



Vantaggi

Test tossicologico con campionamento e analisi in un unico sistema

Il tester Dräger DrugTest® 5000 è costituito dal sistema di campionamento Dräger DrugTest 5000 Test Kit e dall'analizzatore Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Questo sistema vi fornisce tutto il necessario per effettuare una prima analisi, direttamente sul posto o in altra sede, e vi permette quindi di sapere subito se una persona è sotto l'influenza di stupefacenti.

Pronto all'uso immediatamente con il test kit

Il test kit Dräger DrugTest 5000 fornisce un sistema di campionamento pronto all'uso. Volete sottoporre al test una persona sospetta? Basta togliere la copertura e porgere la cassetta di analisi alla persona da esaminare, che potrà quindi raccogliere il campione da sola.

Funzionamento facile e sicuro, anche in condizioni avverse

Persino in situazioni concitate potrete gestire l'analizzatore con tre soli pulsanti. Il funzionamento è regolato da menu ed è sufficiente seguire le semplici istruzioni.

Raccolta igienica e indolore del campione di saliva

La persona sottoposta al test muove brevemente avanti e indietro la parte superiore del collettore tra la guancia e le gengive finché l'indicatore integrato non diventa blu, segnalando che è stato raccolto un campione sufficiente. Di norma, per questa operazione si impiega meno di un minuto e mai più di quattro. La persona sottoposta al test vi restituisce la cassetta chiusa, evitando così che veniate a contatto con il campione di saliva.

Analisi automatica immediata e affidabile

La rilevazione della possibile assunzione di sostanze stupefacenti inizia subito dopo la raccolta del campione di saliva. Basta inserire la cassetta e la cartuccia nell'analizzatore e l'analisi inizia automaticamente, lasciandovi liberi di concentrarvi sulla persona sottoposta al test. Il risultato verrà visualizzato dopo pochi minuti.

Risultati chiari senza possibilità di interpretazioni errate

Il risultato del test viene visualizzato chiaramente sullo schermo dello strumento sotto forma di testo. Un'interpretazione sbagliata è pertanto quasi impossibile. Ulteriori dettagli possono essere aggiunti ai risultati tramite la tastiera esterna. I risultati possono essere quindi memorizzati o stampati direttamente con l'apposita stampante Dräger Mobile Printer (opzionale).

Altri vantaggi del test kit Dräger DrugTest 5000:

- alto grado di conformità rispetto ai campioni di sangue e ai limiti di rilevamento validi per la Germania (confermato da una prova sul campo condotta dalla German Police University)

Vantaggi

- limite di rilevazione estremamente basso per il THC come ingrediente attivo principale della cannabis
- facile da utilizzare anche con i guanti di protezione
- funzionamento a 230 V o 12 V (batteria auto)
- facile da trasportare, pesa 4,5 kg (disponibile su richiesta con apposita borsa o robusta valigetta rigida)
- diverse configurazioni disponibili (a seconda del modello, è possibile rilevare simultaneamente varie sostanze)
- utilizzabile a temperature comprese tra 4 °C e 40 °C
- si può conservare nella confezione originale fino a 30 °C senza che subisca un deterioramento

Rilevazione affidabile di farmaci e sostanze stupefacenti

Il sistema è in grado di rilevare fino a otto sostanze / classi di sostanze con limiti (soglie) di rilevazione predefiniti:

- Anfetamine
- Benzodiazepine
- Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)
- Cocaina
- Metanfetamine
- Oppiacei
- Metadone
- Ketamina

Dräger SSK 5000, per rilevare sostanze stupefacenti sulle superfici o in altre sostanze

Volete sapere immediatamente se su un volante ci sono tracce rilevabili di sostanze stupefacenti o se c'è della droga dentro una borsa sospetta? È facile rispondere a queste domande usando il kit Dräger SSK 5000 per raccogliere un campione che può essere quindi trasferito nel Dräger DrugTest 5000 Test Kit e analizzato con Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

Accessori



ST-3451-2003

Tastiere compatte

- con interfaccia PS2, dimensioni approssimative 28,2 x 13,2 x 2,4 cm
- "QWERTZ" – layout tedesco, RIF: 83 15 095
- "QWERTY" – layout inglese, RIF: 83 15 497
- "AZERTY" – layout francese, RIF: 83 15 142



ST-8404-2006

Dräger Mobile Printer

La stampante portatile Dräger Mobile Printer consente di stampare immediatamente i risultati della misurazione del tasso alcolemico o del test antidroga.



D-52.806-2012

Borsa per il trasporto di Dräger DrugTest 5000

Comoda borsa per trasportare con facilità il sistema DrugTest 5000, con spazio sufficiente per tutto il necessario: DrugTest 5000 Analyzer, stampante Mobile Printer, tastiera, kit di prova e accessori.



D-4337-2014

Valigetta rigida per il trasporto

Per il trasporto e la spedizione in sicurezza di Dräger Drugtest 5000, ad es. per la calibrazione periodica. Con spazio per la carta per la stampante, i boccali, la tastiera e il cavo di alimentazione.

Prodotti correlati



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Un metodo semplice, veloce e sicuro per la rilevazione di sostanze stupefacenti: Dräger DCD 5000 consente non solo il semplice prelievo di campioni di saliva (fluido orale), ma permette anche di conservare i campioni e inviarli in laboratorio per l'analisi, senza rischio che essi possano essere manipolati.



D-74696-2013

Dräger Alcotest® 6820

Mantenere le strade sicure da conducenti in stato di ubriachezza è un lavoro imprevedibile ed estremamente stressante. Dräger ha progettato l'etilometro portatile Alcotest® 6820 specificamente per soddisfare le esigenze delle forze dell'ordine. È facile da utilizzare e fornisce risultati rapidi e affidabili anche negli ambienti più difficili e in situazioni il cui ogni secondo è importante.



ST-15093-2008

Dräger Alcotest® 7510

Questo etilometro palmare robusto e compatto è concepito per applicazioni avanzate di misurazione del tasso alcolemico ed è lo strumento ideale per le forze dell'ordine e in ambito commerciale e industriale. In molti paesi e mercati, le misurazioni eseguite con Alcotest® 7510 possono essere adottate come prove di valore legale.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	12 V di tensione continua (con alimentatore)
Corrente di alimentazione	tipica 3 A
Dimensioni (L x H x P)	200 x 260 x 250 mm
Peso	4,5 kg
Limiti di esercizio	Funzionamento: da 4 °C a 40 °C Conservazione/trasporto: da -20 °C a +60 °C umidità relativa: da 5 a 95% (senza formazione di condensa)
Porte	ottica per la stampante, PS/2, USB Slave
Tempo di misurazione	a seconda del test kit utilizzato (di norma < 9 minuti) opzionale: analisi in < 5 minuti aumentando il limite di THC a 25 ng/ml (dopo aver aggiornato il software del dispositivo)
Capacità di memorizzazione	500 registrazioni o misurazioni
Licenze/Norme	Licenza come dispositivo medico all'interno dell'UE in conformità alla Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). Solo per uso medico-legale fuori dai confini dell'Unione Europea (non IVD) o per medicina legale (solo USA).

Ordini

Descrizione	IVD/ Non-IVD	Confezione	Codice articolo
Analizzatore con alimentatore (83 15 675) e cavo auto 12 V	IVD	1 analizzatore	83 19 900
Analizzatore con alimentatore (83 15 675)	Non-IVD	1 analizzatore	83 23 605
Test kit per 8 sostanze* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD	20 pezzi	83 23 646
Test kit per 7 sostanze* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD	20 pezzi	83 23 156
COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	Non-IVD	20 pezzi	83 23 636
Test kit per 6 sostanze* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD	20 pezzi	83 19 830
COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	Non-IVD	20 pezzi	83 19 965
Test kit per 5 sostanze *COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD	20 pezzi	83 23 439
COC, OPI, THC, AMP, MET	Non-IVD	20 pezzi	83 21 350
Test kit per addestramento (6 test kit cadauno)		6 pezzi	83 23 640
Test kit per addestramento (3 x Positivi; 3 x Negativi)			
Dräger SSK 5000		20 pezzi	83 20 490
Tastiera compatta, layout tedesco ("QWERTZ")		1 pezzo	83 15 095
Tastiera compatta, layout inglese ("QWERTY")		1 pezzo	83 15 497

Ordini

Tastiera compatta, layout francese ("AZERTY")	1 pezzo	83 15 142
Lettoce di codice a barre	1 pezzo	AG 02 491
Stampante portatile Dräger Mobile Printer	1 pezzo	83 19 310
Borsa da trasporto per DrugTest 5000 Analyzer e accessori	1 pezzo	83 22 675
Valigetta rigida per DrugTest 5000 Analyzer	1 pezzo	83 25 333

*COC: cocaina – *OPI: oppiacei – *BZO: benzodiazepine – *THC: cannabis – *AMP: anfetamine – *MET: metanfetamine – *MTD: metadone – *KET: ketamina

Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.

I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

