

ComfortStar™ y LiteStar™



**Máscaras faciales
desechables para
anestesia**

ComfortStar™

Máscara facial para anestesia ComfortStar™ de un sólo uso. La almohadilla inflable de la máscara combinada con la forma de gota con forma anatómica proporciona mayor comodidad a los pacientes y un sellado eficaz.

La almohadilla ajustable y la flexibilidad de la máscara ofrecen al médico un ajuste cómodo. La estructura transparente de la máscara permite observar constantemente los signos vitales del paciente. Las máscaras están equipadas con ganchos para fijarlas. Hay disponibles cintas para sujetar las máscaras.

Las máscaras faciales para anestesia con aromas ComfortStar aúnan los beneficios de las máscaras estándar ComfortStar y están disponibles para pacientes pediátricos y adultos.

Un efecto secundario casi siempre inocuo, pero extremadamente incómodo para los pacientes que han sufrido una intervención quirúrgica con anestesia general son las náuseas y vómitos posoperatorios (NVPO). Esto suele retrasar la recuperación del paciente. Las investigaciones demuestran que los aromas y los colores pueden minimizar estos incómodos efectos secundarios¹⁾.

Las máscaras de la línea ComfortStar tienen aromas de fresa y chicle²⁾ para uso pediátrico (tamaños 1–4), menta²⁾ para jóvenes y adultos (tamaños 3–6). Un esquema de colores adecuado permite la estimulación visual y pretende reducir la ansiedad preoperatoria de los pacientes.



¹⁾La aromaterapia con menta, alcohol isopropílico o placebo es igualmente efectiva para aliviar las náuseas posoperatorias, Lynn A. Anderson, RN, BSN, CPAN, Jeffrey B. Gross, MD in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 19, No 1, February, 2004, pp. 29-55

²⁾ Este producto todavía no cuenta con la marca CE y sólo se puede comercializar en la CE después de haber finalizado la evaluación de conformidad, de acuerdo con la directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE.

Este producto precisa del listado de dispositivos médicos de la FDA y todavía no se comercializa en Estados Unidos.

Este producto no dispone todavía de licencia de acuerdo con la normativa Canadian Medical Device Regulations.

LiteStar™ y accesorios adicionales para máscaras

LiteStar™

Máscara facial para anestesia LiteStar para un sólo uso. La forma de lágrima de la máscara garantiza un ajuste anatómico. El cuerpo transparente de la máscara permite observar constantemente los signos vitales del paciente. El anillo de refuerzo blanco situado alrededor del conector de la máscara permite conectar correctamente con los sistemas de circuitos respiratorios.

Hay disponibles ganchos y cintas adicionales para la fijación.



Accesorios adicionales de máscaras

Su sencillo uso es aún más fácil gracias a los accesorios adicionales para las máscaras. Las tres cintas diferentes con diseños pequeños y grandes ofrecen a los pacientes y los médicos una fijación suave, elástica y ligera.

³⁾ Este producto todavía no cuenta con la marca CE y sólo se puede comercializar en la CE después de haber finalizado la evaluación de conformidad, de acuerdo con la directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE. (Se refiere a las cintas de tejido y goma suaves.)

Este producto precisa del listado de dispositivos médicos de la FDA y todavía no se comercializa en Estados Unidos.

Este producto no dispone todavía de licencia de acuerdo con la normativa Canadian Medical Device Regulations.



Información para pedidos

Descripción	Paquete de	Nº de referencia
A Máscara, ComfortStar, estándar, con gancho		
A1 tamaño 1, neonatos	20 piezas	MP01511
A2 tamaño 2, bebés	20 piezas	MP01512
A3 tamaño 3, niños pequeños	20 piezas	MP01513
A4 tamaño 4, pequeño	20 piezas	MP01514
A5 tamaño 5, mediano	20 piezas	MP01515
A6 tamaño 6, grande	20 piezas	MP01516
B Máscara, ComfortStar, con olor a fresa, con gancho		
B1 tamaño 1, neonatos	20 piezas	MP01521
B2 tamaño 2, bebés	20 piezas	MP01522
B3 tamaño 3, niños pequeños	20 piezas	MP01523
B4 tamaño 4, pequeño	20 piezas	MP01524
C Máscara, ComfortStar, con olor a chicle ²⁾ , con gancho		
C1 tamaño 1, neonatos	20 piezas	MP01531
C2 tamaño 2, bebés	20 piezas	MP01532
C3 tamaño 3, niños pequeños	20 piezas	MP01533
C4 tamaño 4, pequeño	20 piezas	MP01534
D Máscara, ComfortStar, con olor a menta ²⁾ , con gancho		
D3 tamaño 3, niños pequeños	20 piezas	MP01543
D4 tamaño 4, pequeño	20 piezas	MP01544
D5 tamaño 5, mediano	20 piezas	MP01545
D6 tamaño 6, grande	20 piezas	MP01546
E Máscara, LiteStar, sin gancho		
E1 tamaño 1, neonatos	30 piezas	MP01501
E2 tamaño 2, bebés	30 piezas	MP01502
E3 tamaño 3, niños pequeños	30 piezas	MP01503
E4 tamaño 4, pequeño	30 piezas	MP01504
E5 tamaño 5, mediano	30 piezas	MP01505
E6 tamaño 6, grande	30 piezas	MP01506
F Cinta, silicona, reutilizable		
F1 pequeña	1 unid.	MP01557
F2 grande	1 unid.	MP01558
G Cinta ³⁾ , tela suave, desechable		
G1 pequeña	1 unid.	MP01559
G2 grande	1 unid.	MP01560
H Cinta ³⁾ , goma suave, desechable		
H1 pequeña	1 unid.	MP01561
H2 grande	1 unid.	MP01562
I Gancho para máscaras LiteStar		
I1 con diámetro de 15 mm (tamaño 1-2)	30 piezas	MP01551
I2 con diámetro de 22 mm (tamaño 3-6)	30 piezas	MP01552

ComfortStar™ y LiteStar™

Más comodidad para los pacientes, más seguridad y uso sencillo

La comodidad de los pacientes y la facilidad de uso fueron las principales prioridades durante el desarrollo de las máscaras desechables para anestesia de Dräger en ambas líneas de productos.

- El cuerpo transparente de la máscara permite observar constantemente los signos vitales del paciente.
- Uso sencillo gracias al cuerpo flexible de la máscara
- Comodidad para los pacientes gracias a las máscaras en forma de gota que proporcionan un ajuste anatómico y un sellado eficaz



España:

Dräger Medical Hispania S.A.

c/ Xaudaró n° 5
28034 Madrid
ESPAÑA
Tel: +34-91-728 34 00
Fax: +34-91-358 36 19
E-mail: draegermedical@draeger.es

México:

Dräger Medical México, S.A. de C.V.

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
MÉXICO
Tel: +52-55-50 20 52 00
Fax: +52-55-50 20 52 11
e-mail: info@draegermedical.com.mx

Chile:

Dräger Medical Chile Ltda.

Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
CHILE
Tel: +562 482 1010
Fax: +562 482 1001
E-mail: info@draegermedical.cl

Argentina:

Dräger Medical Argentina S.A.

Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
ARGENTINA
Tel: +54-11-4836-8300
Fax: +54-11-4836-8311
E-mail: info-argentina@draeger.com

Alemania:

Dräger Medical AG & Co. KG

Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
ALEMANIA
Tel: +49-451-882-0
Fax: +49-451-882-2080
E-mail: info@draeger.com

www.draeger.com



Fabricante:
Dräger Medical AG & Co. KG
D-23542 Lübeck

El sistema de gestión de calidad de
Dräger Medical AG & Co. KG está certificado
según el anexo II de la directriz 93/42/EEC
(Productos médicos) y según
ISO 9001 y ISO 13485.