

## Colchón Softbed™

Comodidad para los pacientes más pequeños

La piel es especialmente sensible a las influencias ambientales en los bebés prematuros, lo que constituye un problema clínico. Su piel y el tejido subyacente son muy frágiles. En los bebés prematuros, es preciso prestar especial atención al colchón ya que puede ayudar a reducir las lesiones cutáneas que pueden dar lugar a úlceras y llagas por presión.

El reto está en seleccionar materiales de gran calidad y combinarlos de tal forma que se consiga crear un colchón que reúna las siguientes ventajas:

- el colchón libera la presión y es un método de terapia adicional para la profilaxis de las úlceras de decúbito
- las características del material ralentizan la vuelta a la forma original, por lo que no existe presión en la espalda
- la tela de la cubierta se adapta holgadamente y está separada de las capas internas para evitar que se estiren
- no es necesario realizar gastos adicionales en accesorios de cama



El cambio de posición de rutina durante las prácticas de los cuidados para el desarrollo neonatal ya no resulta problemático debido a que el colchón reduce la presión contra la piel.

## Características técnicas

Terapia de calor	Dispositivo	Medidas	Nº de material
Cuidados cerrados	Air Shields C2000/C2000e	380 x 740 x 30 mm	MP01401
	Dräger Caleo	630 x 480 x 40 mm	MX17012
	Incubadora Dräger 8000	648 x 350 x 40 mm	2M20907
Cuidados abiertos	Air Shields Resuscitaire/IICS 90 - SB	540 x 690 x 40 mm	MP01402
	Air Shields IICS 90 - LB	610 x 770 x 40 mm	MP01403
	Air Shields Resuscitaire/IICS 90 - SB con balanza	520 x 650 x 40 mm	MP01404
	Air Shields IICS 90 - LB con balanza	590 x 750 x 40 mm	MP01405
	Dräger Babytherm 80xx	750 x 490 x 40 mm	2M21012
Transporte	Dräger TI 5400	560 x 290 x 40 mm	2M21023

España:

**Dräger Medical Hispania S.A.**  
c/ Xaudaró n° 5  
28034 Madrid  
ESPAÑA  
Tel: +34-91-728 34 00  
Fax: +34-91-358 36 19  
E-mail: draegermedical@draeger.es

Argentina:

**Dräger Medical Argentina S.A.**  
Colectora Panamericana Este 1717  
B1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
ARGENTINA  
Tel: +54-11-4836-8300  
Fax: +54-11-4836-8311  
E-mail: info-argentina@draeger.com

Chile:

**Dräger Medical Chile Ltda.**  
Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
Las Condes  
Santiago  
CHILE  
Tel: +562 482 1010  
Fax: +562 482 1001  
E-mail: info@draegermedical.cl

Alemania:

**Dräger Medical AG & Co. KG**  
Moisinger Allee 53-55  
23542 Lübeck  
ALEMANIA  
Tel: +49-451-882-0  
Fax: +49-451-882-2080  
E-mail: info@draeger.com

www.draeger.com

México:

**Dräger Medical México, S.A. de C.V.**  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
MÉXICO  
Tel: +52-55-50 20 52 00  
Fax: +52-55-50 20 52 11  
e-mail: info@draegermedical.com.mx



Fabricante:  
Dräger Medical AG & Co. KG  
D-23542 Lübeck

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 y ISO 13485.