

Evac 40

El aspirador quirúrgico eléctrico

El aspirador eléctrico portátil Evac 40 se utiliza para la aspiración y recogida de secreciones, fluidos corporales, partes de tejido y fluidos de irrigación durante intervenciones quirúrgicas, endoscópicas o mínimamente invasivas.

Con el pedal, la aspiración se puede iniciar o detener fácilmente.

Un protector contra desbordamientos en la tapa del frasco de secreciones de 4 litros y un frasco de protección garantizan que las secreciones no puedan entrar en el dispositivo. El aspirador quirúrgico está equipado con dos rieles, por lo que se puede utilizar con distintos productos para montaje en riel.

Ventajas a la vista:

- Para todas las áreas quirúrgicas de aplicación
- Potente y, sin embargo, con un nivel de ruido reducido
- Bomba de diafragma que no necesita mantenimiento
- Funcionamiento y cuidado sencillo
- Se mueve mediante ruedas giratorias grandes



Características técnicas

Potencia de aspiración del dispositivo	40 l/min
Vacío máximo	aprox. - 90 kPa ¹⁾
Visualización de vacío	De -1 a 0 bar De -750 a 0 mmHg
Frasco de secreciones	4 l
Voltaje nominal	230 V, 50/60 Hz
Corriente de régimen	0,45 A aprox. a 230 V ~
Potencia nominal	85 vatios aprox.
Tiempo de funcionamiento	Funcionamiento continuo dentro de los rangos de tensión indicados
Medidas (sin recipiente de secreción)	999 x 435 x 436 mm
Peso (sin tarro de secreciones)	18 kg aprox.
Presión de sonido máxima	50 dB (A)
Clasificación IX	Clase II a (de acuerdo con el anexo de la directiva 93/42/EEC)
Código UMDNS	10-208

¹⁾ 1 bar = 1 kPa x 100

Lista de pedidos

Evac 40, unidad básica con pedal	2M 86 752
Accesorios necesarios para el funcionamiento:	
Frasco de secreciones de 4 l, incluida cesta y tapa	2M 85 442
Soporte de riel	2M 86 757
Filtro de succión (juego de 10)	MX 37 021
Accesorios opcionales:	
Frasco de repuesto de 4 l incluida cesta	2M 85 443
Recipiente anterior con soporte de riel	2M 86 758
Soporte del tubo de conexión	2M 85 446
Soporte para tubo de aspiración	2M 85 239
Sistema desechable	sobre demanda



España:

Dräger Medical Hispania S.A.
c/ Xaudaró n° 5
28034 Madrid
ESPAÑA
Tel: +34-91-728 34 00
Fax: +34-91-358 36 19
E-mail: draegermedical@draeger.es

www.draeger.es

México:

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
MÉXICO
Tel: +52-55-50 20 52 00
Fax: +52-55-50 20 52 11
e-mail: info@draegermedical.com.mx

www.draeger-medical.com.mx

Fabricante:

Dräger Medical AG & Co. KG
D-23542 Lübeck

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 y ISO 13485.

Chile:

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
CHILE
Tel: +562 482 1010
Fax: +562 482 1001
E-mail: info@draegermedical.cl

América Latina:

Dräger Medical AG & Co. KG
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
ALEMANIA
Tel: +49-1805-3 72 34 37
+49-451-882-822
Fax: +49-451-882-2696
E-mail: Business.Support@draeger.com

www.draeger-medical.com

