

## Conjunto Infinity<sup>®</sup> Symphony

El conjunto Infinity<sup>®</sup> Symphony amplía el acceso a la información valiosa del paciente almacenada en la Infinity CentralStation haciendo que esté disponible prácticamente en cualquier parte a través de la intranet del hospital. Cuando se utiliza con Infinity Gateway, Infinity WebViewer y VentWatch<sup>™</sup>, Infinity Symphony facilita visualizaciones de la información monitorizada del paciente y los datos de ventilación prácticamente en tiempo real, con tan sólo identificarse y seleccionar el paciente.

Debido a que está basada en la Web, Infinity Symphony tiene unos costes mínimos de instalación y mantenimiento. Aprovecha las inversiones informáticas existentes del hospital, al mismo tiempo que amplía el acceso a la información del paciente. Infinity Symphony admite iniciativas de protección de la intimidad y confidencialidad en relación con los datos del paciente y simplifica la administración del sistema utilizando las cuentas de usuario de Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> para la autenticación. Al precisar inversiones mínimas en hardware, Infinity Symphony proporciona una selección de plataformas con el fin de aprovechar las preferencias individuales de hardware y software.

### Características

- Proporciona una visualización remota basada en la Web de la información de los signos vitales de hasta 128 pacientes almacenada en la Infinity CentralStation
- Muestra hasta 72 horas de un máximo de 16 curvas, incluidas ECG, respiratoria, hemodinámica y EEG
- Permite el acceso a hasta 1.000 arritmias, alarmas y tendencias
- Genera una amplia variedad de informes gráficos preparados en formato PDF, incluido estado del paciente, tiras de visualización completa, tendencias, sucesos y ECG multiderivación simultáneo
- Ofrece navegación avanzada por los sucesos y la capacidad para visualizar la correlación directa entre los sucesos y las tendencias
- Facilita el panel del navegador del paciente con anclaje temporal para ahorrar tiempo al revisar las curvas



## Datos técnicos

### Software del servidor del Infinity Symphony (requisitos mínimos)

CPU Intel® Pentium® 4 (o equivalente) a 2 GHz

1 GB de RAM, 60 GB de disco duro

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition con Microsoft .NET Framework 1.1

Unidad de CD-R o DVD-R

Puerto USB 2.0 para llave con licencia

Adaptadores para Ethernet 10/100 Base-T Dual para la conexión a la red Infinity y la red del hospital

Pantalla de 1.280 x 1.024 para evitar las barras de desplazamiento en la pantalla

Servidor Microsoft IIS Web 6.0

Suministro de alimentación ininterrumpida (opcional, aunque se recomienda para conseguir un funcionamiento continuo durante pérdidas de alimentación cortas y para proteger el sistema si existen interferencias en la línea eléctrica)

Un servidor Symphony se conecta a hasta 8 Infinity CentralStations o MultiView WorkStations VF6 y hasta un máximo de 32 usuarios concurrentes simultáneos

### Clientes remotos de Infinity Symphony

Windows XP, Windows XP Tablet Edition, Windows XP incluido,

Windows 2000 o Windows Server 2003 con Microsoft .NET Framework 1.1

256 MB de RAM

Microsoft Internet Explorer 6.0

Adobe Acrobat Reader 6.0 (suministrado con CD-ROM de instalación)

Pantalla de 1.280 x 1.024 para evitar las barras de desplazamiento en la pantalla

### Recomendaciones de seguridad

Se recomienda encarecidamente el uso de un programa antivirus como, por ejemplo, Trend Micro™ OfficeScan™ para el servidor Symphony y todos los PC de cliente. Antes de instalar cualquiera de los parches Microsoft y paquetes de servicio de producto Microsoft, póngase en contacto con el representante de servicio local de Dräger Medical para asegurarse de la compatibilidad con los productos informáticos de Dräger Medical.

### Información sobre pedidos

Software del servidor de Infinity Symphony MS16753

Licencia de Infinity Symphony para un solo usuario MS16752

### Clasificación:

Infinity Symphony es un dispositivo médico EU/Clase I, según la Regla 12 de la MDD

España:

**Dräger Medical Hispania S.A.**

c/ Xaudaró n° 5

28034 Madrid

ESPAÑA

Tel: +34-91-728 34 00

Fax: +34-91-358 36 19

E-mail: draegermedical@draeger.es

México:

**Dräger Medical México, S.A. de C.V.**

German Centre

Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2

Col. Lomas de Santa Fe

01210 México D.F.

MÉXICO

Tel: +52-55-50 20 52 00

Fax: +52-55-50 20 52 11

e-mail: info@draegermedical.com.mx

Chile:

**Dräger Medical Chile Ltda.**

Alonso de Córdova 5151, Piso 19

Las Condes

Santiago

CHILE

Tel: +562 482 1010

Fax: +562 482 1001

E-mail: info@draegermedical.cl

Argentina:

**Dräger Medical Argentina S.A.**

Colectora Panamericana Este 1717

B1607BLF San Isidro

Buenos Aires

ARGENTINA

Tel: +54-11-4836-8300

Fax: +54-11-4836-8311

E-mail: info-argentina@draeger.com

Alemania:

**Dräger Medical AG & Co. KG**

Moislinger Allee 53-55

23542 Lübeck

ALEMANIA

Tel: +49-451-882-0

Fax: +49-451-882-2080

E-mail: info@draeger.com

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Medical Systems, Inc.

Telford, PA 18969, USA

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical Systems, Inc. está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 13485 y ISO 9001.