

ComfortStar™ e LiteStar™



**Maschere facciali per
anestesia monouso**

ComfortStar™

Maschera facciale per anestesia monouso ComfortStar™.

Il cuscinetto gonfiabile combinato con la forma anatomica a goccia assicura maggior comfort per il paziente e una perfetta aderenza.

Il cuscinetto regolabile e la flessibilità della maschera offrono al personale medico una comoda presa. La struttura esterna della maschera è trasparente in modo da consentire una continua osservazione dei segni vitali del paziente. Le maschere sono dotate di appositi anelli a gancio per un agevole fissaggio. Sono inoltre disponibili fascette per un aggancio più sicuro.

Le maschere facciali per anestesia profumate ComfortStar combinano i vantaggi delle maschere standard ComfortStar e sono disponibili in formati diversi per adulti e bambini.

Nausea e vomito post-operatorio rappresentano un effetto collaterale, nella maggior parte dei casi non pericoloso, ma sicuramente sgradevole nei pazienti sottoposti a interventi in anestesia generale. Tali effetti collaterali spesso allungano i tempi di risveglio del paziente, ricerche dimostrano che aromi e colori possono ridurli al minimo¹⁾.

La linea ComfortStar include maschere all'aroma di fragola e bubblegum per uso pediatrico (misure 1-4) e di menta per ragazzi e adulti (misure 3-6). L'uso di colori appropriati offre inoltre un'adeguata stimolazione ottica e contribuisce a ridurre lo stress pre-operatorio nei pazienti.



¹⁾Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective in relieving postoperative nausea, Lynn A. Anderson, RN, BSN, CPAN, Jeffrey B. Gross, MD in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 19, No 1, February, 2004, pp. 29-55

LiteStar™ e altri accessori per maschere

LiteStar™

Maschera facciale per anestesia monouso LiteStar.
La forma a goccia della maschera garantisce una perfetta aderenza.
La struttura esterna è trasparente in modo da consentire un'osservazione continua dei segni vitali del paziente.
L'anello bianco di rinforzo presente sul connettore assicura una connessione stabile con i sistemi del circuito respiratorio.

Sono inoltre disponibili altri anelli a gancio e fascette per il fissaggio.



Altri accessori per maschere

Gli altri accessori disponibili agevolano l'applicazione delle maschere. Le tre diverse fascette per capo in formati grandi e piccoli assicurano a pazienti e medici un fissaggio morbido, elastico e leggero.



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Confezione	Codice articolo
A Maschera, ComfortStar, standard, con gancio		
A1 misura 1, neonati	20 pezzi	MP01511
A2 misura 2, bambini	20 pezzi	MP01512
A3 misura 3, bambini piccoli	20 pezzi	MP01513
A4 misura 4, piccola	20 pezzi	MP01514
A5 misura 5, media	20 pezzi	MP01515
A6 misura 6, grande	20 pezzi	MP01516
B Maschera, ComfortStar, aroma fragola, con gancio		
B1 misura 1, neonati	20 pezzi	MP01521
B2 misura 2, bambini	20 pezzi	MP01522
B3 misura 3, bambini piccoli	20 pezzi	MP01523
B4 misura 4, piccola	20 pezzi	MP01524
C Maschera, ComfortStar, aroma bubblegum, con gancio		
C1 misura 1, neonati	20 pezzi	MP01531
C2 misura 2, bambini	20 pezzi	MP01532
C3 misura 3, bambini piccoli	20 pezzi	MP01533
C4 misura 4, piccola	20 pezzi	MP01534
D Maschera, ComfortStar, aroma menta, con gancio		
D3 misura 3, bambini piccoli	20 pezzi	MP01543
D4 misura 4, piccola	20 pezzi	MP01544
D5 misura 5, media	20 pezzi	MP01545
D6 misura 6, grande	20 pezzi	MP01546
E Maschera, LiteStar, senza gancio		
E1 misura 1, neonati	30 pezzi	MP01501
E2 misura 2, bambini	30 pezzi	MP01502
E3 misura 3, bambini piccoli	30 pezzi	MP01503
E4 misura 4, piccola	30 pezzi	MP01504
E5 misura 5, media	30 pezzi	MP01505
E6 misura 6, grande	30 pezzi	MP01506
F Fascetta, silicone, riutilizzabile		
F1 piccola	1 pezzo	MP01557
F2 grande	1 pezzo	MP01558
G Fascetta, tessuto morbido, monouso		
G1 piccola	1 pezzo	MP01559
G2 grande	1 pezzo	MP01560
H Fascetta, gomma morbida, monouso		
H1 piccola	1 pezzo	MP01561
H2 grande	1 pezzo	MP01562
I Anello a gancio per maschere LiteStar		
I1 con OD da 15 (formato 1-2)	30 pezzi	MP01551
I2 con ID da 22 (formato 3-6)	30 pezzi	MP01552

ComfortStar™ e LiteStar™

Maggior comfort per il paziente, maggior sicurezza, maggior semplicità d'uso

Comfort del paziente e semplicità d'uso: sono queste due caratteristiche che Dräger ha posto al centro dell'attenzione durante lo sviluppo delle proprie maschere facciali per anestesia monouso in entrambe le linee di prodotti.

- La struttura esterna della maschera è trasparente in modo da consentire un'osservazione continua dei segni vitali del paziente.
- La semplicità d'uso è garantita grazie al corpo flessibile della maschera.
- Il comfort del paziente è assicurato dalla forma anatomica a goccia che permette alle maschere un perfetto adattamento alle forme del viso offrendo una perfetta aderenza.



Dräger Medical AG & Co. KG

Moislinger Allee 53–55

23542 Lübeck

GERMANIA

Tel: +49-451-882-0

Fax: +49-451-882-2080

E-mail: info@draeger.com

Draeger Medical Italia S.p.A.

Via Galvani 7

20094 Corsico/Milano

ITALIA

Tel: +39-02-45 87 21

Fax: +39-02-4 58 45 15

E-mail: info@draeger.it

www.draeger.com

Fabbricante :

Dräger Medical AG & Co. KG

D-23542 Lübeck

Il sistema di gestione della qualità utilizzato da Dräger Medical AG & Co. KG è certificato secondo ISO 13485, ISO 9001 ed opera in conformità all' Allegato II.3 della Direttiva 93/42/EEC (Dispositivi Medici).