

Gemina



Versatilità compatta



La soluzione di minimo ingombro...

La soluzione di minimo ingombro...

Gemina è un'unità di alimentazione compatta ed ergonomica, con montaggio a parete, per i reparti di terapia intensiva, le aree di preparazione e risveglio fino alle aree di medio livello di criticità. In base alla criticità del paziente e allo spazio disponibile, è possibile combinare colonne singole, doppie e anche triple capaci di offrire la migliore configurazione operativa.

Ogni colonna fornisce una postazione che si sviluppa verticalmente nell'area di somministrazione della terapia, risparmiando lo spazio solitamente sprecato dalle strutture orizzontali e massimizzando, in tal modo, il numero di apparecchiature applicabili al paziente. Questo assicura l'opportunità di disporre di un maggior spazio utile presso il posto letto. Non occorre montare nulla alle spalle o sopra il paziente stesso. Tutte le apparecchiature risultano sollevate dal pavimento, a vantaggio di una maggior igiene e sicurezza del posto letto e di una

semplificazione di tutte le procedure di pulizia.

E' inoltre possibile sormontare le finestre, posizionando le colonne lateralmente. In presenza di problemi di spazio, Gemina rappresenta la soluzione ideale.

...a supporto del flusso di lavoro

Al fine di garantire la massima flessibilità del posto letto e condizioni di lavoro ottimali; un tubo, dal diametro standard, costituisce il dispositivo di montaggio dei componenti. Su questo trovano posto, per tutta l'altezza della colonna: ripiani, cassette, armadietti orientabili ed altri accessori del portafoglio Dräger, liberamente posizionabili per la massima personalizzazione. La disposizione verticale consente che terapia, diagnosi e documentazione possano essere realizzate con il minimo sforzo. Se cambiano le necessità, è facile riconfigurare o ampliare l'area di lavoro secondo i nuovi requisiti. L'ottimizzazione dei flussi di lavoro

rafforza la motivazione del personale e di conseguenza, migliora l'assistenza ai pazienti.

L'importanza di un aspetto piacevole ...

Gemina ha una linea piacevole e rassicurante per il paziente; presenta superfici lisce, profili arrotondati e colori studiati per rendere confortevole l'ambiente in cui è collocata. Tutte le superfici visibili al paziente non mostrano intrecci di cavi e tubi medicali ed i pannelli laterali curvi nascondono le prese per gas ed elettricità.

Il posizionamento verticale delle colonne e dell'apparecchiature al di fuori del campo visivo del paziente ne aiutano la convalescenza, alleviandone la condizione momentanea. Il soffitto resta così libero per eventuali decorazioni o altri impieghi necessari ai fini terapeutici.

La speciale rastrelliera lungo il profilo della colonna tiene ordinati tubi e cavi, migliorando la sicurezza, la funzionalità, la chiarezza e l'accesso ai collegamenti.





Se necessario, è possibile utilizzare l'elemento orizzontale Luna che fornisce un'illuminazione specificamente studiata per le esigenze dell'operatore sanitario e del paziente. Può essere montata su due o tre colonne e soddisfa tutti i principali requisiti di illuminazione: una luce globale, indiretta e non fastidiosa per l'area paziente; una luce orientata notturna a risparmio energetico che garantisce il normale ritmo sonno-veglia del paziente; una luce senza riverbero a supporto delle attività del paziente.



...per la terapia intermedia e le sale risveglio

Vantaggi

- Soluzione compatta ed ergonomica per le aree di lavoro da media ad elevata criticità
- Unità a sviluppo verticale, per il minimo ingombro e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro
- Elevato livello igienico grazie alla separazione dei lati "umido e asciutto"
- Elevate capacità di carico ed ampie possibilità d'installazione delle apparecchiature al posto letto.
Adatto al supporto dei più sofisticati sistemi per la gestione di tutte le infusioni paziente utilizzate nelle avanzate terapie sanitarie
- Facilità di adeguamento per rispondere al livello di criticità del paziente
- Design esclusivo che ben si integra in un ambiente accogliente per il paziente
- Gestione integrata dei cavi e dei tubi d'alimentazione
- Sistema "Luna" di illuminazione, integrata e completa

Specifiche tecniche

Attacco a parete	Ancoraggi a parete (vedere le specifiche tecniche) Alimentazione dal pannello posteriore o da impianto nel controsoffitto		
Codice tipo	Tipo	Colonna sinistra/colonna destra	Elemento orizzontale
	Gemina 3100 R	- /1,4 m	No
	Gemina 3100 L	1,4 m/ -	No
	Gemina 3200	1,4 m/1,4 m	Opzionale
	Gemina 3200 H	1,4 m/1,4 m	Si
Modulo luce Luna	Corpo luminoso diritto per montaggio sull'elemento orizzontale con innesti per lampadine a risparmio energetico		
	Illuminazione indiretta:	1 lampadina compatta TC-L 55W	
	Luce notturna:	1 lampadina compatta TC 5W	
	Luce di lettura:	1 lampadina fluorescente T26 18W	
	Innesti:	2 prese a contatto con messa a terra facilmente raggiungibili dal paziente	
Carichi	Max. carico ¹⁾ per colonna 150 kg. Max. capacità di carico ¹⁾ per ciascuna barra standard sull'elemento orizzontale 10 kg.		
Accessori	Tutti gli accessori con montaggio su tubo da 38 mm possono essere fissati sulle colonne. I ripiani e i cassette orientabili sono specificamente studiati per l'unità Gemina.		
Conessioni	Ogni colonna dispone di spazio sufficiente per i punti di uscita di: gas medicinali, prese elettriche con messa a terra e dispositivi a bassa tensione come chiamata assistenza, video o monitor, secondo i requisiti del cliente. Sono previste connessioni specifiche per ogni Paese, ove necessario.		
Opzioni	Elemento orizzontale con due barre normalizzate standard Montaggio modulo luce "Luna" opzionale per elemento orizzontale Doppio adattatore Gemina, usato per combinare 3 o più colonne con elementi orizzontali		
Standard	EN 793	unità di alimentazione medicali	
	IEC 60601 - 1	requisiti di sicurezza per apparecchi elettrici	
	IEC 60601 - 1 - 2	EMC	

¹⁾ Max. carico = max. carico su entrambi gli elementi verticale e orizzontale

Dräger Medical AG & Co. KG
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
GERMANIA
Tel: +49-1805-3 72 34 37
+49-451-882-822
Fax: +49-451-882-37 79
E-mail: Business.Support@draeger.com

www.draeger.com

Draeger Medical Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
ITALIA
Tel: +39-02-45 87 21
Fax: +39-02-4 58 45 15
E-mail: info@draeger.it

www.draeger.it

Fabbricante :
Dräger Medical AG & Co. KG
D-23542 Lübeck

Il sistema di gestione della qualità utilizzato da Dräger Medical AG & Co. KG è certificato secondo ISO 13485, ISO 9001 ed opera in conformità all' Allegato II della Direttiva 93/42/EEC (Dispositivi Medici).