

Regulator Specifications On Demand 2001

Reguliertventil

On Demand 2001

Maximaler Einlassdruck

1000 psig / 70 bar

Maximaler Auslassdruck

60 psig / 4,1 bar

Einlass-Gewinde

5/8" x 18 UNF

Auslass-Gewinde

3/16" Barb/ 4,8 mm

Anzeige

0-1000 psig / 70 bar

Voreingestellter Volumenstrom von 0,5 l/min. mit Flaschendruckanzeige.

Hauptanwendung

Der zweistufige Druckminderer ist für den Gebrauch mit Geräten, die eine interne Pumpe haben, bestimmt. Der Regler liefert genau die Menge Gas, die die Instrumentenpumpe fordert. Dieses einfach zu bedienende Reguliertventil ermöglicht eine schnelle und leichte Kalibrierung, da es die Benutzung von Probebeuteln, Durchflussmesser oder spezielles Training überflüssig macht.

Aufbau

Gehäuse – EN überzogenes Messing
Ventilsitz & Dichtung - Viton® & Teflon®
Membran – Buna N
Haube - Aluminium
Anzahl der Stufen - zwei
Druckanforderung – 3" H₂O / 5.6 mm Hg

Gewicht

1 lb / 450 g

Gewährleistung

Alle Reguliertventile haben eine Garantie von 24 Monaten.



® eingetragenes Warenzeichen der The Dupon Company