

DATUM/DATE

MAI 1004

NR./NO.

33/2004

**Dräger Alcotest 6510:
Einschalten, hineinpusten, ablesen
Präzise und schnelle Atemalkoholanalyse in kompakter Form**

Da Atemalkoholmessungen an Personen im Straßenverkehr meist unter Einfluss von Stress durchgeführt werden, erwartet die Polizei von einem Atemalkoholmessgerät neben der Messgenauigkeit eine hohe Bedienungssicherheit und eine schnelle Messprozedur.

Das neue elektronische Atemalkoholmessgerät Alcotest 6510 der Dräger Safety AG & Co. KGaA (Lübeck) erfüllt diese Ansprüche. Es vereinigt 50 Jahre Erfahrung in der Atemalkoholmesstechnik mit moderner Technik und praxismgerechten Bediendetails in einem kleinen, handlichen Kompaktgerät, das schnell, präzise und zuverlässig arbeitet. „Einschalten, hineinpusten und ablesen!“ So funktioniert es.

Unkomplizierte Handhabung

Das elektrochemische Messprinzip gewährleistet die für professionelle Anwendungen geforderte Messgenauigkeit. Ohne große Vorbereitung. Das Gerät zeigt äußerst geringe Querempfindlichkeiten gegenüber anderen, nichtalkoholischen Atembegleitsubstanzen. Das Messergebnis erscheint unmittelbar nach dem Messvorgang mit zugeordneter Testnummer auf dem Display.

Das ebenfalls neu entwickelte Mundstück mit integriertem Auswerfer und neuartiger Kontur kann auch in dunkler Umgebung sicher und

PRESSEKONTAKT/CONTACT FOR THE PRESS

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Public Relations

Revalstraße 1 • D-23560 Lübeck

Tel +49 451 882 2185

Fax +49 451 882 3122

burkard.dillig@draeger.com

www.draeger-safety.com

DATUM/DATE

MAI 1004

NR./NO.

33/2004

schnell aufgesetzt werden. Ein Kontakt zwischen dem Mund der Testperson und dem Messgerätegehäuse wird durch eine Sperre am Mundstück verhindert.

Die korrekte Anwendung und die Atemalkoholmessung werden akustisch und optisch überwacht. Fehler, z.B. während der Probenahme, werden durch leicht verständliche Texte auf dem Display angezeigt.

Alle Messfunktionen können über die Bedienung einer Taste durchgeführt werden. Die Navigation im Menü zur Konfiguration oder Information erfolgt über zwei Menütasten.

Aufgrund seiner kompakten Größe passt das Messgerät in eine Hemdtasche oder kann mit der als Zubehör lieferbaren Ledertasche am Gürtel mitgeführt werden.

Dräger Safety AG & Co. KGaA ist einer der führenden Hersteller von Personenschutz-ausrüstungen und Gasmesstechnik sowie Anbieter kompletter Lösungen in der Sicherheitstechnik. Im Jahr 2003 stieg der weltweite Umsatz auf 477,4 Mill. Euro.

PRESSEKONTAKT/CONTACT FOR THE PRESS

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Public Relations

Revalstraße 1 • D-23560 Lübeck

Tel +49 451 882 2185

Fax +49 451 882 3122

burkard.dillig@draeger.com

www.draeger-safety.com