

Mascarilla facial completa ClassicStar® NV con codo estándar (SE)

Excelente comodidad con ajuste anatómico y sellado real.



La mascarilla completa facial ClassicStar SE NV está diseñada para la terapia de ventilación no invasiva. Como la mascarilla cubre la nariz y la boca, facilita una terapia eficaz incluso si se respira por la boca.

La mascarilla facial completa ClassicStar SE NV es de uso en un único paciente.

El indicador de tamaño Dräger le ayuda a determinar. El tamaño de mascarilla correcto para el paciente, por lo cual no hay necesidad de abrir el paquete de la mascarilla.

- La mascarilla facial completa ClassicStar NIV incluye un cojín relleno de aire que se puede ajustar al contorno facial del paciente y se puede inflar o desinflar mediante una pera de bombeo. Gracias a su adaptabilidad, la mascarilla ClassicStar aporta mayor comodidad y un sellado eficaz (véase la pág. 3).

- El cojín de la mascarilla ClassicStar distribuye la presión sobre un área de superficie más amplia, lo cual ayuda a evitar la irritación en la piel.

- El soporte para la frente distribuye la presión desde el puente de la nariz. Tanto la almohadilla de la frente como el soporte para la frente son ajustables para adaptarse a la curva de la frente del paciente.

- El accesorio para la cabeza de 6 puntos facilita una fijación más estable y segura, reduciendo así el desplazamiento y la presión de la mascarilla. La liberación de seguridad está integrada en el accesorio para la cabeza para poder retirar rápidamente la mascarilla.

- Los puntos de fijación opcionales en el marco de la mascarilla permiten elegir la posición de cierre más cómoda y estable del accesorio para la cabeza para cada individuo.

- El codo giratorio se puede mover 360°, así como en sentido vertical, permitiendo mayor flexibilidad.



MT-0575-2007

Mascarilla facial completa ClassicStar® NV con codo estándar SE



MT-1176-2006

Pera de bombeo a ambos lados para gestión del aire.

ClassicStar® SE (con codo estándar)

Soporte para la frente/almohadilla para la frente móvil, para mayor estabilidad.

Cojín de la mascarilla relleno de aire que se ajusta al contorno facial del paciente, para mayor comodidad y sellado.

Puerto para presión/O₂.

Acceso al paciente (p. ej., para tubo nasogástrico).

Puntos de fijación opcionales en el marco de la mascarilla para encontrar la posición de cierre más estable del accesorio para la cabeza para cada individuo.

El codo estándar se puede girar 360° y ajustarlo en vertical, para mayor flexibilidad.

MT-0581-2007

MT-0581-2007



Ajuste anatómico y sellado eficaz

Adaptación individual (conformabilidad) de las mascarillas faciales completas ClassicStar NIV SE



D-13948-2009



D-12181-2009



D-12119-2009



D-12111-2009

La mascarilla se puede adaptar al contorno facial del paciente disminuyendo o aumentando la cantidad de aire del cojín de la mascarilla.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción	Unidad empaquetada	Número de referencia
ClassicStar SE, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla P	1 pieza	MP01573
ClassicStar SE, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla M	1 pieza	MP01574
ClassicStar SE, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla G	1 pieza	MP01575
Pera de bombeo a ambos lados para gestión del aire	1 pieza	MP01590
Indicador de tamaño para ClassicStar, mascarillas de ventilación no invasiva	3 piezas	MP01592

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad
de Dräger Medical GmbH
está certificado según el anexo
II.3 de la directriz 93/42/EEC
(Productos médicos) y según
ISO 9001 e ISO 13485.