

## Fact Sheet

Estado Octubre 2009

Página 1 / 1

# Dräger NovaStar



### Descripción:

NovaStar es una mascarilla para la ventilación no invasiva que consta de un cuerpo flexible y una almohadilla blanda rellena de silicona. La mascarilla se puede adaptar al contorno de la cara del paciente de forma individual. Esto proporciona gran comodidad a la hora de llevarla puesta y un sellado efectivo.

### Áreas de aplicación:

- Ventilación no invasiva intra y extra hospitalaria

### Características del producto:

- El cuerpo de la mascarilla es moldeable y flexible proporcionando una adaptación individual
- La almohadilla blanda y de silicona ofrece gran comodidad a la hora de llevarla puesta y un sellado efectivo
- El apoyo adaptable y el pequeño colchón flexible para la frente reparten la presión de contacto desde el tabique nasal a la frente
- Los clips magnéticos, en combinación con el arnés de 4 puntos, permiten colocar y retirar la mascarilla de forma fácil y rápida
- Un patrón de tamaños ayuda a la hora de elegir la mascarilla e impide así tener que desempaquetarla inútilmente.
- El codo flexible de 360° grados ofrece una alta flexibilidad
- Compatible con los equipos de ventilación Dräger con opción NIV
- Reutilizable

### Ventajas

- El óptimo sellado proporciona una disminución significativa de fugas y garantiza la efectividad del tratamiento<sup>1,2</sup>
- La gran comodidad al llevarla puesta disminuye el riesgo de lesiones cutáneas. Así, se mejora la tolerancia del paciente a la mascarilla y se reduce el riesgo de posibles complicaciones<sup>3</sup>

### Disponible desde

2008

### Bibliografía

<sup>1</sup>Elliott, M. W.: The interface: crucial for successful non-invasive ventilation in: Eur Respir J 2004; 23: 7-8

<sup>2</sup>Hill, N. S., Mehta, S.: State of the Art non-invasive Ventilation in: A J Respir Crit Care Med 2001; 163: 540-577

<sup>3</sup>Hill, N. S.: Saving face: better interface for non-invasive ventilation in: Intensive Care Med, 2002, 28: 227-229

### Contacto de prensa

Malte Blombach  
Teléf.: +49 451 882-1976  
Mail: malte.blombach@draeger.com