

Juego de cables de ECG MonoLead


Más tiempo dedicado a los pacientes y menos a los cables.



Enredos frustrantes. Pérdida de tiempo. Incomodidad del paciente. Manejar ese manojo de cables en que se convierten los cables de ECG tradicionales se convierte en una tarea molesta y lenta que le impide concentrarse en el paciente. Mientras conecta los cables, necesita desenredarlos y recolocarlos. Hasta ahora.

Dräger Medical, líder en gestión de cables, presenta un método mejor: el juego de cables de ECG MonoLead™. MonoLead es una solución, pendiente de patente, para los juegos de cables de

ECG con un cable único, que directamente sustituye a los sistemas con varios cables. Este conjunto de un solo cable a prueba de enredos se adapta a los electrodos estándar y permite su colocación, al mismo tiempo que elimina la acumulación de cables enredados que se produce a menudo con los conjuntos de múltiples cables tradicionales. Perfecto tanto para pacientes adultos como pediátricos, MonoLead es compatible con todos los monitores de paciente Infinity® y con el sistema de telemetría Infinity de Dräger Medical.



Cable de ECG MonoLead de 6 derivaciones



Más cómodo para los pacientes, más fácil para usted

Como MonoLead es un solo cable en lugar de una complicada maraña de cables, impresiona menos al paciente y a sus seres queridos. Además de resultar más cómodo a nivel emocional, también lo es a nivel físico. El motivo es que MonoLead está diseñado con clips para electrodos que se insertan sin esfuerzo, se conectan fácilmente y se sujetan de modo seguro, sin presiones ni incomodidades para el paciente.

MonoLead se coloca de forma rápida y sencilla y utiliza la posición de cables estándar con la que están familiarizadas las enfermeras de todo el mundo. Es flexible, duradero y fácil de limpiar. Además, su color verde brillante hace que resulta fácil de identificar, incluso debajo de la sábana.

Por lo tanto, dedique menos tiempo a los cables y más tiempo a los pacientes. Descubra MonoLead, la solución de cables de ECG de un solo cable que facilita su vida y la de sus pacientes.

Sólo MonoLead ofrece las ventajas siguientes:

- A prueba de enredos: sustituye los juegos de cables de 3, 5 y 6 electrodos con un solo cable
- Aplicación rápida y sencilla: los clips con códigos de color están claramente rotulados
- Colocación y resultados iguales: compatible con la colocación de electrodos estándar (Mason-Likar) en el torso con la que están familiarizados los facultativos de todo el mundo
- Más cómodo: incluye los clips para electrodos patentados Z-Snap™ que se insertan sin esfuerzo
- Adecuado para todos los pacientes (excepto los recién nacidos): se adapta a los pacientes pediátricos y adultos
- Limpieza sencilla: se limpia con un paño y los desinfectantes estándares

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

	3368391; 5950196 MultiMed 5, 2,5m Multimed 5, 1,5m	5191221 MultiMed 6	MS20093 MultiMed plus	MS20094 MultiMed plus OR	5589663 MultiMed 12
Unidades de suministro:					
MonoLeads con Conector T					
MS14555 Cable de ECG MonoLead 3 Conector T IEC1	X (a)	X (a)	X	X	
MS14559 Cable de ECG MonoLead 5 (extremidades) Conector T IEC1	X (a)	X (a)	X	X	
MS14683 Cable de ECG MonoLead 6 Conector T IEC1		X (a)	X	X	
Adaptadores:					
MS14679 Adaptador MonoLead para MultiMed 5	X				
MS14680 Adaptador MonoLead para MultiMed 6		X			
Protección de AF para quirófano					
5947226 Bloque UEC para Multimed 5	X				
7486140 Bloque UEC para Multimed 6		X			
MonoLead Dual Pin					
MS16160 Cable de ECG MonoLead 3 Dual Pin IEC1	X	X			
MS16161 Cable de ECG MonoLead 5 (extremidades) Dual Pin IEC1	X	X			X
MS16232 Cable de ECG MonoLead 5 (tórax) Dual Pin IEC1					X

X (a) Necesita adaptador

MT-5523-2004



MT-5530-2004



MT-5535-2004



Z-Snap™ - Acoplamiento rápido patentado para electrodos, no requieren ninguna fuerza de inserción

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad
de Dräger Medical GmbH
está certificado según el anexo
II.3 de la directriz 93/42/EEC
(Productos médicos) y según
ISO 9001 e ISO 13485.