

ErgoStar® – Adaptadores para catéter y conectores para vía aérea

Dräger apuesta por los modernos tratamientos en ventilación de gran calidad y seguridad en el cuidado y el tratamiento de los pacientes. El adaptador para catéter y los conectores para vía aérea ErgoStar® son sólo parte de la línea de productos para sistemas de ventilación de Dräger.



Los consumibles Dräger se prueban y fabrican para satisfacer los más exigentes estándares de la tecnología médica y su funcionalidad es convincente. Las ventajas de ErgoStar son:

- Productos alma lisa que presentan una baja resistencia al flujo, mientras que la bobina externa reduce las dobleces y los bloqueos
- Producto ampliable que ofrece una solución ligera y flexible
- Conector giratorio doble que aumenta la facilidad de uso
- Tapa doble para mantener la PEEP durante la aspiración o la broncoscopia
- Cada adaptador de catéter y cada conector para vía aérea está equipado con una tapa de seguridad roja, de modo que el sistema está totalmente cerrado y protegido hasta justo antes de utilizarlos en el paciente
- Conector 22F/15M en el extremo del dispositivo como una solución de dos en uno
- Conectores estandarizados para la conexión segura a otros componentes
- Conexión Luer Lock para el muestreo de gas
- La comodidad de los desechables mejora el flujo de trabajo
- Diseño sin PVC de componentes de conducción de gases que reducen el riesgo de degradantes como DEHP



Familia ErgoStar®



ErgoStar® CM 40

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ErgoStar CM 40

Nº de parte: MP01840
Unidad de envasado (piezas): 50

ErgoStar CM 50

Nº de parte: MP01850
Unidad de envasado (piezas): 50

ErgoStar CM 60

Nº de parte: MP01860
Unidad de envasado (piezas): 50

ErgoStar AC 90

Nº de parte: MP01890
Unidad de envasado (piezas): 100

ErgoStar CM 45

Nº de parte: MP01845
Unidad de envasado (piezas): 50

ErgoStar CM 55

Nº de parte: MP01855
Unidad de envasado (piezas): 50

ErgoStar AC 95

Nº de parte: MP01895
Unidad de envasado (piezas): 100

ESPECIFICACIONES

	ErgoStar CM 40	ErgoStar CM 45	ErgoStar CM 50	ErgoStar CM 55	ErgoStar CM 60	ErgoStar AC 90	ErgoStar AC 95
Longitud del tubo	10 cm	15 cm	10-16 cm	15 cm	10 cm	-	-
Volumen interno	26 ml	34 ml	25-44 ml	31 ml	16 ml	7 ml	8 ml
Resistencia	0,21 mbar a 60 l/min	0,21 mbar a 60 l/min	0,24 mbar a 60 l/min	0,09 mbar a 60 l/min	0,17 mbar a 30 l/min	0,21 mbar a 60 l/min	0,11 mbar a 60 l/min
Fugas	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<25 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<50 ml/min a 60 mbar	<25 ml/min a 60 mbar
Complianza	<1 ml/mbar a 60mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar	<1 ml/mbar a 60 mbar
Conectores ISO	22M/15F - 22F/15M	22M/15F - 22F/15M	22M/15F - 22F/15M	22M/15F - 22F/15M	22M/15F - 15M	22M/15F - 15M	22M/15F - 15M
Producto	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex	Sin PVC Sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:1999



MT-1924-2008

ErgoStar® CM 45



MT-1919-2008

ErgoStar® CM 50



MT-1925-2008

ErgoStar® CM 55



D-9372-2009

ErgoStar® CM 60



MT-1927-2008

ErgoStar® AC 90



MT-1926-2008

ErgoStar® AC 95

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical GmbH está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.