

## Dräger DrugTest® 5000 Analyzer

Системата Dräger DrugTest® 5000 се състои от два основни компонента: Dräger DrugTest® 5000 Test Kits и Dräger DrugTest® 5000 Analyzer. Системата е средство за бърз и точен анализ на слюнчени проби напр. за наличие на амфетамини, т. нар. дизайнерски амфетамини, опиати, кокаин и техните метаболити, бензодиазепини, канабиноиди или метадон.



С тегло по-малко от 4,5 кг. този оптико-електронен апарат извършва надежден и точен анализ на съдържащата се в Test Kit проба в рамките само на няколко минути. Разполага с осветен, удобен за потребителя и управляван от менюто дисплей, който се разчита лесно дори и под малък ъгъл. Показанията на цветния дисплей могат по всяко време да бъдат избрани на един от петте предварително инсталирани езика, като изборът се определя в зависимост от желанията на клиента. Грешната интерпретация на резултатите се избягва, като се показва един единствен и то именно верният резултат. В интегрираната в апарата памет за данни могат да се съхраняват до 500 отделни измервания.

Анализаторът Dräger DrugTest® 5000 се обслужва лесно само с три бутона и може да бъде свързан с различни устройства за обработка и запис на данни като PC, принтер или баркод-четец.

Преди всяко измерване апаратът извършва автоматично проверка на състоянието на температурните датчици, оптичната система както и общата функционалност на апарата. Със своята транспортна чанта и куфар и различни принадлежности (виж информация за поръчка), тази система за мобилно приложение представлява комплетно оборудване за контрол на наркотиците чрез измерване на място.



ST-13284-2007

### Преносимата система Dräger DrugTest® 5000

лесен, бърз, надежден и безопасен тест за дроги

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	12 V DC (11 до 15 V DC)
Консумация на ток	3 A
Размери (Ш x В x Д)	200 мм x 250 мм x 220 мм
Тегло	4,5 кг
Температура	При работа: + 5 до + 40 °C При съхранение/транспорт: - 20 до + 60 °C
Влажност	Отн. влажност 5 до 95%, без конденз
Интерфейс	Оптичен инфрачервен порт (IR за принтер), PS/2, USB Slave
Продължителност на измерването	5 до ок. 8,5 мин., в зависимост от вида на теста
Капацитет на паметта	500 измерени резултата

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Наименование	Кат. №
Анализатор Dräger DrugTest® 5000, вкл. захранващо и мрежово устройство на 220 V и ръководство за работа	83 19 900
<b>Принадлежности</b>	
Компактна клавиатура (PS/2-интерфейс, размери около 28,2 x 13,2 x 2,4 см):	
„QWERTZ“ – немски	83 15 095
“QWERTY” – английски	83 15 497
“AZERTY” – френски	83 15 142
Мобилен принтер Dräger	83 19 310
Хартия за мобилен принтер Dräger (5 ролки)	83 19 002
Чанта за носене на анализатор Dräger DrugTest 5000	83 19 960
Транспортен куфар	83 19 925
Кабел за автомобил 12 V (кабел за свързване на буксата/запалката на автомобила и анализатора Dräger DrugTest® 5000)	83 12 166
USB-кабел за комуникация с PC	AG 02 661
Баркод - четец	AG 02 491
SW – модул Dräger DrugTest® 5000	83 19 977

Анализатор, принтер (мобилен принтер), клавиатура и Test-Kits са предназначени за мобилно приложение.

За безопасно и сигурно транспортиране всички компоненти на системата опционално се доставят в транспортен куфар и/или чанта за носене. С помощта на клавиатурата могат да се въведат данните на проверявания и/или оператора, така че тези данни заедно с резултата от теста, да се отпечатват във вид на протокол.



ST-34/25-2003

Чанта за носене, съдържаща цялата система



ST-34/41-2003

Транспортен куфар



ST-34/51-2003

Компактна клавиатура



ST-84/04-2006

Мобилен принтер Dräger

**Дрегер Сейфти**  
**България ЕООД**  
 1164 София,  
 бул. Джеймс Баучер 2  
 Тел.: 963 43 66, 963 38 08  
 Факс: 963 00 98  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### NIEDERLASSUNGEN:

**VERTRIEB REGION NORD**  
 Albert-Schweitzer-Ring 22  
 22045 Hamburg  
 Tel 040 668 67-0  
 Fax 040 668 67-150  
[vertrieb.nord@draeger.com](mailto:vertrieb.nord@draeger.com)

**VERTRIEB REGION OST**  
 An der Harth 10 B  
 04416 Markkleeberg  
 Tel 0341 35 0 31-0  
 Fax 0341 35 0 31-161  
[vertrieb.ost@draeger.com](mailto:vertrieb.ost@draeger.com)

**VERTRIEB REGION SÜD**  
 Vor dem Lauch 9  
 70567 Stuttgart  
 Tel 0711 721 99-0  
 Fax 0711 721 99-50  
[vertrieb.sued@draeger.com](mailto:vertrieb.sued@draeger.com)

**VERTRIEB REGION WEST**  
 Kimplerstraße 284  
 47807 Krefeld  
 Tel 02151 37 35-0  
 Fax 02151 37 35-50  
[vertrieb.west@draeger.com](mailto:vertrieb.west@draeger.com)

**DRÄGER SERVICE REGION NORD**  
 Albert-Schweitzer-Ring 22  
 22045 Hamburg  
 Tel 040 668 67-161  
 Fax 040 668 67-155  
[service.nord@draeger.com](mailto:service.nord@draeger.com)

**DRÄGER SERVICE REGION OST**  
 An der Harth 10 B  
 04416 Markkleeberg  
 Tel 0341 35 0 31-164  
 Fax 0341 35 0 31-166  
[service.ost@draeger.com](mailto:service.ost@draeger.com)

**DRÄGER SERVICE REGION SÜD**  
 Vor dem Lauch 9  
 70567 Stuttgart  
 Tel 0711 721 99-43  
 Fax 0711 721 99-51  
[service.sued@draeger.com](mailto:service.sued@draeger.com)

**DRÄGER SERVICE REGION WEST**  
 Kimplerstraße 284  
 47807 Krefeld  
 Tel 02151 37 35-16  
 Fax 02151 37 35-29  
[service.westkr@draeger.com](mailto:service.westkr@draeger.com)

**DRÄGER SERVICE REGION WEST**  
 Max-Planck-Ring 25 A  
 65205 Wiesbaden  
 Tel 06122 95 65-70  
 Fax 06122 95 65-77  
[service.westwi@draeger.com](mailto:service.westwi@draeger.com)

### TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

**ÖSTERREICH**  
 Dräger Safety Austria Ges.m.b.H  
 Wallackgasse 8  
 1230 Wien  
 Tel +43 1 609 36 02  
 Fax +43 1 699 62 42

**SCHWEIZ**  
 Dräger Safety Schweiz AG  
 Aegertweg 7  
 8305 Dietlikon  
 Tel +41 44 805 82-82  
 Fax +41 44 805 82-80

**HAUPTSITZ:**  
 Dräger Safety AG & Co. KGaA  
 Revalstraße 1  
 23560 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)