

## Таванна колона Agila

- ❖ Ергономично позициониране на:
  - дози за медицински газове;
  - ел. контакти;
  - отвеждане на наркозните газове;
  - въздушен мотор;
  - заземителни букси;
  
- ❖ Максимален брой - 51 поста
- ❖ Висока мобилност – ъгъл на завъртане 330°
- ❖ Модулност – колона – 500 мм, 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм и глава
- ❖ Носеща система – еднораменна 500 мм, 750 мм, 1000 мм, 1250 мм или двураменна от 1000 мм до 2500 мм с възможност за вграждане на електрическо повдигане Agila Lift
- ❖ Конфигуриране изцяло според специфичните потребности на клиента и пространствените дадености.