

Mascarillas de silicona

Las nuevas mascarillas de silicona se fabrican en silicona de calidad médica ya que está considerada como el mejor material por su capacidad extraordinaria para adaptarse a la anatomía del paciente.



MT-3087-2008

Además, este material resiste temperaturas alta o bajas y es duradero. Las nuevas mascarillas de silicona se pueden esterilizar mediante autoclave y, de esa forma, se pueden reutilizar en numerosos pacientes.

Existen distintos diseños de mascarilla disponibles. Las tallas más pequeñas (tallas 0 a 2) tienen forma redonda para ofrecer un ajuste cómodo y un sellado eficaz para los niños, que tiene un contorno facial más redondeado. Los tamaños más grandes (tallas 3 a 5) tienen una forma anatómica de lágrima para garantizar un ajuste y sellado cómodos para las características faciales de pacientes más adultos. Las nuevas mascarillas de silicona tienen un cuerpo de mascarilla flexible, suave y transparente.

El diseño del cuerpo de la mascarilla permite colocar cómodamente el pulgar. La forma y el material crean un ajuste sencillo para el médico. El cuerpo transparente de la máscara permite la observación visual constante de la situación del paciente.

Los accesorios adicionales para mascarillas proporcionan mayor comodidad. Existen anillos de enganche reutilizables (pequeños y grandes) disponibles para fijación. Asimismo, existen dos arneses reutilizables diferentes disponibles, un arnés pequeño para fijación de la mascarilla en bebés y niños y un arnés grande para fijación de la mascarilla en adultos. Los arneses reutilizables están fabricados en silicona. Se pueden esterilizar mediante autoclave y, de esa forma, se pueden reutilizar en numerosos pacientes.



MT-4206-2008

Mascarillas de silicona reutilizables
Flexibles, suaves y transparentes.



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Descripción	Paquete de	Nº de referencia
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 0, bebé pequeño	1	MP01610
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 1, bebé grande	1	MP01611
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 2, niño pequeño	1	MP01612
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 3, niño grande	1	MP01613
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 4, adulto pequeño	1	MP01614
Mascarilla de silicona reutilizable para anestesia, talla 5, adulto grande	1	MP01615
Arnés de silicona reutilizable, pequeño	1	MP01557
Arnés para la cabeza de silicona reutilizable, grande	1	MP01558
Anillo de enganche pequeño reutilizable para tallas de mascarilla de 0 a 1, con conector OD de 15 mm	10	MP01617
Anillo de enganche grande reutilizable para tallas de mascarilla de 2 a 5, con conector OD de 22 mm	10	MP01618

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moisinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemania
 www.draeger.com

ARGENTINA
 Dräger Medical Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este 1717
 B1607BLF San Isidro
 Buenos Aires
 Tel +54 11 48 36-8300
 Fax +54 11 48 36-8311
 info-argentina@draeger.com

CHILE
 Dräger Medical Chile Ltda.
 Alonso de Córdova 5151, Piso 19
 Las Condes
 Santiago
 Tel +562 482-1000
 Fax +562 482-1001
 info.cl@draeger.com

COLOMBIA
 Draeger Colombia S.A.
 Calle 93B# 13-44 Piso 4
 Bogotá D.C.
 Tel +57 1 63 58-881
 Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró, 5
 28034 Madrid
 Tel +34 91 728 34 00
 Fax +34 91 358 36 19
 clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO
 Dräger Medical México, S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 40 72
 Fax +52 55 52 61 41 32

Marca distribuida por Dräger