

## LiteStar®

Máscaras faciales desechables para anestesia.



D-288-2010

La máscara facial para anestesia LiteStar es una máscara de un solo uso. La forma de gota de la máscara garantiza un ajuste anatómico. El cuerpo transparente de la máscara permite observar constantemente el estado del paciente. El anillo de refuerzo con código de color situado alrededor del conector de la máscara permite una conexión segura y estable con los sistemas de circuitos respiratorios (tamaños 3-6).

Los anillos de refuerzo con código de color tipo "semáforo" sirven para facilitar la identificación del tamaño. El tamaño pequeño (3) es de color rojo, los tamaños medianos (4-5) tienen un color amarillento y el tamaño grande (6) un color verde.

### ACCESORIOS ADICIONALES DE MÁSCARAS

Anillos de enganche y arneses adicionales para fijación en la cabeza están disponibles. Su sencillo uso es aún más fácil gracias a los accesorios adicionales para las máscaras: anillos de enganche y arneses para la fijación. Tres arneses tres cintas diferentes con diseños pequeños y grandes ofrecen a los pacientes y los médicos una fijación suave y elástica.




D-957-2010

LiteStar® – Máscaras faciales desechables para anestesia

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción	Paquete de	Nº de referencia
<b>Máscara, LiteStar, sin gancho</b>		
tamaño 1, neonatos	30 pz.	MP01501
tamaño 2, bebés	30 pz.	MP01502
tamaño 3, niños pequeños	30 pz.	MP01503
tamaño 4, adulto pequeño	30 pz.	MP01504
tamaño 5, adulto mediano	30 pz.	MP01505
tamaño 6, adulto grande	30 pz.	MP01506
<b>Cinta, silicona, reutilizable</b>		
pequeña	1 pz.	MP01557
grande	1 pz.	MP01558
<b>Cinta, tela suave, desechable</b>		
pequeña	1 pz.	MP01559
grande	1 pz.	MP01560
<b>Cinta, goma suave, desechable</b>		
pequeña	1 pz.	MP01561
grande	1 pz.	MP01562
<b>Gancho para máscaras LiteStar</b>		
con conector de 15 mm OD (tamaño 1-2)	30 pz.	MP01551
con conector de 22 mm ID (tamaño 3-6)	30 pz.	MP01552



**SEDE PRINCIPAL**  
 Dräger Medical AG & Co. KG  
 Moislinger Allee 53-55  
 23558 Lübeck, Alemania  
 www.draeger.com

**ARGENTINA**  
 Dräger Medical Argentina S.A.  
 Colectora Panamericana Este 1717  
 B1607BLF San Isidro  
 Buenos Aires  
 Tel +54 11 48 36-8300  
 Fax +54 11 48 36-8311  
 info-argentina@draeger.com

**CHILE**  
 Dräger Medical Chile Ltda.  
 Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
 Las Condes  
 Santiago  
 Tel +562 482-1010  
 Fax +562 482-1001  
 info.cl@draeger.com

**COLOMBIA**  
 Draeger Colombia S.A.  
 Calle 93B# 13-44 Piso 4  
 Bogotá D.C.  
 Tel +57 1 63 58-881  
 Fax +57 1 63 58-826

**ESPAÑA**  
 Dräger Medical Hispania S.A.  
 C/ Xaudaró, 5  
 28034 Madrid  
 Tel +34 91 728 34 00  
 Fax +34 91 358 36 19  
 clientesdraegermedical@draeger.com

**MÉXICO**  
 Dräger Medical México, S.A. de C.V.  
 German Centre  
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
 Col. Lomas de Santa Fe  
 01210 México D.F.  
 Tel +52 55 52 61 40 00  
 Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:  
 Dräger Medical AG & Co. KG  
 D-23542 Lübeck  
 El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.