

## Gama Dräger Scio Four

Cuatro soluciones compactas y flexibles para determinar con precisión la concentración de O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> y gas anestésico en cualquier lugar.



D-36265-2009

### MEDICIÓN PRECISA DE GAS EN TIEMPO REAL

Los módulos de medición de gas Dräger Scio suministran valores inspiratorios y espiratorios precisos de O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> y agentes anestésicos como el N<sub>2</sub>O, enflurano, halotano, isoflurano, sevoflurano y desflurano. Los resultados se transfieren al monitor Dräger Infinity® y se muestran tanto en tiempo real como en forma de valores derivados.

### SOLUCIONES AMPLIABLES PARA CADA APLICACIÓN

Se puede elegir entre cuatro modelos diferentes de Scio. Entre las opciones están el reconocimiento automático de agente anestésico y la medición de O<sub>2</sub> integrada, lo que significa que hay una solución Scio adecuada para prácticamente cualquier aplicación de medición. El diseño modular de la gama de productos

Scio Four los hace flexibles y ampliables. Esto le permite obtener exactamente el sistema que necesite, ni más ni menos.

### SEGURIDAD MEJORADA DEL PACIENTE EN EL QUIRÓFANO

Los módulos Dräger Scio no se limitan a medir las concentraciones de gas en el circuito respiratorio. De forma conjunta con los monitores Dräger Infinity, se muestran los valores MAC de los agentes anestésicos, lo que le ayuda a evitar una dosificación inadecuada. Esto permite mantener las concentraciones de gas óptimas, al tiempo que se asegura una ventilación correcta. También tiene la opción de medir las concentraciones de O<sub>2</sub> inspiratorio y espiratorio mediante un sensor de oxígeno paramagnético. Este método de medición sin consumo reduce los costes asociados.



D-34358-2009

Gama Dräger Scio Four

Nombre del dispositivo	ID de agente automático	Medición de O <sub>2</sub> integrada
Scio Four Oxi plus	Sí	Sí
Scio Four plus	Sí	No
Scio Four Oxi	No	Sí
Scio Four	No	No

## WATERLOCK® 2: MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN

La gama Scio Four ahora incorpora la nueva trampa de agua WaterLock 2. Su diseño de membrana hidrófoba dual presenta poros de 2 µm que permiten el paso libre de los gases y el vapor de agua con gradientes de presión mínimos, y además protegen con eficacia de la contaminación microbiana y la condensación. Asegura una capnografía precisa incluso en condiciones difíciles, como en la anestesia de flujo bajo, en la que la fuerte condensación puede ser un problema. Los gases anestésicos se mantienen libres de condensación. El Waterlock 2 es muy económico. Se puede vaciar siempre que sea necesario y sólo requiere ser reemplazado mensualmente.

## FABRICADO PARA INFINITY®

La gama Dräger Scio Four está especialmente diseñada para su uso con los sistemas de monitorización Dräger Infinity\*. Simplemente conecte el Scio y el monitor Infinity mostrará todos los valores que se generen. Su representante de Dräger le ayudará a decidir cuáles son los monitores Dräger Infinity que más le convienen.

\* Delta, Delta XL, Kappa, Gamma XL, Gamma X XL (todas las versiones de Scio Four) y Vista XL (no está disponible en todos los países).

Póngase en contacto con un representante local para obtener más información.



### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Alemania

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este 1717  
B1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 48 36-8300  
Fax +54 11 48 36-8311  
[info-argentina@draeger.com](mailto:info-argentina@draeger.com)

### CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.  
Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
Las Condes  
Santiago  
Tel +562 482-1000  
Fax +562 482-1001  
[info.cl@draeger.com](mailto:info.cl@draeger.com)

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Calle 93B# 13-44 Piso 4  
Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881  
Fax +57 1 63 58-826

### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró, 5  
28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 40 72  
Fax +52 55 52 61 41 32

### Fabricante:

Dräger Medical AG & Co. KG  
23542 Lübeck, Alemania  
El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.

Desde septiembre de 2010:  
Dräger Medical AG & Co. KG  
cambia a  
**Dräger Medical GmbH**