



專業的安全防護解決方案

我們的產品與服務



酒精及毒品檢測設備

ST-208-2004



Alcotest 6510 攜帶式酒精偵測器
 精度高、反應時間短、耗電量低。
 可選擇自動採樣、被動採樣、
 手動採樣、或預設參數採樣模式。
 可顯示多種測量單位、或以「
 通過/警告/超過標準」模式顯示。
 側插式吹嘴安全衛生。可利用
 按鍵快速查看最新的10次檢測結
 果，並進行簡單參數設定。

ST-1687-2005



Alcotest 6810 攜帶式酒精偵測器
 精度高、反應時間短。側插式吹
 嘴，單向氣路設計避免氣體倒流。
 可選擇自動、被動、或手動採
 樣模式。可搭配印表機使用。可
 利用按鍵快速查看最新的200筆
 檢測結果，進行簡單參數設定、
 或將資料傳輸到電腦。兩顆AA電
 池能進行1500次的酒精偵測。

ST-11895-2008



Alcotest 7510 攜帶式酒精偵測器
 為專業篩選檢查而設計，適合警
 用、工業和商業用。數據管理能
 力強大，可儲存大量資料，亦可
 傳輸到印表機或電腦。可選配具
 記錄測試位置、數據統計分析功
 能的GPS模組。開機暖機、自動
 取樣、校正過程速度快。螢幕有
 紅黃綠三種LED燈顯示測量結果。
 。

ST-430-2006



Alcotest 9510 紅外線式呼吸酒精 檢測儀

採用紅外線與電化學式雙重感測
 器技術，測量結果更準確。可外
 接USB鍵盤，或透過觸控螢幕來
 輸入資料。內建熱感應式印表機。
 加熱式呼吸酒精採樣長管，避
 免取樣過程中產生冷凝。並附3個
 USB埠、2個RS-232埠、數據機
 、乙太網路、紅外線端子埠。

ST-184-2005



Interlock 酒精測試鎖車系統

檢測司機的呼氣酒精含量，判斷
 其血液中酒精含量是否超過標準
 ，若檢測結果超標，將無法啟動
 車輛，防止酒後駕車。適用於多
 次違規的司機、出租車輛、大眾
 運輸、公務車輛等。電化學感測
 器，只對酒精有反應、靈敏度高
 ，對呼氣中濃度極低的酒精也很
 敏感。

Alcotest 6810 Set



Alcotest 6810 NPA Kit

酒精偵測器組，附攜行箱與熱感
 應印表機，方便攜帶，隨時偵測
 並即時列印檢測結果，適合警用
 與工業用。



ST-12354-2008



ST-15177-2008

DrugTest 5000 毒品檢測儀
 10分鐘內利用採樣唾液方式，同時檢測6種毒品，包括COC(Cocaine)、OPI(Opiate)、BENZO(Benzodiazepine)、THC(Δ 9-Tetrahydrocannabinol)、AMP(d-Amphetamine)、METAMP(Methamphetamine)。可儲存500筆資料。可選配攜帶式印表機、外接鍵盤。



ST-13219-2007

DrugTest 5000 Test Kit 唾液取樣器
 能快速、準確地透過採集唾液，與DrugTest 5000毒品分析儀搭配使用，進行毒品濫用分析。可偵測毒品包括：amphetamines, designer amphetamines, opiates, cocaine與metabolites, benzodiazepines, cannabinoids或methadone。



ST-6969-2006

Drug Check 毒品檢測試紙
 可在唾液樣本中，同時定性檢測多達6種違禁物質COC(Cocaine)、OPI(Opiate)、AMP(d-Amphetamine)、MET(d-Metamphetamine)、PCP(Phencyclidine)、THC(Δ 9-Tetrahydrocannabinol)。簡單直接的檢測方式，可在任何時間、任何地點檢測。

總公司

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1 23560 Lübeck,
Germany

台灣分公司

台灣德爾格安全防護設備股份有限公司
www.draeger.com

台北業務單位

235 新北市中和區中正路
868-5號12樓
TEL: +886 2 2223 6388
FAX: +886 2 2223 2258

新竹維修中心

300新竹市金山11街102號
TEL: +886 3 577 5871
FAX: +886 3 563 0538

麥寮維修中心

638雲林縣麥寮鄉
橋頭村新民街64號
TEL: +886 5 691 5518
FAX: +886 5 691 5536