

Andockwagen 2

Der Andockwagen bietet ein einfaches und funktionelles System für den klinikinternen Transport von Patienten, ermöglicht Ihnen einen schnellen und reibungslosen Transport von Intensivpatienten ohne Therapieunterbrechung und hilft Ihnen, wertvolle Transportvorbereitungszeit zu sparen.



Der klinikinterne Patiententransport ist eine tägliche Routineaufgabe. Der Transport eines Intensivpatienten ist häufig unumgänglich, kann aber gefährlich sein, da er mit Risiken für die Patientensicherheit verbunden ist. Die Planung und Vorbereitung eines Patiententransports kann zeitaufwendig sein.

Der Andockwagen bietet ein einfaches und funktionelles System für den klinikinternen Transport von Patienten, ermöglicht Ihnen einen schnellen und reibungslosen Transport von Intensivpatienten ohne Therapieunterbrechung, hilft Ihnen, wertvolle Transportvorbereitungszeit zu sparen, und erhöht die Patientensicherheit. Mit der kompletten Ausrüstung ausgestattet, die für den Transport von Intensivpatienten erforderlich ist, kann er schnell und mit geringstem Platzbedarf am Patientenbett angebracht werden – sicher fixiert und mit allem Wichtigen in Reichweite:

- einem Transport-Beatmungsgerät, wie dem Oxylog® 3000 plus;
- einem Transportmonitor, wie Infinity® Gamma oder Infinity® Delta;
- Infusionspumpen und Infusionsbeuteln;
- einem Absaugsystem

- Der Wagen weist eine ausschwenkbare Flaschenhalterung für eine 10-Liter-Flasche oder einen Adapter zur Montage kleinerer Flaschen auf;
- Universalschienen und -ständer sorgen für zusätzlichen Platz und Flexibilität zur Montage weiterer Ausrüstungsteile wie Körbe, Ablagen, Schlauchhalterungen usw.

PLATZSPAREND

Schmale Aufzüge und enge Gänge sind kein Problem mehr, da der Andockwagen einschließlich der Ausrüstung das Patientenbett nur um 20 cm verlängert. Das Gegengewicht des Wagens schiebt sich unter das Bett und bietet so einen hohen Grad von Stabilität gegen Kippen. Bei Bedarf kann das Bett während des Transports auch in geneigter Position platziert werden.

VERLÄNGERTE LEBENSZEIT IHRER AUSRÜSTUNG

Eine Montage von Ausrüstungsteilen am Bett ist für einen Transport nicht mehr notwendig: Die Transportausrüstung ist auf dem Wagen fixiert. So werden Schäden an der Ausrüstung vermieden sowie Reparaturkosten und -zeiten minimiert.



Attachable Trolley 2



EINE UMFASSENDE TRANSPORT-LÖSUNG FÜR INTENSIVPATIENTEN

In Kombination mit unseren Anwendungen für Therapie, Monitoring und intelligentes Zubehör stellt der Andockwagen eine umfassende Lösung für den klinikinternen Patiententransport dar. In Kombination mit unserem Infinity® Pick and Go®-Monitoring ist eine kontinuierliche Überwachung mit dem Bettmonitor als Transportmonitor möglich. Das Transport-Beatmungsgerät Oxylog® 3000 plus sichert eine kontinuierliche Beatmung auf hohem Niveau während des gesamten Transports. Mit unserem intelligenten Zubehör kann der Wagen mit Druckminderern, Absaugsystemen, Trägerarmen und verschiedenen Schienen auf einfache Weise nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.

BESTELLINFORMATIONEN

Andockwagen 2		MP00011
Including	<ul style="list-style-type: none"> - Gurtkupplung, höhenverstellbar - lange Standardschiene, höhenverstellbar, zur Montage eines Transport-Beatmungsgerätes - kurze Standardschiene, höhenverstellbar, zur Montage einer Absaugereinheit - Flaschenhalter für 10- bis 11-Liter-Flaschen - Kunststoff-Flaschenhülle - Infusionshalter 	
Zubehör¹		
Zweiter Flaschenhalter für 10- bis 11-Liter-Flaschen		MP00043
Adapter für 2- und 3-Liter-Flaschen (Durchmesser 110 mm)		MP00045
Kurze Schiene für Absaugereinheit		MP00046
Lange Standardschiene, höhenverstellbar, zur Montage eines Transport-Beatmungsgerätes		MP00047
Infusionsständer für 4 Einheiten		MP00049
Infusionshalter für 4 Einheiten		MP00050
Trägerarm zur Aufnahme der Docking-Station, mit Klemme montiert		7269199

¹ Zusatzausrüstung und -zubehör (auf Anfrage erhältlich): Oxylog® 3000 plus, Infinity® Monitoring, Infinity® Docking-Station, Verlängerungsarme, medizinische Aspiration, Schienenzubehör, Druckminderer usw.

HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:
Wilfried Krömker
Medizintechnik GmbH
Nordring 27a
31675 Bückeburg, Germany
Tel +49 572 290 5430
Fax +49 572 221 780
t.ley@kroemker-medtec.de
www.kroemker-medtec.de

Das Qualitätsmanagementsystem der Dräger Medical GmbH ist zertifiziert nach den Normen ISO 13485, ISO 9001 und nach Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).