

Пресс-релиз

№ 86 / 18 августа 2021

Страница 1 / 3

Dräger представляет в России новое семейство наркозно-дыхательного оборудования Atlan

Москва. 18 августа 2021 г. – Компания Dräger объявляет о начале продаж нового семейства наркозно-дыхательного оборудования Atlan. В него входят четыре модели анестезиологических станций – две с механическим смесителем (Atlan A300 и Atlan A300 XL), две с электронным смесителем (Atlan A350 и Atlan A350 XL).

Системный подход к безопасности пациента

Безопасность пациента в операционной находилась в центре внимания создателей Dräger Atlan.

Для реализации стратегии протективной ИВЛ во время анестезии в новые наркозные аппараты встроен интеллектуальный алгоритм. Он автоматически подбирает начальные настройки работы, основываясь на рекомендациях мирового анестезиологического сообщества. Встроенный аппарат ИВЛ поршневого типа с электронным управлением E-vent, заработавший свою высокую репутацию благодаря использованию в Primus, обеспечивает точность и бережность респираторной терапии у любых категорий пациентов, даже у недоношенных новорожденных (дыхательный объем в принудительных режимах ИВЛ от 5 мл).

Особое внимание Dräger уделил кибербезопасности своего нового наркозного аппарата. Во время анестезии сервисные и другие «точки входа» в систему заблокированы. Для большей безопасности пациента терапевтические функции и сетевые компоненты разделены технически.

Для защиты пациента в случае отключения питания предусмотрен встроенный аккумулятор. Его хватит на 2 часа работы. При прекращении подачи газов, например, из-за аварии, аппарат продолжит вентиляцию окружающим воздухом.

Снижение риска ошибок

Для минимизации риска ошибок пользователям предложен интуитивно понятный интерфейс Dräger. Исследования подтверждают, что удобное настраиваемое меню сокращает время на обучение, повышает эффективность рабочих процессов и снижает возможности совершения ошибок.

Контактная информация

Контакт для прессы в России:
Мария Синицына
Тел.: +7 968 8414150
+7 495 775 1520, ext. 246
Maria.Sinityna@draeger.com

Отдел корпоративных связей:
Мелани Каманн
Тел. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Отдел связей с инвесторами:
Томас Фишлер
Тел. +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck (г. Любек),
Germany (Германия)
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal
www.youtube.com/ruDraeger

Пресс-релиз

№ 86 / 18 августа 2021

Страница 2 / 3

Перед каждым запуском предусмотрено полностью автоматическое самотестирование. Это решение помогает оптимизировать время на подготовку устройства и дает врачу уверенность в исправности оборудования.

Профилактика внутрибольничных инфекций

Профилактика и контроль внутрибольничных инфекций имеют колоссальное значение для безопасности пациента, особенно в операционной. В новом семействе Atlan реализован более чем 100-летний опыт Dräger по созданию наркозной техники. В этих анестезиологических станциях установлена экспертная дыхательная система, простая в сборке/разборке и стерилизации. Подогрев дыхательной системы исключает образование конденсата, а значит, и размножение микробов. Материал корпуса устойчив к агрессивным чистящим средствам, а плавные линии и отсутствие острых углов упрощают очистку.

Гибкая конфигурация

Семейство наркозно-дыхательных аппаратов Atlan может быть сконфигурировано под потребности медицинского учреждения. Устройство поставляется в компактном и расширенном вариантах, может размещаться на тележке, потолочной консоли или на стене. Гибкость конфигурирования делает Atlan универсальным аппаратом, подходящим для большинства операционных.

«Atlan – это передовая универсальная рабочая станция для проведения анестезии всех групп пациентов, которая соответствует актуальным международным требованиям к этой процедуре», – рассказывает Александр Харитонов, генеральный директор российского представительства Dräger. – Мы в Dräger предлагаем медицинским учреждениям новую технику, отвечающую вызовам современности и гордимся, что тем самым вносим вклад в совершенствование медицины критических состояний России».

Подробнее о новом семействе наркозно-дыхательного оборудования Dräger Atlan см. на <https://www.draeger.com/atlan>

Контактная информация

Контакт для прессы в России:
Мария Синицына
Тел.: +7 968 841-4150
+7 495 775 1520, ext. 246
Maria.Sinitsyna@draeger.com

Отдел корпоративных связей:
Мелани Каманн
Тел. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Отдел связей с инвесторами:
Томас Фишлер
Тел. +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck (г. Любек),
Germany (Германия)
www.draeger.com

Dräger. Техника для жизни.

Компания Dräger является международным лидером в области разработки медицинской техники – анестезиологических станций, аппаратов ИВЛ, решений для менеджмента систем газоснабжения, оборудования для выхаживания и лечения новорожденных. Ее продукция защищает, поддерживает и спасает жизни. Основанная в 1889 году компания на данный

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal

Пресс-релиз

№ 86 / 18 августа 2021

Страница 3 / 3

момент представлена в более чем 190 странах, а количество ее сотрудников по всему миру превышает 15 000 человек. В России Dräger присутствует с 1910 года. Более подробную информацию см. на <https://www.draeger.com/Hospital>

Контактная информация

Контакт для прессы в России:
Мария Синицына
Тел.: +7 968 841-4150
+7 495 775 1520, ext. 246
Maria.Sinitsyna@draeger.com

Отдел корпоративных связей:
Мелани Каманн
Тел. +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Отдел связей с инвесторами:
Томас Фишлер
Тел. +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck (г. Любек),
Germany (Германия)
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal