

Nota de prensa

Nº 46 / 19 de mayo 2020

Página 1 / 2

¿Cómo son y cómo se tienen que usar las mascarillas que van a empezar a ser obligatorias en España?

Madrid – El Ministerio de Sanidad ha acordado con los ejecutivos autonómicos que la mascarilla sea obligatoria en la calle si no se pueden garantizar los dos metros de distancia mínima en la vía pública y en espacios cerrados. De esta manera, se convierte en una herramienta básica para la desescalada hacia la llamada “nueva normalidad”. Para ayudar a los ciudadanos a entender la importancia de las mascarillas, la multinacional líder en los campos de la tecnología médica y de seguridad [Dräger](#) explica los tipos que hay y ofrece una serie de consejos para ponérselas de manera correcta.

Existen tres tipos de mascarillas, cada una con unas características específicas: por un lado, las mascarillas higiénicas, recomendadas para personas sanas y sin contacto con el coronavirus; por otro lado, las mascarillas quirúrgicas, aconsejadas para personas contagiadas, que están diseñadas para proteger a quienes están alrededor del portador; y, por último, las mascarillas autofiltrantes, que son equipos de protección individual y son las que ofrecen una mayor variedad. En este caso, existen otras tres subclases: FFP1, que frena al menos 78% de las partículas; FFP2, que frena al menos 92% de las partículas; y la FFP3, que frena al menos 98% de las partículas.

Es importante saber que estas dos últimas, la FFP2 y la FFP3, son las recomendables frente al coronavirus, ya que sirven para evitar contagiar y contagiarse. La FFP1, por su parte, únicamente filtra el aire que se expulsa durante la respiración, al toser o estornudar, por lo que solo es adecuada para evitar contagiar pero no para no contagiarse.

Las mascarillas autofiltrantes tienen que cumplir con unos requisitos esenciales recogidos en la norma europea EN149 para poder usarse con total garantía, como son la resistencia respiratoria, a los golpes, a la llama y a los productos de limpieza y desinfectantes.

Contacto

Comunicación Dräger Iberia:
Esther Castaño
Tel +34 659 024 604
esther.castano@draeger.com

Dräger Iberia
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid, España
www.draeger.com

Communications:
Melanie Kamann
Tel +49 451 882-3202
melanie.kamann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal
www.youtube.com/Draeger

Nota de prensa

Nº 46 / 19 de mayo 2020

Página 2 / 2

Consejos para ponerse una mascarilla

Para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus es básico colocarse la mascarilla de forma correcta. Por eso, desde [Dräger](https://www.draeger.com) ofrecen esta serie de recomendaciones:

- El usuario debe estar familiarizado con su manejo antes de usarla.
- Coger la mascarilla por los extremos y nunca por la parte central.
- Lavarse las manos antes y después en el caso de recolocarla.
- No usar las mascarillas más de cuatro horas.
- La mascarilla debe ser desechada y sustituida por otra si está dañada o si la respiración se vuelve difícil.
- La mascarilla no debe someterse a cualquier cambio por pequeño que sea.
- No utilizar las mascarillas de filtrado en espacios confinados o en áreas que pueden tener una acumulación de gases o vapores peligrosos.
- Las barbas o accesorios decorativos (como por ejemplo los piercings) pueden impedir una estanqueidad satisfactoria entre la cara y el sello facial de la mascarilla, por lo que no se puede utilizar.

En palabras de Dionisio Martínez de Velasco, Managing Director de Dräger Iberia, *“desde la aparición del coronavirus siempre ha existido muchas dudas sobre cómo hacer un uso correcto de la mascarilla. Por eso, desde Dräger queremos ayudar, ofreciendo esta información básica que ayudará a evitar el riesgo de transmisión del virus entre la población”*.

Dräger. Tecnología para la vida®

Dräger es un líder internacional en los campos de la tecnología médica y de seguridad. Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889, Dräger generó en 2019 unos ingresos de aproximadamente 2.8 mil millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la actualidad en más de 190 países y tiene más de 14.500 empleados en todo el mundo. Visite la página www.draeger.com para obtener más información.

Contacto

Comunicación Dräger Iberia:
Esther Castaño
Tel +34 659 024 604
esther.castano@draeger.com

Dräger Iberia
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid, España
www.draeger.com

Communications:
Melanie Kamann
Tel +49 451 882-3202
melanie.kamann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal
www.youtube.com/Draeger