

Smartphone-App Dräger Alkohol und Drogendetektion

Systemlösung zur Dokumentation und Auswertung

Februar 2025



Dräger add ist eine Systemlösung zur Dokumentation und Auswertung von Alkohol- und Drogentests.

Sie ist eine Erweiterung für das *Alcotest 7000* und *DrugCheck 3000*.

App-Nutzer können nun Testergebnisse und andere benötigte Daten einfach mit ihrem Smartphone erfassen, dokumentieren und mit der Webanwendung synchronisieren. Dort können die Daten von mehreren Geräten und Anwendern pro Organisationseinheit mit Hilfe von übersichtlichen Statistiken ausgewertet werden.

App-Nutzer können damit Testergebnisse und andere benötigte Daten einfach mit ihrem Smartphone erfassen, dokumentieren und mit der Webanwendung synchronisieren. Die Daten von mehreren Geräten und Anwendern können z.B. für Ihre gesamte Organisation ausgewertet werden.

- Analysieren und verwalten Sie alle Tests und Benutzer innerhalb Ihrer Organisation
- Dokumentieren Sie die Alkohol- oder Drogentests direkt in der Anwendung und laden Sie sie in die Webanwendung hoch
- *Dräger Alcotest 7000* bietet dem professionellen Anwender eine schnelle und präzise Atemalkoholanalyse
- Der *Dräger DrugCheck 3000* ist der speichelbasierte Drogenschnelltest und liefert Ihnen unkomplizierte und zuverlässige Testergebnisse
- Mit dem *Dräger Mobiler Drucker BT* erstellen Sie individuelle Ausdrücke für einen optimierten Dokumentationsprozess
- *Microsoft® Azure* ist das Cloud-Backend für die sichere und flexible Speicherung von Daten von allen Geräten



Abbildung: Mobile Printer BT, DrugCheck 3000 und Alcotest 7000 arbeiten mit Dräger add

Einblicke in die Daten

Alle für die Organisation durchgeführten Tests werden auf einen Blick angezeigt. Behalten Sie den Überblick über Ihre Testdaten mit Hilfe unserer Statistikübersicht und greifen Sie mühelos auf bestandene, auffällige und fehlgeschlagene Tests zu. Vergleichen Sie die Daten von Monat zu Monat, um Ergebnisse und Effektivität zu sehen. Nutzen Sie unsere Heatmap, um Hot Spots zu identifizieren und dort zu handeln, wo es am wichtigsten ist.

Verschiedene Filteroptionen, wie z. B. Datumsbereiche oder bestimmte Zeiträume innerhalb eines Tages, erweitern die Analysefunktion von Dräger add, um aussagekräftige Informationen über die Testergebnisse und mögliche Handlungsempfehlungen zu erhalten.

Anpassungsfähigkeit

Dräger add bietet, was Sie brauchen. Wählen Sie, ob Sie Dräger add für die Dokumentation Ihrer Alkohol- und/oder Drogentests nutzen möchten. Je nach Konfiguration werden nur die notwendigen Funktionen in der App und Webanwendung angezeigt.

Über konfigurierbare Eingabeabläufe können Sie entscheiden, welche Daten von der App erfasst werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Bediener die gleichen

Verfahren anwenden und die erforderlichen Daten erfassen. Auch die Ausdrucke und die Inhalte der PDF-Formulare lassen sich nach Ihren Wünschen anpassen.

All diese Optionen stellen sicher, dass sich Dräger add an die Anforderungen Ihrer Organisation anpasst.

Effizienz und Überblick

Dräger add bietet einen einfachen und klaren Überblick über Ihre Alcotest-Geräte und deren Kalibrierungsinformationen. Vergleichen Sie die Gesamtzahl der Tests pro Gerät, um eine effiziente Nutzung Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten. Die gesammelten Daten werden automatisch vom mobilen Gerät hochgeladen und zentral gespeichert, wo sie jederzeit und überall von autorisierten Benutzern abgerufen werden können.

Sicherheit

Dräger add wird als SaaS-Lösung (Software as a Service) angeboten. Die Wartung und der Betrieb des Systems werden von Dräger übernommen. Alle Daten werden in Europa gespeichert, das Hauptrechenzentrum befindet sich in Amsterdam. Um unseren hohen internen Sicherheitsstandards zu folgen und das System gegen Datenverluste abzusichern, bieten wir eine synchrone Replikation der Daten in ein zweites und drittes Daten-Recovery-Rechenzentrum in den Niederlanden an. Die Daten von Dräger add werden im Ruhezustand verschlüsselt gespeichert, mit inkrementellen und vollständigen Backups gemäß den Best Practices der Industriestandards, einschließlich eines Schlüsselmanagements gemäß NIST800-57 und ISO 11770. Für die Anwendung und die Infrastruktur ist eine Antivirenlösung im Einsatz.

Funktionsweise

Die Dräger add Smartphone-App ist kostenlos im Google Play und Apple AppStore erhältlich. Dräger add kann in drei verschiedenen Anwendungsmodi genutzt werden, die dem Anwender noch mehr Flexibilität bieten.

Modus 1: Basis-App

Es stehen alle Funktionen zur Dokumentation von Alkohol- und/oder Drogentests zur Verfügung. Die Workflows sind definiert, d.h. die Daten, die abgefragt werden, sind in den Standard-Abläufen festgelegt. Die Testdaten werden auf dem Smartphone gespeichert und können als PDF exportiert werden.

Modus 2: Kundenspezifische App

Der Nutzer meldet sich mit den bereitgestellten Daten an und verfügt über alle Funktionen zur Dokumentation von Alkohol- und/oder Drogentests. Im Gegensatz zum Basis-App-Modus wurden im Vorfeld Konfigurationen vorgenommen, die die Abläufe, Ausdrucke oder PDF-Formulare an die Bedürfnisse des Kunden angepasst haben. Sie entscheiden, welche Daten erfasst werden.

Modus 3: Komplettpaket

Der Nutzer meldet sich nach der Installation in der App an und hat Zugriff auf den vollen Funktionsumfang.

Die Daten, die im Workflow erfasst und auf dem Ausdruck oder PDF-Formular angezeigt werden, werden ebenfalls an die Anforderungen des Kunden angepasst und die Testdaten werden automatisch in die Webanwendung hochgeladen, wo sie analysiert und untersucht werden können.

Mit dem Komplettpaket profitieren Sie von allen Vorteilen, die der Einsatz von Dräger add mit sich bringt. In der Webanwendung können die von den App-Benutzern der Organisation gesammelten Daten sowohl für Dokumentationszwecke als auch für statistische Auswertungen durch die autorisierten Benutzer des Kunden genutzt werden.

Der Umfang der verfügbaren Daten hängt von der jeweiligen Organisation ab. Er kann entweder nur statistische Daten umfassen oder auch persönliche Informationen wie Unterschriften und Bilder. Dazu gehört auch die Benutzerverwaltung, die alle Personen mit den entsprechenden Zugriffsrechten auflistet. Die Benutzer können durch den Customer Admin gepflegt werden.

Dräger add ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch.

Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihre nächstgelegene Dräger Niederlassung, Ihren Dräger Fachhändler oder füllen Sie dieses [Kontaktformular](#) aus.



Abbildung: Herunterladen mit dem Smartphone via QR-Code:

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
draeger.com

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland