



Laparo Advance

Die Advance-Produktfamilie von Laparo umfasst **vielseitige Laparoskopie-Trainingsgeräte** für das Erlernen der minimalinvasiven Chirurgie. Die äusserst robusten Geräte bestechen durch ihr hochwertiges Design, ihre langlebige Konstruktion und ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Die Full-HD-Kamera, die sowohl drehbar als auch einstellbar ist, ermöglicht das Üben in einer Vielzahl von Konfigurationen.

Der Advance ist in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich: als Standard-Version, als portables Gerät oder als umfassende Trainingsstation.

Advance Produktfamilie



Advance Standard

Der Advance Standard ist ein Skilltrainer für minimal-invasive Chirurgie, der trotz der robusten Konstruktion leicht und tragbar ist.



Advance Portable

Der Advance Portable verfügt zusätzlich über einen verstellbaren Arm zur Befestigung des Computers an einem Tisch, einen integrierten Computer mit Touchscreen und vorinstallierte Software.



Advance Training Station

Die Advance Training Station bietet einen All-in-One-Computer, eine faltbare Arbeitsfläche sowie umfassendes Zubehör, was ein sofortiges Training ermöglicht.

Produktvorteile

- **Kamera und LED-Beleuchtung:** Eingebaute Full-HD 30° Kamera mit verstellbarem Kugelgelenk. Die Kamera ermöglicht eine vollständige Drehung in jede Richtung und kann in einer bestimmten Position fixiert werden. Die LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Operationsfeldes.
- **Instrumentenanschlüsse:** Der Advance verfügt über 8 Instrumentenanschlüsse mit einem Durchmesser von 5 Millimetern und 2 Instrumentenanschlüsse mit einem Durchmesser von 10 Millimetern, sodass die echten laparoskopischen Instrumente flexibel und realitätsnah genutzt werden können.
- **Laparoskopische Trainingsmodule:** Zugang zur Laparo Academy - der Online-Plattform mit einem vielseitigen laparoskopischen Trainingsprogramm.
- **Aufzeichnung von Trainings:** Trainings können aufgezeichnet und erneut wiedergegeben werden, wodurch die Nachbesprechung von Trainingssituationen erleichtert wird.



Mehr
erfahren.

Dräger Schweiz AG

Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld
info.ch@draeger.com | Tel. +41 58 748 74 74