

## Polarisディスポーザブルハンドル 消耗品とアクセサリー

Polaris滅菌ディスポーザブルハンドルは、着脱が簡単で、Polaris 600で滅菌タッチコントロール(STC)のすべての機能を利用することができます。独自のロック機能により、ユーザーと患者の安全を確保します。



## 特長

### 滅菌タッチコントロールをサポート

Polaris 600の滅菌タッチコントロール機能を使うと、照明範囲の直径と照明強度を直感的に操作できます。Polaris 600の滅菌タッチコントロールに全く妥協のないサポートを提供できるのはドレーゲルのディスポーザブルハンドルのみです。

### 安全性の向上

燈体にディスポーザブルハンドルが正しく装着されたかどうかを「カチッ」という音で確認。使用中にハンドルが滑り落ちることがありません。

### 人間工学

人間工学的形状の内部ハンドルはユーザーの力を理想的に分散させ、回転も簡単です。

### 互換性


Polaris 100/200、Polaris 600およびPolaris マルチメディアでご利用いただけます。

## 詳細




D-25854-2017

フラップ式の取り外しメカニズム



D-25809-2017

Polarisディスポーザブルハンドル



D-25841-2017

ディスポーザブルハンドルがPolaris 600 STC機能をサポート

## 関連製品



D-17428-2014

### Dräger Polaris® 600

最新鋭の手術用照明： Dräger Polaris® 600は、最新の機能とデザインによりスタッフの皆様のご負担を低減し、業務効率の向上に貢献します。 Simply Good Light をコンセプトとしたこのライトは将来に渡り長期間効率的にお使いいただけます。

手術用無影燈 Polaris 600 / 13B1X00173L00001



D-5982-2017

### Polaris® 100/200

手術の成功には、手術用照明システムが重要なポイントとなります。 Polaris® 100/200 手術用照明システムは自然色で豊かなコントラストを持つクールライトを長寿命LEDと灯体デザインにより高いコストパフォーマンスでお使い頂けます。

手術用照明器 Polaris 100/200 / 13B1X00173L00002



D-6405-2018

### Polaris® Multimedia

柔軟性に富んだ高解像度のビデオソリューションを利用すれば、外科手術をハイビジョン仕様で録画することができます。

## 注文情報

Polarisディスポーザブルハンドル	パッケージサイズ	パーツ番号
Polarisディスポーザブルハンドル、シングル (1袋にハンドル1本分)	120個	MP 05 701
Polarisディスポーザブルハンドル、デュアル (1袋にハンドル2本分)	60個	MP 05 700
<b>変換キット</b>		
Polaris 100 滅菌可能ハンドル付き (G92099)	1個	G3 53 32
Polaris 200 滅菌可能ハンドル付き (G92099)	1個	G3 56 14
Polaris 100/200 滅菌可能ハンドルE付き (G36993)	1個	G3 53 25
Polaris 600 滅菌可能ハンドル付き (G92099/G36993)	1個	G3 53 24
Polaris マルチメディア (ディスプレイアダプター)、滅菌可能ハンドル付き (G92099/G36993)	1個	G3 53 33

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。  
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。  
現在の状況については、[www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) をご覧ください。記載内容は、予告なく変更する場合があります。

**本社**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Germany  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**製造業者:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Germany

\*写真と実物が一部異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

ドレーゲルジャパン株式会社  
お問い合わせ、ご用命は  
カスタマーサービスへ  
Tel 03-6447-7222  
Fax 03-6447-7220

**本社**  
〒141-0021  
東京都品川区上大崎2-13-17  
目黒東急ビル 4F

札幌サービスセンター  
〒060-0007  
北海道札幌市中央区北7条西  
13-9-1  
塚本ビル7号館

仙台サービスセンター  
〒981-3133  
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1  
インテレクト21ビル4F

東京サービスセンター  
〒135-0047  
東京都江東区富岡2-4-10

名古屋サービスセンター  
〒460-0008  
愛知県名古屋市中区栄2-12-12  
アーク栄白川パークビル7F

大阪サービスセンター  
〒564-0062  
大阪府吹田市垂水町3-3-17

広島サービスセンター  
〒731-0124  
広島県広島市安佐南区大町東  
3-24-16

福岡サービスセンター  
〒812-0016  
福岡県福岡市博多区博多駅南  
2-12-3  
トークン福岡ビル1F

本件に関するお問合せ：  
[www.draeger.com/renrakusaki](http://www.draeger.com/renrakusaki)

