

- nen Patienten. Der Dialog enthält alle notwendigen Informationen zur exakten Planung der Ernährung. Komfortabel können Sie auch Pläne kopieren oder Vorlagen verwenden.
- Ganz ohne zusätzlichen Aufwand können Sie sich von ICMneo die Flüssigkeits-, Blut- oder Kalorienbilanz berechnen lassen – tages-, schicht- oder stundenweise, aber auch über einen längeren Zeitraum. In konfigurierbaren Übersichten können Sie alle Behandlungs- und Überwachungsdaten einfach zurückverfolgen.
- Gleichzeitig behalten Sie mit ICMneo den Überblick über die zeitliche Abfolge aller Behandlungsschritte, Diagnoseverfahren oder Pflegemaßnahmen.

Behandlung und Pflege

- Damit Sie bei der Behandlung und Pflege Ihrer kleinen Schützlinge sicher nichts vergessen, unterstützt Sie ICMneo mit der Tageskurve und führt Ihnen klar vor Augen, was als Nächstes zu tun ist: hellblau für geplante Maßnahmen, dunkelblau für bestätigte und rot für überfällige Aktionen.
- Mit einer komfortablen Verlaufsdokumentation durch vordefinierte Listen und Protokolle vereinfacht ICMneo zudem die Behandlungsdokumentation.

- Eine erweiterte Pflegeprozessdokumentation wird mit einer Schnittstelle zu careIT IC (nursIT) ermöglicht.

Beurteilung des Therapieverlaufs und Scoring

- Ob Labordaten, Medikation, therapeutische Verfahren, Pflegemaßnahmen oder andere wichtige Parameter des Neugeborenen: ICMneo zeigt Ihnen konfigurierbare Ansichten über den kompletten Behandlungsverlauf – vollständig, aktuell und übersichtlich geordnet.
- Berechnung und grafische Trendanzeige der Perzentilen für Größe, Gewicht und Kopfumfang zum Geburtszeitpunkt sowie im gesamten Behandlungsverlauf: Alles können Sie mit ICMneo im Handumdrehen abrufen. Die Trendansicht lässt sich für nachbehandelnde Stationen einfach ausdrucken oder als PDF-Datei speichern.
- ICMneo ermittelt den TISS oder SAPS-Wert innerhalb eines definierten Zeitraums. Sie müssen nur noch die vorgeschlagenen Werte des Systems bestätigen. Natürlich können Sie auch weitere Scores, beispielweise für wissenschaftliche Fragestellungen, integrieren.

Entlassung

- ICMneo fügt über Schlüsselwörter vordefinierte Passagen in Ihre elektronischen Verlegungs- und Entlassungsberichte ein. Die Berichte können Sie in den unterschiedlichsten Formaten an Ihre Kollegen auf den nachbehandelnden Stationen oder an die elektronische Patientenakte weiterleiten.
- Auch bei der Leistungserfassung können Sie auf ICMneo zählen. Beatmungszeiten, Diagnosen und Prozeduren, Score-Werte, Liegezeiten, zusatzgeltrelevante Medikation und Gewichtspersentilen zum Aufnahmezeitpunkt sowie spezifische Maßnahmen: ICMneo listet diese Werte für Sie auf und übermittelt die abrechnungsrelevanten Daten an das Abrechnungssystem.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel. 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel. +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggrasse 30
3097 Liebfeld
Tel. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

