

**Complément au manuel d'utilisation
de la plate-forme anesthésique
Fabius MRI 90 39 055
à partir de la 2ème édition – Avril 2007
français**



Ce complément est une mise à jour du chapitre cité ci-après et doit être joint au manuel d'utilisation .

Utilisation de la notice française pour d'autres variantes du Fabius MRI

La présente notice se réfère à la variante Fabius MRI CE-FR (fr),

Chapitre "Principe de fonctionnement", à la page 35 ff.

Sur les variantes suivantes, les inscriptions figurant sur les touches de fonction fixes des modes de ventilation ne sont pas identiques :


- variante CE Pin Index
- variante CE International

Le logiciel de ces appareils permet de choisir le français comme langue d'utilisation mais les inscriptions des touches fixes ne peuvent pas être modifiées. Le manuel d'utilisation 90 39 055, utilisé avec les appareils cités ci-dessus, comprend une description correcte des touches fixes. Leur fonction est identique à celle des touches de l'appareil, malgré des inscriptions différentes.


Inscriptions des touches fixes sur les variantes Fabius MRI CE Pin Index et CE International et les modes de ventilation pour le français :

Inscription des touches fixes	Modes de ventilation
A volume contrôlé	VC
A pression contrôlée	VPC
Aide inspiratoire	AI
SIMV/PS	VACI/AI

Panneau de commande du Fabius MRI CE-FR :



Panneau de commande du Fabius MRI CE Pin Index et CE International :



A compter de 2015-08
Dräger Medical GmbH
deviendra
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Dräger Medical GmbH
Moisinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Allemagne
 +49 451 8 82-0

FAX +49 451 8 82-20 80
 <http://www.draeger.com>

0123
Directive 93/42/CEE sur les
produits médicaux



90 39 969 fr
© Dräger Medical GmbH

Édition/Édition : 3 – 2015-01

Dräger Medical se réserve le droit de procéder à des modifications sur l'appareil sans information préalable.