



Aerosolová terapie

Vybavení nemocničního pokoje

Mezi hlavní výhody vysoce výkonné produktové řady pro aerosolovou léčbu od společnosti Dräger patří možnost volby pneumatického nebo elektronického mechanismu, dostupnost dvou různých typů nebulizace a možnost nastavení například velikosti částic, průtoku a hustoty aerosolu.

To nejlepší

Snadné čištění

Všechny součásti, u nichž je třeba dbát na hygienu, (nebulizační komora včetně křemíkového oscilátoru a krytu) lze sterilizovat parou při velmi vysokých teplotách. Vnější povrchy přístroje je možné ošetřit dezinfekčním prostředkem.

Integrované bezpečnostní prvky

- Integrované ochranné prvky proti chodu naprázdno zvyšují bezpečnost a životnost přístroje.
- Interní ventilace s řízenou teplotou zajišťuje optimální provozní teplotu nezávisle na průtoku vzduchu na straně pacienta.
- Ochrana nebulizační komory díky její integraci do těla přístroje.
- Ochrana vnitřních součástí přístroje proti vlhkosti.
- Vysoce účinný bakteriální filtr zabraňuje kontaminaci nebulizovaných kapalin bakteriemi.

Souprava pro automatické doplňování

S tímto příslušenstvím nebudete muset doplňovat nebulizační komoru. Hladinu vody udržuje dlouhodobě na optimální úrovni.

Doplňky



Chirurgické odsávání

- Vysoce výkonné přístroje pro bronchiální a perioperační aspiraci.
- Ergonomický ruční ventil pro ovládání jednou rukou.
- Integrovaná zvuková izolace a odnímatelný tlakoměr.
- Filtrační systém VarioSafe pomáhá zajistit bezpečné a hygienické použití.



Příslušenství pro lišty

- Komplexní sortiment příslušenství pro zdravotnické lištové systémy.
- Obsahuje svorky, držáky a košíky pro všestranné použití.
- Navrženo pro snadné připevnění a bezpečné uchycení.
- Kompatibilní s různými zdravotnickými prostředky Dräger.



Redukční ventil

- Regulátor tlaku plynu OxyLine je modulární a přizpůsobitelný.
- Zajišťuje konstantní průtok a dlouhou životnost.
- Lze použít nezávisle na centrálním rozvodu plynů.
- Disponuje připojením specifickým pro danou zemi a tříletou zárukou.

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka. Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi, ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Dräger Medical

Obchodní 124,
251 01 Čestlice
Tel: +420 272 760 141

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a,
921 01 Piešťany
Tel: +421 33 794 0061

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

