



Dräger DCD 5000

Narkotestere

—

Simple, fast and secure detection of intoxicants and drugs: The Dräger DCD 5000 does not only enable an easy collection of saliva (oral fluid), you can also store the samples and send them to the laboratory for analysis – without the sample being falsified along the way.

Highlights

Ultra filtrate of blood

Saliva is an established ultra filtrate in clinical chemical diagnostics. Saliva samples are approved as sample material for the detection and diagnostic analysis of substance abuse.

Check without interruptions

The continuous check of sampling is facilitated with the method based on saliva, compared to urine sampling. Thereby, manipulation by the test person is eliminated.

Easy, clean and safe

The results of a pretest are confirmed reliably via a laboratory analysis. Storage, transport and recovery of the sample must not impair this result. The DCD 5000 sampling kit allows for this security.

Double sample

Combining two DCD 5000 samplers, it is very easy to collect two separate samples simultaneously. Afterwards, the samples can be separated and serviced separately, e.g. for transport and storage.

Accessories



Dräger SCK

The SCK confirmation set contains two samplers and stabilising components (isopropanol) as well as documentation forms and shipping materials, ensuring a chain of custody through clear documentation and secure shipment of samples to the lab.



Dräger SCSK

In the SCSK confirmation set, the DCD 5000 is enhanced with a stabilising component (isopropanol) to ensure high-accuracy detection of drugs in the sample, even after lengthy periods between sampling and laboratory testing.



Dräger SSK 5000

- Quick and reliable surface drug testing with easy sample collection and transfer
- Compatible with Dräger DrugTest 5000
- Samples can be stored and transported for further testing
- Includes vial with buffer solution and integrated swab

Ikke alle produkter, funktioner eller tjenester er til salg i alle lande. Varemærker, der nævnes heri, tilhører deres respektive ejere. Varemærker kan være ejet af Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) eller dets datterselskaber i visse lande og ikke nødvendigvis i det land, hvor dette materiale udgives. Besøg www.draeger.com/trademarks for at se den aktuelle status for Drägers varemærker.

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev
Danmark
Tel: +45 44 50 00 00

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

