



Βάσεις στερέωσης καθετήρων Αναπνευστικά κυκλώματα

Οι προεκτάσεις εύκαμπτου σωλήνα των βάσεων στερέωσης καθετήρων και οι σύνδεσμοι αεραγωγών καθιστούν ευκολότερη την ασφαλή μετακίνηση ενήλικων και παιδιατρικών ασθενών. Είναι πολύ εύχρηστα και αφήνουν τα χέρια σας ελεύθερα, δίνοντάς σας περισσότερο χώρο να παρέχετε φροντίδα. Οι βάσεις στερέωσης καθετήρων ErgoStar® και οι σύνδεσμοι καθετήρων αποτελούν ένα μόνο μέρος της πλήρους σειράς εξοπλισμού αναπνευστικών συστημάτων της Dräger.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Βάσεις στερέωσης καθετήρων ErgoStar®

Οι βάσεις στερέωσης καθετήρων με λεία επιφάνεια της Dräger είναι εύκαμπτες και ελαφριές και παρέχουν χαμηλή αντίσταση στη ροή του αερίου, ενώ το εξωτερικό πηνίο μειώνει τις συστροφές και τις αποφράξεις. Οι ιατροί απολαμβάνουν την απόλυτη ευελιξία και ευκολία χρήσης με τον διπλό περιστρεφόμενο σύνδεσμο που ελαχιστοποιεί την έλξη και τη ροπή στον σωλήνα. Ο σχεδιασμός διπλού πώματος επιτρέπει τη διατήρηση της θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης ή της βρογχοσκόπησης και ο σύνδεσμος 22F/15M στην πλευρά της συσκευής χρησιμεύει ως λύση 2 σε 1 με λιγότερο νεκρό χώρο. Κάθε εύκαμπτη βάση στερέωσης καθετήρα και σύνδεσμος αεραγωγού διαθέτει επίσης ένα κόκκινο πώμα ασφαλείας, ώστε το σύστημα να είναι εντελώς κλειστό και προστατευμένο μέχρι αμέσως πριν να χρησιμοποιηθεί στον ασθενή. Υπάρχει επίσης μια θύρα δειγματοληψίας Luer-Lock σε πρακτική γωνία 45°, που επιτρέπει την άνετη δειγματοληψία αερίων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασθενή. Απολαύστε βελτιωμένη ροή εργασίας χάρη στον σχεδιασμό μίας χρήσης και τους στάνταρ συνδέσμους, που σας επιτρέπουν να συνδέετε με ασφάλεια άλλα εξαρτήματα. Επίσης, όλες οι βάσεις στερέωσης καθετήρων Dräger είναι απαλλαγμένες από PVC και λατέξ, εξαλείφοντας τον κίνδυνο χρήσης μαλακτικών ουσιών όπως DEHP.

Εξαρτήματα



Σετ αναισθησίας και Αναπνευστικά κυκλώματα με υδατοπαγίδα

- Μίας χρήσης, χωρίς PVC και λατέξ, για την ελαχιστοποίηση της διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Ο ομοαξονικός σχεδιασμός βελτιώνει τη ροή εργασίας και την ευελιξία στην τοποθέτηση του ασθενούς.
- Διαθέτει υδατοπαγίδες με αυτόματο κλείσιμο για τον έλεγχο της υγρασίας.
- Συμβατότητα με τις συσκευές αναισθησίας και αερισμού της Dräger.

Προϊόντα σύνδεσης



Dräger Babyroo TN300

- Διαμορφώσιμη θερμοκοιτίδα ανοιχτής φροντίδας για το μαιευτικό τμήμα και τη MENN
- Σταθερή θερμοκρασία με συνδυασμό δύο πηγών θερμότητας
- Προαιρετική μονάδα αναπνευστικής υποστήριξης με λειτουργία AutoBreath
- Πληροί τις απαιτήσεις ανάνηψης, υποστηρίζει τον διαισθητικό και εργονομικό χειρισμό



Dräger Evita® V600 – Αερισμός ΜΕΘ και Αναπνευστική Παρακολούθηση

- Πρώιμη κινητοποίηση και μεταφορά ασθενούς
- Προστατευτικός αερισμός των πνευμόνων
- Αυτόματος απογαλακτισμός με το SmartCare/PS
- Ανθεκτική στον χρόνο ανοικτή συνδεσιμότητα



Dräger Evita® V800 – Αερισμός ΜΕΘ και Αναπνευστική Παρακολούθηση

- Αναπνευστήρας ΜΕΘ υψηλής απόδοσης
- Προηγμένα θεραπευτικά εργαλεία προστατευτικού αερισμού των πνευμόνων
- Μη επεμβατική θεραπεία, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα
- Ελκυστικός σχεδιασμός για γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία με οθόνη 18,3"



Dräger Savina 300 Classic

- Ανεξάρτητο από την παροχή αερίου και ρεύματος
- Αναπνευστήρας ΜΕΘ υψηλής απόδοσης
- Διαισθητική λειτουργία για απλό χειρισμό
- Φιλική προς τον χρήστη διεπαφή
- Διάφορες καταστάσεις λειτουργίας αερισμού



Dräger Savina® 300 Select

- Αερισμός με υπερσυμπιεστή
- Διαισθητική λειτουργία για εύκολο χειρισμό
- Προηγμένοι τρόποι λειτουργίας αερισμού



Infinity® MView

- Προβολή των παραμέτρων παρακολούθησης παρακλίνα
- Επιλέξτε μια οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες του τομέα περίθαλψής σας
- Παραμετροποιήστε την οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
- Διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα ασθενών

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ή στις θυγατρικές της σε ορισμένες χώρες και όχι απαραίτητα στη χώρα όπου κυκλοφορεί το παρόν υλικό. Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση www.draeger.com/trademarks για την τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών σημάτων της Dräger.

Draeger Hellas A.E.

Λαυρίου 74
14235 Νέα Ιωνία
Tel: +30 210 282 1809

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

