



D-Vapor® / Vapor 2000

Verdampers

Al meer dan 50 jaar zijn Dräger Vaporen de maatstaf als het op kwaliteit aankomt. Kwaliteit waarin specialisten en verpleegkundigen vertrouwen stellen: tot nu toe werden meer dan 400.000 Vaporen verkocht aan ziekenhuizen over de hele wereld.

Belangrijkste eigenschappen

Gewoon meer vulvolume: 300 ml

Het vulvolume van de nieuwe Vapor 2000 en de elektronische D-Vapor bedraagt 300 ml. Hierdoor kunt u de hele inhoud van een standaard anesthesiemiddelenfles van 250 ml restloosleggen in de Vapor. Zelfs wanneer zich in de Vapor nog resthoeveelheden van uw anesthesiemiddel bevinden, kunt u deze nog aanvullen met een volledige nieuwe fles. Dat versnelt niet alleen uw arbeidsproces. Omdat u de anesthesiemiddelen volledig in de Vapor kunt toevoegen, hoeft u er niet meer voor te zorgen dat restbestanden veilig bewaard moeten worden.

Verwisseling uitgesloten

Alle vulsystemen zijn specifiek voor anesthesiemiddelen uitgevoerd. Dat houdt in: het risico om anesthesiemiddelen te verwisselen wordt op die manier uitgesloten. Bovendien komen de kleuren van de kapjes bij de Vapor 2000 en bij de D-Vapor overeen met de kleurmarkering van het betreffende anesthesiemiddel.

Unieke handwielstand voor een veilig transport

Zelfs wanneer u de Vapor tijdens een verplaatsing op zijn kop zet of kantelt: de wereldwijd unieke transportstand van de Vapor-lijn voorkomt dat het anesthesiemiddel in de doseerelementen loopt of in de omgevingslucht terechtkomt. Na het transport werkt de Vapor meteen weer verder volgens de betreffende specificatie.

Geen herkalibratie

De nieuwe Vapor-lijn helpt u tijd te besparen: tijdens de volledige gebruiksduur hoeft u deze niet opnieuw te kalibreren.

Geschikt voor alle insteeksystemen

De Vapor is ontworpen met het oog op flexibiliteit - net als uw Dräger anesthesiewerkplek. Behalve het aansluitsysteem DW-2000 van Dräger ontvangt u ook het aansluitsysteem S-2000. Dit is compatibel met het Selectatec®-systeem 1 en beschikt over de interlocksystemen voor multi-Vapor bedrijf. Zowel de Vapor 2000 als ook de D-Vapor zijn geschikt voor alle anesthesiewerkplekken die van een conische 23 mm ISO-aansluiting voorzien zijn. Bovendien verhogen de Vaporen de veiligheid voor uw patiënten - en voor uzelf: het AutoExclusion Comfort-insteekstelsel van Dräger verhindert dat u twee aansluitingen tegelijk in gebruik neemt. Gebruikt u de ene Vapor, dan wordt de andere automatisch geblokkeerd.

D-Vapor: batterijbedrijf bij stroomuitval

In de elektronisch geregelde D-Vapor is bovendien een batterij ingebouwd. Valt plotseling de stroom uit, dan kunt u daarmee een kortdurende uitval overbruggen.

Uitgebreid temperatuurbereik van 10 tot 40 °C

De Vapor 2000² is ontworpen voor gebruik binnen een temperatuurbereik van 10°C tot 40°C. Op die manier is een exacte dosering ook gegarandeerd bij speciale OK's waar verwarming of koeling van de patiënt een belangrijke rol speelt: bijv. in de kinder- of hartchirurgie, bij verbrandingen of in de orthopedie.

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Binnendienst Sales

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 831

Binnendienst Service

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 850

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

