



Componenten voor centrale gassendistributie systemen OEM-producten

Een goede verbinding – overal ter wereld

Dräger

Techniek voor het leven

Belangrijkste eigenschappen

Componenten

Met onze expertise en innovatieve producten bieden we stoffen waar die nodig zijn, in de juiste hoeveelheden en van de beste kwaliteit, en in het vereiste drukbereik. Hierna volgt slechts een selectie van de vele componenten die u hierbij kunnen helpen:

- Flesdrukregelstations
- Ademluchtunits en filtersystemen
- Leidingsystemen en afsluiters
- Zonebesturingseenheden, afsluiterkasten
- Kogelafsluiters voor medische gassen

Toebehoren



Afnamepunten voor medische gassen

- Zeer veelzijdige installatiemogelijkheden: in/op muren, in mediakanalen of in verzorgingssystemen
- Uniform ontwerp en uiterlijk
- Keuze tussen kleurneutraal en ISO 32-kleurensysteem
- Gassoort-specifieke codering van alle relevante componenten voor een veilige insteek aansluiting



Anesthesiegas toedienen

- Dräger OEM-verdampers beschikken over:
- Levenslange kalibratie
- Uitstekende transporteigenschappen
- Groot vulvolume
- Geoptimaliseerde low-flow eigenschappen



Bewaking van anesthesiegas

- Het Vamos-systeem biedt een economische oplossing voor gasmeting van 5 anesthesiegassen
- Biedt ergonomische voordelen zoals:
- Briljant elektroluminescentie-display
- Interface met Dräger “draaiknop” bediening
- Ergonomische bediening



Medical Air Guard

- Constante en nauwkeurige regeling
- Elke sensor is uitgerust met een display dat de huidige meetwaarde weergeeft
- Het systeem is uitgerust met een centrale, processorgestuurde alarmunit
- Klantspecifieke alarmdrempels kunnen individueel worden gedefinieerd



Vacuümsystemen

- Ingebouwde veiligheidsfuncties kunnen kritieke incidenten tegengaan, zoals kortsluiting, overbelasting of kabelbreuk
- Dräger vacuümsystemen voldoen aan de eisen van ISO 7396-1
- Geïntegreerd, meertalig aanraakscherm biedt grafisch overzicht van de systeemparameters, alarmstatus en geschiedenis
- Medical Vacuum Control SE zorgt ervoor dat het vacuümsysteem constant wordt bewaakt


Software



Anesthesiegas meten


- Wij leveren OEM-partners apparaten voor nauwkeurige meting van anesthesiegassen:
- IR-gassensoren voor nauwkeurige meting van gassen
- ILCA2/ILCA met of zonder auto ID
- Flowsensoren
- Vochtvangens die IR-sensoren beschermen

Gerelateerde producten



Distributiesystemen

Alleen medische koperbuizen, in combinatie met een onberispelijke installatiekwaliteit en strenge testroutines, bieden de veiligheid die in een ziekenhuisomgeving vereist is.



Dräger PSS® Safety Belt

- Vergroot de veiligheid van de drager tijdens riskante werkzaamheden
- Voor een goede werkpositie, valpreventie en mogelijkheid tot zelfredding
- Eenvoudig geïntegreerd in Dräger PSS 5000, Dräger PSS 7000 en PSS AirBoss



Medische perslucht installaties

- Garandeert een constante toevoer van perslucht van medische kwaliteit
- Compact ontwerp voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Medical Air Guard bewaakt de samenstelling
- Individuele oplossingen: centraal of decentraal, 3-voudig of 4-voudig

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Binnendienst Sales

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 831

Binnendienst Service

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 850

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

