

# Distributiesystemen

## GMS-Distribution-Systems

---

Alleen medische koperbuizen, in combinatie met een onberispelijke installatiekwaliteit en strenge testroutines, bieden de veiligheid die in een ziekenhuisomgeving vereist is.

# Belangrijkste eigenschappen

## **Distributiesystemen**

Het distributieleidingsysteem vormt een integraal onderdeel van al onze management systemen voor medische gassen. Het zorgt ervoor dat alle benodigde medische gassen en vacuüm aangeboden worden op de plaatsen waar deze benodigd zijn. Zonder een deugdelijk ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden distributiesysteem loopt de veiligheid van het gehele ziekenhuis gevaar.

# Toebehoren




## Afnamepunten voor medische gassen

- Zeer veelzijdige installatiemogelijkheden: in/op muren, in mediakanalen of in verzorgingssystemen
- Uniform ontwerp en uiterlijk
- Keuze tussen kleurneutraal en ISO 32-kleurensysteem
- Gassoort-specifieke codering van alle relevante componenten voor een veilige insteek aansluiting



## Componenten voor centrale gassedistributie systemen

- Een selectie van onderdelen die we aanbieden:
- Cilinderverdeelstukken
- Filterstations
- Distributiesystemen
- Gebiedsbesturingseenheden
- Kogelkleppen



## Vacuümsystemen

- Ingebouwde veiligheidsfuncties kunnen kritieke incidenten tegengaan, zoals kortsluiting, overbelasting of kabelbreuk
- Dräger vacuümsystemen voldoen aan de eisen van ISO 7396-1
- Geïntegreerd, meertalig aanraakscherm biedt grafisch overzicht van de systeemp parameters, alarmstatus en geschiedenis
- Medical Vacuum Control SE zorgt ervoor dat het vacuümsysteem constant wordt bewaakt

# Software



## GMS Analytics

- Hiermee kunt u de centrale medisch-gasvoorziening in uw ziekenhuis registreren, analyseren en visualiseren.
- Maximaliseert transparantie van het hele systeem bij normaal bedrijf en in crisissituaties
- Maakt energieverbruik, statussen en andere live waarden van de afzonderlijke systemen zichtbaar

## Gerelateerde producten



### Alarm Management Systeem

- Biedt duidelijke en nauwkeurige informatie over alle aspecten van uw medische gassysteem
- Registreert alle signalen zoals bedrijfs- en noodalarmen
- Meldingen en meetwaarden zijn altijd beschikbaar, precies waar u ze nodig hebt
- Gegevensoverdracht naar externe systemen: interfacemodules voor het verzenden van signalen naar een gebouwbeheersysteem



### Medische perslucht installaties

- Garandeert een constante toevoer van perslucht van medische kwaliteit
- Compact ontwerp voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Medical Air Guard bewaakt de samenstelling
- Individuele oplossingen: centraal of decentraal, 3-voudig of 4-voudig

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

### **Binnendienst Sales**

Medische apparatuur  
Tel: +31 (0)79 - 3444 865

### **Binnendienst Service**

Medische apparatuur  
Tel: +31 (0)79 - 3444 850

### **Corporate Headquarters**

#### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

