



## Pods en bijbehorende acc. (Multimed plus & Multimed plus OR)

# Accessoires voor patiëntbewaking

---

De Infinity® MultiMed plus en plus OR-kabels combineren ECG, pulsoximetrie en temperatuur monitoring in één lichtgewicht pakket - wat leidt tot minder kabelwarboel bij de patiënt.

# Belangrijkste eigenschappen

## MultiMed plus en MultiMed plus OR

Beide kabels ondersteunen Infinity patiëntmonitoren en zijn compatibel met bedzijdige en door de patiënt gedragen bewaking accessoires. MultiMed plus en MultiMed plus OR-kabels zijn duurzaam, eenvoudig te gebruiken en helpen bij het efficiënter transporteren van patiënten. Voor de intensive care omgeving levert de MultiMed plus sets met 3, 5 en 6 elektroden en kan worden gebruikt met onze praktische MonoLeads® of traditionele ECG-elektroden.

Voor de OR biedt de MultiMed plus OR configuraties met 3, 5 en 6 elektroden, plus een geïntegreerde electro surgical unit (ESU) filter die helpt bij het elimineren van HF-chirurgische artefacten voor een hogere betrouwbaarheid en minder gewicht.

- Laat standaardiseren op één ECG-kabelsysteem voor patiëntmonitoren, Infinity TruST® Telemetrie\* en Infinity M300.
- Ondersteunt ECG-configuraties met 3, 5 en 6 elektroden

\* MonoLead is niet compatibel met InfinityTruST-telemetrie.

## Standaardiseer op één enkele ECG-kabelaansluiting

Met de nieuwe MultiMed plus en MultiMed plus OK-kabel kunt u dezelfde ECG-elektroden gebruiken voor OK, Intensive Care en telemetrie. Met de single-plug aansluiting kunt u snel en eenvoudig ECG-elektroden uitwisselen tussen MultiMed plus/MultiMed plus OK, TruST Telemetrie en de Infinity M300, waardoor u kostbare tijd bespaart bij het transport van de patiënt. Bovendien helpt het duurzame enkelpins-ontwerp voor een lange levensduur en een betrouwbare, positieve aansluiting.

## Geïntegreerde ESU-filter in de MultiMed plus OK

Elimineert de behoefte aan separate ESU-filters bij het aansluiten van de ECG-kabels om HF-chirurgische artefacten te verwijderen.

Dräger biedt nu een enkele geïntegreerde oplossing die het gewicht reduceert en de efficiency verhoogt terwijl het proces wordt vereenvoudigd.

## Gerelateerde producten



### Dräger Babyroo TN300

- Configureerbare open warmtetherapietafel voor verloskamer en NICU
- Stabiele temperatuur met twee gecombineerde warmtebronnen
- Optionele respiratiemodule met AutoBreath
- Voldoet aan reanimatierichtlijnen
- Intuïtieve bediening

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

### **Binnendienst Sales**

Medische apparatuur  
Tel: +31 (0)79 - 3444 831

### **Binnendienst Service**

Medische apparatuur  
Tel: +31 (0)79 - 3444 850

### **Corporate Headquarters**

#### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

