



# Dräger Vapor® 3000 ve D-Vapor® 3000

## Vaporizatörler

---

Diğer tüm Dräger vaporizatörlerinde olduğu gibi Dräger Vapor 3000 serisi ve D-Vapor 3000, hassas ajan beslemesi, güvenlik, sağlamlık, kalite ve dayanıklılık söz konusu olduğunda aynı üstün performansı sunar. Perseus A500® anestezi iş istasyonu ile birlikte kullanıldığında, geliştirilmiş iş akışı verimliliğine, klinik sonuçlara ve karar alma desteğine de katkı sağlayabilirler.

# Öne Çıkan Noktalar

## Güvenlik ve kolay kullanılan işlevsellikler

Vapor 3000 serisi ve D-Vapor 3000 aşağıdaki özellikleri içerir:

- Otomatik Ayırma montaj sistemi\* aynı anda iki vaporizatörün kullanılmasını önler: Bir vaporizatör açıldığında diğeri kilitlenir ve bu sayede kullanım kolaylığı ve hasta güvenliği artar
- Kumanda göstergesinin "T" konumu, önceden Vapor'u boşaltmadan ters veya eğik konumda güvenle taşınmasını sağlar ve anestezi ajanının kaçak yapmasını engeller. Taşıma sonrası vaporizatörler tanımlanan şekilde çalışmaya hemen devam eder
- Standart bir anestezi ajan şişesinin tüm içeriği vaporizatöre sığar. D-Vapor 3000'de dolun seviyesinin sesli alarmı, ajan dolunu kritik bir seviyeye erişmeden kullanıcıyı uyarır
- Anestezi ajana özgü dolun sistemleri, vaporizatörün kazara yanlış ajanla doldurulması riskini ortadan kaldırır
- Müşteriye özgü dolun seçeneklerini seçmek için çeşitli dolun sistemleri mevcuttur
- Kolay açma ve kilit durumunun hızla gözle belirlenmesi için renk kodlu bayonet kapağa sahiptir
- Ajan şişesi için ajana özgü adaptör, sıvı ajanın dökülmesini önler
- Elektronik D-Vapor 3000'in entegre bataryası, elektrik kesintisi olması durumunda kesintisiz çalışma sağlar

\*Perseus® A500 için standart ve Atlan® ailesi, Primus® ailesi ve Fabius® ailesi anestezi cihazları için seçenektir. Otomatik Ayırma montaj sistemi, anestezi iş istasyonunun Dräger Interlock 2 konnektörüyle uyumludur.

## Karar alma desteği

Vapor 3000 serisi ve D-Vapor 3000, karar almada kullanıcıyı desteklemek üzere Perseus A500 anestezi iş istasyonu ile iletişim\* kurar, bu da daha iyi klinik sonuçlar sağlayabilir:

- Anestezi ajan seviyesi ayarının, alarmların ve ajan tanımlamasının otomatik okunabilmesi
- Düşük ve minimum akışlı anestezinin güvenli ve konforlu uygulanmasını desteklemek üzere 20 dakikaya kadar anestezi ajan seviyesi ve xMAC tahmini

\*Perseus A500'ün VaporView seçeneği mevcutsa mümkündür.

## Daha iyi iş akışı verimliliği

Aşağıdaki Vapor 3000 serisi ve D-Vapor 3000 özellikleri, loş ışık koşullarındaki ameliyatlarda, örneğin endoskopik müdahalelerde, klinisyenler için çok kullanışlıdır ve iş akışı verimliliğini artırabilir:

- Daha iyi denetim için hem kumanda göstergesi hem de dolun seviyesi göstergeleri için entegre aydınlatma

- Daha iyi, daha geniş açıda görünürlük için ajan seviyesi gösterimini büyüten dolum seviyesi göstergesi
- Görüntüleme camının arkasındaki mavi işaret, ajan dolum seviyesinin okunabilirliğini daha da iyileştirir
- Pediatrik, kardiyak, yanık veya ortopedik ameliyatlar gibi ısıtmanın veya soğutmanın önemli bir rol oynadığı özel cerrahi prosedürler sırasında bile hassas dozlama sağlamak üzere 10 °C ila 40 °C (D-Vapor 3000 için 18 °C ila 30 °C) sıcaklık aralığında kullanım için tasarlanmıştır

### **Maliyet tasarrufu potansiyeli**

Vapor 3000 serisi ve D-Vapor 3000'in dayanıklı tasarımı, size uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunar ve bakım maliyetleri ile zamandan kazandırabilir, çünkü:

- Hiçbir önleyici bakım gerekmez
- Kullanım ömrü boyunca yeniden kalibrasyon gerekmez

# Bağlantılı Ürünler



## Dräger Atlan A300/A300 XL

- Çoğu mekan koşulu için esneklik sunar ve akciğer koruyucu ventilasyon önlemlerini destekler
- Güvenilir minimum ve düşük akış uygulaması
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için ağa bağlanabilir, verimliliği artırır



## Dräger Atlan® A350/A350 XL

- Çoğu mekan koşulu için esneklik sunar ve akciğer koruyucu ventilasyonu destekler
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için ağa bağlanabilir



## Dräger Perseus® A500

- Kişiselleştirilmiş stratejiler için yüksek kaliteli ventilasyon, hastanın spontan solunumunu destekler
- İş akışını destekleyen özellikler rutin görevleri kolaylaştırır, verimliliği artırır

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresini ziyaret ediniz.

### **Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.**

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75  
Monumento Plaza Kat:12  
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 469 0555

### **Corporate Headquarters**

### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

