

# Öne Çıkan Noktalar

## Anestezi gaz tüketiminizi azaltmak için şeffaflık

Gas Consumption Analytics, tüketimi azaltmanıza yardımcı olmak üzere Dräger Perseus A500 ve Atlan ailesi anestezi cihazlarınızın gaz ve anestezi ajan tüketimine dair size özelleştirilmiş klinik ve ekonomik içgörü sunar.

- Azot protoksit, oksijen ve medikal havanın yanı sıra sevofloran, izofloran ve desfloranın tüketim hacmini ve maliyetini analiz edin.
- Verimlilik (alım karşılık tüketim), vaka başına maliyet, toplam maliyet ve kullanılan taze gaz akışları gibi göstergelerle performansınızı ve anestezi ve gaz kullanımını düşüşündeki iyileşmeleri gözden geçirin.
- Tek ameliyathaneleri veya vakaları, vaka sürelerini, belirli zaman dilimlerini seçerek verileri filtreleyin.

## CO<sub>2</sub> eşdeğerinin hesaplanması

Gas Consumption Analytics şeffaflık yaratır ve tüketilen anestezi ajanların neden olduğu kirliliği görselleştirir. Uçucu anesteziklerin iklime zarar verme potansiyelinin karbondioksitten çok daha yüksek olması ışığında bir aracın sürüldüğü mesafe olarak hesaplanan CO<sub>2</sub> eşdeğerini hızla görüntüleyebilirsiniz.

## Taze gaz akışı ayarlarının gösterimi

Gas Consumption Analytics ile anestezi prosedürleri sırasında kullanılan akış ayarlarının genel bir görünümünü alırsınız. Bu da hastayı koruyan düşük ve minimum akış uygulamalarını hayata geçirme imkanı sunar. Bu uygulamalar optimum solunum gazı sıcaklığını korumak ve solunum gazlarının nemlendirilmesinde doğru seviyeyi sürdürmek için uygun olup hastaların akciğer koruyucu ventilasyonunu destekler.

## Veri aktarımı seçeneği

Özel raporlama amacıyla veya sonrasında analiz için toplanan veriler Dräger Connect'ten bir çizelgeye aktarılabilir.


## Yüksek seviyede veri güvenliği

Dräger Connect bulut çözümü, güvenlik ve veri gizliliği ön planda tutularak tasarlanmıştır. Cihaz verileri aktarılır, toplanır ve analiz edilir. Veriler, güvenli bir VPN tüneli üzerinden hastane ağına kurulan ServiceConnect Gateway'den güvenli bir şekilde Microsoft® Azure bulut depolamaya gönderilir. Yetkili kullanıcılar, bulut sunucusuna güvenli bir bağlantı üzerinden masaüstü bilgisayarları veya mobil cihazlarından Dräger Connect hizmetlerine erişebilir.

## **Dräger Connect'te, Dijital sađlık hizmetleriniz için merkezi platformumuza erişin**

Dräger Connect, veri tabanlı kararlar alınmasını sađlayan bulut tabanlı dijital sađlık hizmetleri programınızdır. Dräger Connect'te řu anda OR Companion dıřında filo yönetimi, mekanik ventilasyon kalitesi, ameliyathanenin hazırlığı ve alarm yönetiminizin analitikleri için gösterge panoları bulunur.

## İlgili Hizmetler



### **ServiceConnect Gateway**

ServiceConnect Gateway (SCG) günlük dosyalarına, ağ üzerinden aygıt yazılımı dağıtımına, TLS sertifika yönetimine ve uzak IT desteğine erişim sağlayarak Dräger ürünlerinin çalışma süresini destekler. Ayrıca Veri Analitikleri hizmetleri için sağlayıcı olarak da görev yapar. SCG, standart Windows işletim sistemi olan hastane IT altyapısında çalışan bir sunucu uygulamasıdır. Üstün teknoloji ürünü güvenli bir ağ iletişimi kullanarak Dräger'e sabit internet bağlantısı gerektirir.

# Bağlantılı Ürünler



## Dräger Atlan A300/A300 XL

- Çoğu mekan koşulu için esneklik sunar ve akciğer koruyucu ventilasyon önlemlerini destekler
- Güvenilir minimum ve düşük akış uygulaması
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için ağa bağlanabilir, verimliliği artırır



## Dräger Atlan® A350/A350 XL

- Çoğu mekan koşulu için esneklik sunar ve akciğer koruyucu ventilasyonu destekler
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için ağa bağlanabilir



## Dräger Babyroo TN300

- Doğumhane ve YYBÜ için yapılandırılabilir açık bakım kuvüzü
- İki kombine ısı kaynağıyla stabil sıcaklık
- AutoBreath ile opsiyonel Solunum Desteği
- Resüsitasyon için uygundur; sezgisel, ergonomik kullanımı destekler



## Dräger Perseus® A500

- Kişiselleştirilmiş stratejiler için yüksek kaliteli ventilasyon, hastanın spontan solunumunu destekler
- İş akışını destekleyen özellikler rutin görevleri kolaylaştırır, verimliliği artırır

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresini ziyaret ediniz.

### **Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.**

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75  
Monumento Plaza Kat:12  
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 469 0555

### **Corporate Headquarters**

### **Drägerwerk AG & Co. KGaA**

Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck  
Germany

