



Podlar ve ilgili aksesuarlar (Multimed plus ve Multimed plus OR)

Hastabaşı Monitör Aksesuarları

Infinity® MultiMed plus ve plus OR kabloları; EKG, nabız oksimetrisini ve sıcaklık monitörizasyonunu birleştirir ve bu sayede tedavi noktasında kablo karmaşasını azaltır.

Öne Çıkan Noktalar

MultiMed plus ve MultiMed plus OR

Her iki kablo da Infinity hasta monitörlerini destekler ve hem hasta başı hem de transport monitörizasyon aksesuarlarıyla uyumludur. MultiMed plus ve MultiMed plus OR kabloları dayanıklıdır, kolay kullanılır ve daha etkili bir hasta transportuna yardımcı olur. Yoğun Bakım ortamında, MultiMed plus 3, 5 ve 6 lead kapasitesi sağlar ve kullanışlı MonoLead®'lerimizle ya da klasik EKG elektrot setleriyle birlikte kullanılabilir.

Ameliyathanede MultiMed plus OR 3, 5 ve 6 lead kapasitesinin yanı sıra, güvenilirliği artırmak ve ağırlığı azaltmak için Yüksek Frekanslı cerrahi artefaktlarının giderilmesine yardımcı olan entegre bir elektro-cerrahi ünite (ESU) filtresi sunar.

- Hasta monitörleri, Infinity TruST® Telemetri* ve Infinity M300 için tek bir EKG kablo sistemi ile standartlaşma sağlar.
- 3, 5 ve 6 lead EKG konfigürasyonlarını destekler

* MonoLead, InfinityTruST Telemetri ile uyumlu değildir.

Tek EKG kablo bağlantısı ile standartlaşma


Yeni MultiMed plus ve MultiMed plus OR kablosu sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve telemetri için aynı EKG elektrotlarını kullanabilirsiniz. Tek fişli bağlantı, EKG elektrotlarını MultiMed plus/MultiMed plus OR, TruST Telemetri ve Infinity M300 arasında hızla ve kolaylıkla değiştirmenize olanak tanıyarak hasta nakilleri sırasında size zaman kazandırır. Ek olarak dayanıklı tek pimli tasarım, uzun bir kullanım ömrü ve güvenilir bir pozitif bağlantı sağlar.

MultiMed plus OR bünyesinde entegre ESU filtresi

HF cerrahi artefaktlarını gidermek için EKG kablolarını bağlarken ayrı bir ESU filtresi ihtiyacını ortadan kaldırın.

Şimdi Dräger, süreçleri basitleştirirken ağırlığı azaltan ve verimi artıran tek bir entegre çözüm sunuyor.

Yazılım



Dräger OR Companion

- Ameliyathanelerin yönetimi için iş akışı desteği sağlar
- Bağlı Dräger anestezi cihazlarının durumunu gösterir
- Sistem testi içgörüsüyle günlük cihaz kontrolü sürecini hızlandırır
- Kılavuzlara uyum için sistem testi geçmişini belgeler
- Sistem testi arızaları için arıza giderme desteği sunar

Baęlantı Ürünleri



Dräger Babylog® VN600

- Gelişmiş yenidoęan ventilasyonu
- 15,6" ekranla kolay ve etkin kullanım
- Akcięer ve beyin koruyucu ventilasyon modları
- Gelişimsel bakım dostu ortamı destekler



Dräger Babyleo TN500

- Açık bakımı, kapalı bakımı ve geçiş sürecini destekler
- Üç senkronize ısı kaynaęıyla optimum termoregölasyon sağlar
- Gelişimsel ve nörokoruyucu bakımı destekleyen ortam sunar
- Bebeęe hızlı ve konforlu erişim sağlar



Dräger Atlan® A350/A350 XL

- Çoęu mekan koşulu için esneklik sunar ve akcięer koruyucu ventilasyonu destekler
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için aęa bağlanabilir



Dräger Atlan A300/A300 XL

- Çoęu mekan koşulu için esneklik sunar ve akcięer koruyucu ventilasyon önlemlerini destekler
- Güvenilir minimum ve düşük akış uygulaması
- Başka cihazlarla iki yönlü iletişim için aęa bağlanabilir, verimlilięi artırır

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 469 0555

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany