

Dräger sunar:



Polaris® 50

Medikal Lambalar ve Video Sistemleri

Polaris® 50, gün geçtikçe daha da zorlaşan günlük hastane çalışmaları için idealdir. Polaris® 50 ister muayene odasında, ister yoğun bakım ünitesinde veya ameliyathane indüksiyon odasında olsun, yüksek kontrast ve sabit renkli ışık sağlar. Ayrıca, tedavi lambası esnek olduğu için çevrilebilir ve kullanımı kolaydır, böylece doğru kararları çok daha hızlı verebilirsiniz.

Dräger

Yaşam için Teknoloji

Avantajlar

Ana avantajlar

Polaris® 50, tıbbi mahallerdeki yüksek kaliteli aydınlatmaya yönelik en yüksek ihtiyaçları karşılar. En son teknoloji ürünü LED'ler 80.000 lükse kadar parlaklıkta ışık şiddeti oluşturur. Doğal beyaz tonlarında 4.500 K'ya kadar bir renk sıcaklığına sahip olan Polaris® 50 size tedavi alanında gerçek renklerde görüş sunar. Ra = 95 ve R9 = 90'lık renksel geriverim indisi ile ayrıntıların yüksek oranda görünmesini de garantiler. Bu sayede, aydınlatılan dokudaki renk ayrıntıları doğal ve zengin bir kontrastla görünür ve böylece işinize kolayca odaklanabilirsiniz.

Polaris® 50, günlük kullanım için etkili bir çözümdür. Düşük bakım ihtiyacı ve yüksek güvenilirliğe sahip olan aydınlatma sistemi minimum maliyet ile yıllarca çalışır. Örneğin: LED'ler lamba kafasındaki ısı yoğunluğunu azaltarak verimliliği artırır. Klasik halojen ampullere kıyasla tüketilen enerjinin sadece küçük bir kısmını tüketirler. Takılan yüksek performanslı LED'lerin 50.000 saate kadar çalışma süreleri vardır ve maliyeti önemli ölçüde azaltırlar.

"Fonksiyon ve uygulama alanı açısından çok yönlülük" - bu, Polaris® 50 küçük ameliyat lambasının sloganıdır. Lambayı nerede ve nasıl kullanmak istediğinize siz karar verin: Sabit duran bir tavan, duvar lambası veya mobil versiyon olarak ya da Dräger pendant üniteleri ile merkezi olarak kullanabilirsiniz. Çok sayıdaki kombinasyon seçeneği size fazladan yer kazanma ve tedavi odasından yoğun bakım ünitesine kadar olan tüm iş alanlarını en uygun şekilde tasarlama imkanı sunar.

Kol Sistemi

Polaris® 50 kol sistemi, sahip olduğu eksen ve yaylı koluyla ışığı istediğiniz yere yönlendirmenizi sağlar. Ayrıca, Polaris® 50'nin üç bağlantı noktası 360° dönme özelliğine sahiptir. Bu özellik size hareket özgürlüğü ve zaman tasarrufu sağlar. Sofistike mekanik sistemi sayesinde lambayı tek elle çalıştırabilir veya ayarlayabilirsiniz.

Farklı alan ihtiyaçları için iki uyarlama seçeneği bulunmaktadır: İsteğe göre kısaltılabilen tavan borusu ve asma tavanlara kurulum için kullanılan bir opsiyonel asma tavan adaptörü.

Fonksiyonel Tasarım

Polaris® 50'nin fonksiyonel tasarımı, kompakt şekli ve güçlü bileşenleri ile uyum sağlar. Hızlı ve detaylı temizlemeyi mümkün kılar. El tutamağı çıkarılabilir ve sterilize edilebilir. Gerekirse ayrı parçalara ve LED modülün kendisine Dräger servis teknisyenleri tarafından profesyonel bakım yapılabilir. Işık şiddeti, ışığın pozisyonunu yanlışlıkla değiştirmeden tek elle kolayca kullanılabilen bir aydınlatma seviye ayarlayıcısı ile sürekli olarak ayarlanabilir.

Çalışma Alanı Tasarımı

İstediğiniz yeri aydınlatmıyorsa en iyi ışığın size bir faydası olmaz. Bu nedenle, Dräger Polaris® 50 sistemi son derece esnek ve hemen hemen her yere monte edilebilir - bir sabit versiyon olarak tavanlara ve duvarlara (örn. muayene odalarında) ve Dräger pendant üniteleri ile asılı olarak (örn. uyanma odalarında) kullanılabilir. Bir ekranla birlikte de kullanılabilir (örn. acil servislerde).

Ayrıca, Polaris® 50'yi üç kollu bir montaj sistemine takmak kısıtlı alanlardan (örn. yoğun bakım ünitelerinde) en yüksek verimi almanızı sağlar. Polaris® 50'nin normal odalarda, ameliyathane bölümlerinde veya ameliyathanelerde ek muayene lambası olarak kullanılan mobil versiyonu da bulunmaktadır. Mobil lambanın tekerlekli düzeneği pratik kilitlenen frenler ve elektrik kablosu kancaları ile donatılmıştır.

İlgili Ürünler

D-26017-2020



Dräger Ambia®

Ambia® tavana monte pendant ünitemiz ile akut bakım iş istasyonlarını, özgün ihtiyaçlarınıza göre ideal şekilde uyarlayın. Çeşitli aksesuarları ve geniş yelpazedeki değişim seçenekleri ile Ambia, çalışma alanınızda maksimum esneklik sağlar. Bu da sadece hastane iş akışlarını iyileştirmekle kalmaz, personelin ve hastaların konforunu da artırır.

D-4967-2021



Dräger tarafından sunulan Gemina®

Bir acil servis, bir yoğun bakım ünitesi, bir ara bakım ünitesi veya bir uyanma odası - nereyi donatıyor olursanız olun Dräger Gemina® duvara monte pendant ünitesi, çok sayıda ekipman montaj seçeneği arasında seçim yapmanıza olanak tanır, etkin ve hasta odaklı bakım için özel olarak yapılandırılan bir çalışma alanı yaratmanıza yardımcı olur.

D-96-2022



Polaris® 100/200

Başarılı bir operasyon için doğru aydınlatma çok önemlidir. Polaris® 100/200 ameliyathane aydınlatma sistemleri, hastanenin bütçesini sarsmadan ve çok uzun süre bakım gerektirmeden, doğal renkler ve zengin kontrastla cazip bir aydınlatma sağlar.

D-4252-2022



Dräger Polaris® 600

Ameliyathane lambamız, üstün teknoloji ürünüdür: Dräger Polaris® 600, sezgisel kontrolleri ve çok yönlü konfigürasyon seçenekleri ile hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Gelecekteki değişikliklere hazır sistem kavramı, size çok iyi ışık sunan ürün ailesinin felsefesine bağlı kalır.

Teknik Veriler

Aydınlatma şiddeti (1 m mesafede)	80.000 lüks
Parlaklık ayarı	Sürekli, %20-100
Işık alanı çapı d10 (1 m mesafede)	18 cm
Işık alanı çapı d50 (1 m mesafede)	10 cm
Renk sıcaklığı	4.500 K
Renksel geriverim indisi Ra	95
Renksel geriverim indisi R9	90
Aydınlatma derinliği L1+L2	124 cm
Güç kaynağı	100 - 240 V (AC)
Frekans	50 - 60 Hz
Güç tüketimi	32 W (maks. 80 VA)
LED sayısı	7 LED
LED'lerin kullanım ömrü	50.000 saat
Maks. toplam aydınlatma şiddeti	320 W/m ²
Sınıflandırma	Koruma sınıfı I
Koruma sınıfı	IP20, IP43
Lamba kafası çapı	33 cm
Lamba ve eksen sisteminin toplam ağırlığı:	
Polaris® 50 Tavan	14 kg
Polaris® 50 Duvar	13,5 kg
Polaris® 50 Mobil	20 kg
Polaris® 50 Besleme Ünitesi	10 kg
Aksesuarlar	Sterilize edilebilir el tutamağı Asma tavan adaptörü

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

www.draeger.com

Türkiye

Draeger Medikal Tic.

ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz

Cad. No:75/A 109

34870 Kartal - İstanbul

☎ +90 216 469 05 55

☎ +90 216 469 05 60

✉ info.turkiye@draeger.com

Üretici firma

Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12

CH-9200 Gossau SG

☎ +41 71 388 11 77

www.derungs.swiss



Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletisim