

Dräger Alcotest® 3820 Alcotest-indikator

Dräger Alcotest® 3820 odgovornim vozačima nudi pouzdani način testiranja alkohola u dahu i pruža im sigurnost da mogu voziti u skladu sa zakonom. To se osigurava pomoću precizne mjerne tehnologije identične onoj koju upotrebljava policija: s više od 30 milijuna testiranja alkohola u dahu godišnje.



Prednosti

Preciznost već više od 60 godina: mjerna tehnologija koju upotrebljava policija

Dräger je vodeća tvrtka na tržištu i profesionalni dobavljač uređaja za mjerenje alkohola u dahu za policiju i industriju više od 60 godina. Mjerna tehnologija u proizvodu Alcotest® 3820 identična je onoj uređaja koji se koriste za visokoprecizno testiranje alkohola u dahu. Sustavna unaprjeđenja tehnologije u posljednjih šest desetljeća učinila su današnji Alcotest 3820 neusporedivo brzim i pouzdanim. Kao privatni korisnik ili profesionalni vozač možete jednostavno spriječiti neugodna iznenađenja pri provjeri koncentracije alkohola u dahu. Svake se godine diljem svijeta provede više od 30 milijuna mjerenja alkohola u dahu pomoću instrumenata tvrtke Dräger. Ovi uređaji visoke kvalitete proizvedeni su u Njemačkoj.

Brzo i jednostavno uzimanje uzorka

Funkcija mjerenja jednostavno se aktivira pomoću funkcijskog gumba s pozadinskim osvjetljenjem. Dodatnu pomoć pružaju opcijske zvučne upute. Uređaj je spreman za uporabu za nekoliko sekundi, a testiranje daha može se provesti odmah. Isti se gumb upotrebljava za kretanje izbornikom.

Zamjenjivi usnik

Usnik je izrađen tako da odgovara svima i zaštićen je kapicom. Za svaku osobu koja se testira upotrebljava se novi usnik. Dodatni usnici dostupni su kao dodatni pribor. Izdahnuti zrak prolazi kroz uređaj zračnim kanalom, a samo se manji uzorak tog zraka uvlači radi analize. Zbog toga u uređaju nema ostatnog alkohola, a sva mjerenja uvijek su precizna i pouzdana. Istu metodu upotrebljava i policija.

Uvijek spreman za uporabu

Tijekom hladnih zimskih noći ili na vruć ljetni dan: Uređaj je spreman za uporabu gotovo odmah. Raspon temperature za mjerenje iznosi od -5 °C do +50 °C.

Praktičan i diskretan

Zahvaljujući svojem kompaktnom dizajnu Alcotest 3820 stane u džep hlača. Zbog toga možete diskretno i u svakom trenutku provesti mjerenje – bez obzira na to gdje se nalazili. Uvijek ćete dobiti precizan rezultat pri mjerenju rezidualne količina alkohola, bilo nakon poslovnog ručka, na proslavi ili jutro poslije.

Dizajniran za godine uporabe

Alcotest 3820 proizveden je u Njemačkoj i zadovoljava najviše standarde kvalitete. Redovitom kalibracijom uređaja mjerna tehnologija dugo će vremena ostati precizna. Zahvaljujući regionalnoj servisnoj mreži tvrtke Dräger dostupnoj diljem svijeta uređaj ćete moći upotrebljavati niz godina.

Pribor



D-44621-2015

Usnici

Pet komada zamjenskih usnika. Svaki pojedinačno higijenski zapakiran.



D-45503-2015

Zaštitan torbica od mikro vlakana

Štiti od prašine i ogrebotina.

Povezani proizvodi



D-42702-2015

Dräger DrugCheck® 3000

Dräger DrugCheck® 3000 upotrijebite kako biste u roku od nekoliko minuta saznali je li osoba nedavno koristila određene droge. Kompaktan i brz test na droge koji upotrebljava slinu, jednostavno i jeftino daje pouzdane rezultate. Uređaju nije potrebna električna energija i može se koristiti bilo gdje.

Tehnički podaci

Metoda mjerenja	Elektrokemijski Dräger senzor za tehnologiju 1/4", osjetljiv na alkohol
Raspon mjerenja	0 do 5,00 ‰; ako su granice raspona mjerenja premašene, prikazuje se poruka
Uzimanje uzorka	Automatsko uzimanje uzorka kada je dosegnut minimalni volumen zraka tj. trajanje izdaha; Automatsko uzimanje uzorka kada je dosegnut kraj daha; ovisno o konfiguraciji
Spreman za uporabu	Približno 4 sekunde nakon uključivanja
Prikaz rezultata mjerenja	Nakon približno 3 s (za 0,00 ‰); nakon približno 10 s (za 1,00 ‰, sobna temperatura)
Radna temperatura	-5 do +50 °C / 23 do 122 °F
Relativna vlažnost	10 do 100 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije i u radnom stanju)
Tlak okoline	600 do 1.300 hPa / 17,7 do 38,4 inča Hg
Zaslon	Grafički LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem; 32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 piksela)
LED	1 svjetleća dioda (LED) uz prikaz rezultata i poruke upozorenja
Zvučni signal	Različiti zvučni signali uz poruke i upozorenja na zaslonu
Snimač podataka	Bilježi posljednjih 10 testova
Napajanje	1 x CR123A-baterija, pokazatelj razine napunjenosti na zaslonu, s jednom baterijom može se provesti približno 1.500 testiranja daha.
Usnik	Higijenski i zasebno pakirani
Način rada	Funkcije mjerenja mogu se aktivirati uporabom jednog gumba
Kalibracija	Kalibracija vlažnim plinom ili suhim plinom
Kućište	Otporno na udarce ABS/PC
Dimenzije (D x V x Š), težina	Približno 50 x 133 x 29 mm / približno 120 g, uklj. bateriju
Vibracije i udarci	EN 60068-2-32
CE oznaka	2004/108/EZ (elektromagnetska kompatibilnost)
Standardi	EN 16280, EN 15964, NHTSA, sukladnost s FDA, ovisno o konfiguraciji
Integrirani sat	Prikazuje razdoblje kalibracije
Klasa IP zaštite	IP52

Informacije za naručivanje

Dräger Alcotest® 3820 – Standard (pred konfiguriran)	83 27 278
Dräger Alcotest® 3820 – Konfigurator	83 24 922
Dräger Alcotest® 3820 – Švedska	83 24 923
Dräger Alcotest® 3820 – Finska	83 24 924
Dräger Alcotest® 3820 – Norveška	83 24 925
Dräger Alcotest® 3820 – Francuska	83 24 926
Dräger Alcotest® 3820 – SAD	83 24 928
Dräger A3820 dodatnih 5 usnika, higijenski i zasebno pakirani	83 25 250
Vrećica od mikrovlakana	83 24 994

Napomene

Napomene

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel: +385 1 650 1777
Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Pronadite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt

