


## BabyFlow® – CPAP nasale Consommables et accessoires

Le confort du patient, une grande efficacité thérapeutique, une rentabilité élevée – ce ne sont là que quelques-unes des exigences auxquelles le BabyFlow® permet de répondre.



## Avantages

---

### **BabyFlow – CPAP nasale**

L'interface de CPAP nasale BabyFlow Dräger intègre la technologie actuelle pour le confort des nourrissons prématurés. Elle permet aux patients de bénéficier d'une thérapie optimale et d'éviter les éventuelles complications provoquées par l'intubation. Le BabyFlow est très économique. Il vous évite de lourds investissements dans des appareils respiratoires supplémentaires quand le BabyFlow est utilisé avec un ventilateur Babylog ou Evita\* déjà présents.

\* Pour cela, un logiciel adapté à l'utilisation du BabyFlow est nécessaire, ainsi que l'option VNI/NeoFlow dans le cas de la famille Evita.

---

### **Canules, masques et bonnets**

Les canules nasales et néomasques en silicone fabriqués avec soin sont disponibles en différentes tailles. Leurs formes ergonomiques permettent une utilisation optimale ainsi qu'une bonne adaptation au visage en fonction des différences morphologiques. Trouver la bonne taille est facile grâce au mètre ruban.

---

### **Soins e douceur**

En plus d'aider à la flexibilité dans le quotidien clinique, le BabyFlow apporte une solution qui ménage les patients. Le niveau de pression CPAP choisi, par exemple, est largement indépendant du débit, ce qui rend l'assistance respiratoire incroyablement silencieuse. Ainsi, le BabyFlow répond parfaitement à l'idée des soins en douceur et participe activement au bon développement du nourrisson.

## Pour vos commandes

### VUE D'ENSEMBLE DES TAILLES DES BONNETS A USAGE UNIQUE

Taille	Couleur	Circonférence (max.)		Poids		Référence
		cm	pouces	Grammes	Lbs	
S	Jaune	23	9.1	700 – 1.000	1.5 – 2.2	84 18 534
M	Orange clair	26	10.2	1.000 – 1.300	2.2 – 2.9	84 18 535
L	Saumon clair	28	11.0	1.300 – 1.600	2.9 – 3.5	84 18 536
XL	Lavande	30	11.9	1.600 – 2.400	3.5 – 5.3	84 18 537
XXL	Bleu	33	13.0	2.400 – 3.000	5.3 – 6.6	84 18 538
XXL plus	Vert	36	14.2	3.000 >	6.6 >	84 18 539

Harnais	Référence
XXS, lot de 5	MP03880
XS, lot de 5	MP03881
S, lot de 5	MP03882
M, lot de 5	MP03883
L, lot de 5	MP03884
XL, lot de 5	MP03885

BabyFlow, à usage unique (jeu de 20)	84 18 583
Canules, XS (jeu de 10)	84 18 415
Canules, S (jeu de 10)	84 18 605
Canules, M (jeu de 10)	84 18 416
Canules, L (jeu de 10)	84 18 531
Canules, XL (jeu de 10)	84 18 417
Masque néonatal, S (jeu de 10)	84 18 491
Masque néonatal, M (jeu de 10)	84 18 490
Masque néonatal, L (jeu de 10)	84 18 619

Canules standard	
Canules XXL, lot de 10	84 18 617

Larges canules	
Canules 3, lot de 10	84 18 603
Canules 4, lot de 10	84 18 607
Canules 5, lot de 10	84 18 609
Canules 6, lot de 10	84 18 611
Raccord souple N, lot de 20	MP03826

Kit de démonstration (à usage unique)	84 18 550
Comprenant :	
BabyFlow®, à usage unique (5 unités)	
1 x canule, moyenne (jeu de 10)	
1 x canule, moyenne plus (jeu de 10)	
1 x masque néonatal M (jeu de 10)	
1 x bonnet de taille L (jeu de 5)	
1 x bonnet de taille XL (jeu de 5)	
Chaque composant du kit peut être commandé séparément	

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Allemagne

### BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tél. +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

### FRANCE

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.