

Dräger BabyFlow® plus Accessoires en Consumables

Het uitstekende, non-invasieve systeem, ontworpen voor maximale prestaties en optimaal patiëntcomfort.



D-48842/2015

Voordelen

Prestaties

Het BabyFlow plus-systeem voor ademhalingsondersteuning is ontworpen op basis van de resultaten van geavanceerde technologie (Computational Flow Analysis) om de ademhalingsinspanning van de patiënt te minimaliseren. De gestroomlijnde connector zorgt voor een optimale flowverdeling.

Verbeterd comfort voor patiënt en zorgverlener

We willen dat uw patiënten zich prettig voelen. Hoe minder ongemak een patiënt ervaart, hoe groter de kans op een gezonde groei en ontwikkeling tijdens deze kritieke fase van het herstel van de patiënt.

Dankzij de instelbare hoek kunt u neusbril en masker goed passend op de patiënt aanbrengen, zodat er minder lekkage optreedt en stabielere CPAP-niveaus worden bereikt. Stabieler CPAP-niveaus verlagen het geluidsniveau, wat de BabyFlow plus tot een geluidsarm systeem voor ademhalingsondersteuning maakt, dat de praktijken voor ontwikkelingszorg ondersteunt en kleine patiëntjes de best mogelijke zorg biedt.*

Gebruiksgemak

Het gebruiksgemak van BabyFlow plus in combinatie met innovatieve onderdelen biedt een effectieve en aangename therapie.

Het BabyFlow plus-systeem voor ademhalingsondersteuning is ontworpen om de huidige problemen met non-invasieve ademhalingsondersteunende therapie aan te pakken. Elk afzonderlijk onderdeel, met inbegrip van individueel formaat maskers en neusbrillen, is ontwikkeld voor maximale prestaties en optimaal patiëntcomfort.

De flexibele, knikbestendige slangen maken een optimale positionering van de patiënt mogelijk. Draaibare aansluitingen beperken de noodzakelijke loskoppelingen van het beademingscircuit tot een minimum en zorgen zo voor een stabiele CPAP-druk.

In combinatie met de Dräger Babylog® VN500 ondersteunt de BabyFlow plus een uitgebreide selectie modaliteiten voor non-invasieve ademhalingsondersteuning. Babylog VN500 past de flow automatisch aan overeenkomstig de bestaande lekkage om een stabiele CPAP-druk te waarborgen en hinderlijke alarmen te voorkomen.

* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, "In vitro Comparison of Noise Levels produced by different CPAP generators", in: Neonatology, 2012; 101: 95-100

* Karam et al., "Noise levels during nCPAP are flow-dependent but not device dependent", in: Archives of Disease in Childhood Neonatal Edition, 2008: 93: F 132-F134

Toebehoren

D-33872-2015-D-37401-2015



Neusbrillen

De neusbrillen zijn verkrijgbaar in 11 maten en twee verschillende breedtes. In combinatie met de BabyFlow plus zorgen de neusbrillen voor een effectieve afdichting en verminderen ze de druk op de neusbrug van de zuigeling, zodat huidbeschadiging tot een minimum wordt beperkt.

D-23992-2015-D-34333-2009



Maskers

De neusmaskers zijn in zes verschillende maten verkrijgbaar. De maten S, M en L zijn bekende en geaccepteerde siliconenmaskers voor kleine patiëntjes tot ongeveer 2 kg. De nieuwe maskers voor patiëntjes van 2 kg tot 5 kg zijn ontworpen voor maximale therapeutische effectiviteit en comfort van de patiënt met behulp van 3D-scanttechnologie. Dankzij de flexibele duale slanggetjes zoekt het masker een natuurlijke positie over de neus van de zuigeling, wat helpt om lekkage tot een minimum te beperken en een consistent nCPAP-niveau te handhaven.

D-23991-2015



Hoofdband

Met de hoofdband kan de BabyFlow plus snel en gemakkelijk, met zo min mogelijk drukpunten, worden bevestigd. De band kan voorzichtig om het hoofd van de zuigeling worden gewikkeld en met verstelbare sluitingen worden vastgemaakt. De hoofdband is in zes maten verkrijgbaar en geschikt voor een hoofdomtrek van 17 cm tot 42 cm.

D-48861-2015



Mutsjes van microvezels

De flexibele en ademende mutsjes van microvezels zijn in zeven maten verkrijgbaar. De disposable mutsjes zijn voorzien van bandjes aan de zij- en bovenkant waarmee de BabyFlow plus kan worden vastgemaakt en gestabiliseerd.

Bestelinformatie

BabyFlow® plus voor eenmalig gebruik

| | | |
|---|----------|---------|
| S | 20 stuks | MP03700 |
| M | 20 stuks | MP03701 |
| L | 20 stuks | MP03702 |

Mutsjes van microvezels

| | | | |
|----------|-------------------|---------|-----------|
| XS | wit | 5 stuks | 84 18 533 |
| S | gele zoom | 5 stuks | 84 18 534 |
| M | rode zoom | 5 stuks | 84 18 535 |
| L | groene zoom | 5 stuks | 84 18 536 |
| XL | oranje zoom | 5 stuks | 84 18 537 |
| XXL | blauwe zoom | 5 stuks | 84 18 538 |
| XXL plus | witte/zwarte zoom | 5 stuks | 84 18 539 |

Hoofdband

| | | |
|-----|---------|---------|
| XXS | 5 stuks | MP03880 |
| XS | 5 stuks | MP03881 |
| S | 5 stuks | MP03882 |
| M | 5 stuks | MP03883 |
| L | 5 stuks | MP03884 |
| XL | 5 stuks | MP03885 |

Neo-masker

| | | |
|---|----------|-----------|
| S | 10 stuks | 84 18 491 |
| M | 10 stuks | 84 18 490 |
| L | 10 stuks | 84 18 619 |
| 4 | 10 stuks | MP01494 |
| 5 | 10 stuks | MP01495 |
| 6 | 10 stuks | MP01496 |

Standaard neusbril

| | | |
|--------------|----------|-----------|
| Neusbril XS | 10 stuks | 84 18 415 |
| Neusbril S | 10 stuks | 84 18 605 |
| Neusbril M | 10 stuks | 84 18 416 |
| Neusbril L | 10 stuks | 84 18 531 |
| Neusbril XL | 10 stuks | 84 18 417 |
| Neusbril XXL | 10 stuks | 84 18 617 |

Brede neusbril

| | | |
|--------------------|----------|-----------|
| Neusbril 3 | 10 stuks | 84 18 603 |
| Neusbril 4 | 10 stuks | 84 18 607 |
| Neusbril 5 | 10 stuks | 84 18 609 |
| Neusbril 6 | 10 stuks | 84 18 611 |
| Zachte connector N | 20 stuks | MP03826 |

Demoverpakking BabyFlow® plus, maat S

MP03703

BabyFlow® plus, maat S, 10 stuks

- 2 x neusbril XS
- 2 x neusbril S
- 2 x neusbril M
- 2 x neusbril 3
- 2 x neo-masker S
- 2 x neo-masker M
- 2 x neo-masker L

2 x hoofdband XXS
 2 x hoofdband XS
 2 x hoofdband S
 Meetlint en maatsjabloon
 Zachte connector N, 20 stuks

Demoverpakking BabyFlow® plus, maat M

MP03704

BabyFlow® plus, maat M, 10 stuks

2 x neusbril M
 2 x neusbril L
 2 x neusbril XL
 2 x neusbril 4
 2 x neo-masker M
 2 x neo-masker L
 2 x neo-masker 4
 2 x hoofdband S
 2 x hoofdband M
 2 x hoofdband L

Meetlint en maatsjabloon
 Zachte connector N, 20 stuks

Demoverpakking BabyFlow® plus, maat L

MP03705

BabyFlow® plus, maat L, 10 stuks

2 x neusbril XL
 2 x neusbril XXL
 2 x neusbril 5
 2 x neusbril 6
 2 x neo-masker 4
 2 x neo-masker 5
 2 x neo-masker 6
 2 x hoofdband M
 2 x hoofdband L
 2 x hoofdband XL

Meetlint en maatsjabloon
 Zachte connector N, 20 stuks

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen

HOOFDKANTOOR

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeck, Duitsland

NEDERLAND

Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 47
receptie@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

